


Cell Saver® Elite®

Kit de séquestration Cell Saver® Elite®
REF CSE-SQ-1000



CSE-SQ-1000 est le dispositif de séquestration (séparation) pour l'appareil d'autotransfusion Cell Saver® Elite®. Il est utilisé avec le kit de traitement de 125 ml ou 225 ml pour collecter du plasma et des plaquettes avant de traiter le sang collecté.

Informations techniques

Composition des consommables

Poche	Poche PPP, 1000ml
	Poche PRP, 1000 ml
	Poche à air
Méthode de stérilisation	Oxyde d'éthylène
Conditionnement	8 unités par carton



HAEMONETICS®
THE Blood Management Company®

© 2015 Haemonetics Corporation. Haemonetics, Cell Saver, Elite et Haemonetics THE Blood Management Company sont des marques de commerce ou des marques déposées de la société Haemonetics aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. COL-FS-000184-FR(AA)

Pour obtenir la liste des bureaux dans le monde entier et leurs coordonnées, consulter www.haemonetics.com/officelocations