

# Dornier FIBRES LASER THULIO

## Performance Fibers

### Données techniques

#### FIBRES THULIO PERFORMANCE DORNIER - USAGE UNIQUE

Numéro de commande	Description	Code couleur	Diamètre noyau	Diamètre externe	Puissance laser max.	Rayon courbure min.	Longueur	Nbr de pcs stériles par conditionnement
<b>K2016360*</b>	200 µm Fibre laser Thulio à usage unique	Bleu	200 ± 8 µm	400 ± 30 µm	16 W	≥ 7 mm	3 m	3 pcs
<b>K2016361</b>	270 µm Fibre laser Thulio fine à usage unique	Blanc	272 ± 5 µm	400 ± 30 µm	30 W	≥ 7 mm	3 m	3 pcs
<b>K2016363</b>	400 µm Fibre laser Thulio à usage unique	Jaune	365 ± 10 µm	550 ± 30 µm	75 W	≥ 29 mm	3 m	3 pcs
<b>K2016365</b>	600 µm Fibre laser Thulio à usage unique	Vert	550 ± 12 µm	750 ± 30 µm	100 W	≥ 58 mm	3 m	3 pcs
<b>K2016366</b>	1000 µm Fibre laser Thulio à usage unique	Rouge	940 ± 15 µm	1400 ± 50 µm	100 W	≥ 73 mm	3 m	3 pcs

\*Disponible uniquement dans les pays européens (Union Européenne).

#### FIBRES THULIO PERFORMANCE DORNIER - RÉUTILISABLE (10 CYCLES D'UTILISATION)

Numéro de commande	Description	Code couleur	Diamètre noyau	Diamètre externe	Puissance laser max.	Rayon courbure min.	Longueur	Nbr de pcs stériles par conditionnement
<b>K2016370</b>	270 µm Fibre laser Thulio fine réutilisable 10 fois	Blanc	272 ± 5 µm	400 ± 30 µm	30 W	≥ 7 mm	3 m	3 pcs
<b>K2016371</b>	400 µm Fibre laser Thulio réutilisable 10 fois	Jaune	365 ± 10 µm	550 ± 30 µm	75 W	≥ 29 mm	3 m	3 pcs
<b>K2016372</b>	600 µm Fibre laser Thulio réutilisable 10 fois	Vert	550 ± 12 µm	750 ± 30 µm	100 W	≥ 58 mm	3 m	3 pcs
<b>K2016373</b>	1000 µm Fibre laser Thulio réutilisable 10 fois	Rouge	940 ± 15 µm	1400 ± 50 µm	100 W	≥ 73 mm	3 m	3 pcs

Les fibres Thulio Performance Dornier réutilisables sont autorisées pour 10 cycles d'utilisation (utilisabilité). Stérilisation par vapeur à 132 °C. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi.

Les fibres Thulio Performance Dornier sont compatibles avec le dispositif Dornier Thulio K2016000 uniquement.



©2024 Dornier MedTech. Tous droits réservés. Le contenu de ce document peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Dornier Thulio® est une marque déposée de Dornier MedTech et son utilisation tout au long de ce document est protégée. Les informations présentées dans ce document le sont uniquement à titre informatif et sont fournies « en l'état ». Les produits sont proposés uniquement dans les pays où leur vente est autorisée. Veuillez vous assurer de leur disponibilité en contactant votre revendeur local et votre service client.



[www.dornier.com](http://www.dornier.com)

