



## LEOLYZER, famille elisa

### LeoLyzer, analyseur de gaz

Accessoire commun à la famille elisa

LeoLyzer, un accès au monitorage des gaz halogénés lors d'une sédation légère

Leolyzer permet de moniterer la concentration des gaz inspirés et expirés par le patient, notamment lors d'une ventilation sous sédation légère avec le filtre Anaconda.

LeoLyzer peut être combiné à l'ensemble des ventilateurs de la gamme elisa, elisa300, elisa500, elisa800 et elisa800VIT.

Il s'adapte sur les rails latéraux des ventilateurs et peut être connecté au ventilateur en cas de besoin.

#### Caractéristiques principales :

- Technologie Sidestream
- Débit de prélèvement 250 ml/min
- Monitorage CO<sub>2</sub>, Isoflurane, Sevoflurane
- Détection et identification automatique des gaz monitorés
- Calibration automatique
- Ré-injection du prélèvement de gaz



## Données Techniques

### Usage prévu

Monitorage des gaz inspirés et expirés de la famille elisa (elisa300-elisa 800VIT)

### Caractéristiques générales

- Type de capteur:  
• Capteur sidestream
- Principe de fonctionnement :  
• Spectroscopie Infra-Rouge

### Valeurs de mesure

- Seulement CO<sub>2</sub>  
CO<sub>2</sub> et ISO  
CO<sub>2</sub> et SEV

### Affichage des valeurs

- inCO<sub>2</sub> et etCO<sub>2</sub>  
inSEV et exSEV  
inISO et exISO

### Principales références

LeoLyzer, analyseur multi-gaz ISO, SEVO et CO2, comprenant:

- Câble de connexion
- Piège à eau
- Ligne de prélèvement
- Support pour rail

az-370860



Ligne de prélèvement, 2m

Quantité minimum par commande : 10

0208632-1



Piège à eau (x10)

0208630ve10



Support LeoLyzer pour rail

az-540610



Adaptateur (22F) réutilisable pour bloc capteur débit

0045011



### Mentions légales

Dénomination :	Leolyzer
Indications :	Analyseur de gaz
Classe du dispositif médical	Ila
Organisme notificateur :	TÜV 0197 -TÜV Rheinland GmbH 90431 Nurnberg, Allemagne
Bon usage :	Lire attentivement le manuel d'utilisation
Remboursement :	non
Fabricant :	LÖWENSTEIN medical Innovation - Allemagne
Distributeur :	LÖWENSTEIN medical - France



LÖWENSTEIN medical

6 rue de l'Aulnaye-Dracourt  
91300 Massy France  
T: +33 1 69 35 53 20  
[www.loewensteinmedical.fr](http://www.loewensteinmedical.fr)

CE0197

**LÖWENSTEIN**  
medical