


Chemises d'arthroscope existantes :


### Verrouillage standard d'optique

Diamètre 6,5 mm, longueur utile 12 cm,  
à utiliser avec les optiques HOPKINS®, diamètre 4 mm, longueur 18 cm




28229 DR      **Chemise d'arthroscope High-Flow**, avec verrouillage standard d'optique, diamètre 6,5 mm, longueur utile 12 cm, avec deux robinets, **rotatifs**, à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 0°, 30°, 70° et les mandrins 28126 BC/BT/BS, 28134 O, code couleur : vert-rouge-jaune

Diamètre 5,5 mm, longueur utile 12 cm,  
à utiliser avec les optiques HOPKINS®, diamètre 4 mm, longueur 18 cm



28126 B      **Chemise d'arthroscope**, avec verrouillage standard d'optique, diamètre 5,5 mm, longueur utile 12 cm, avec deux robinets, **fixes**, à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 0°, 30°, 70° et les mandrins 28126 BC/BT/BS, 28134 O, code couleur : vert-rouge-jaune



28126 CR      **Chemise d'arthroscope**, avec verrouillage standard d'optique, diamètre 5,5 mm, longueur utile 12 cm, avec deux robinets, **rotatifs**, à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 0°, 30°, 70° et les mandrins 28126 BC/BT/BS, 28134 O, code couleur : vert-rouge-jaune

28126 R      **Idem**, avec un robinet

Diamètre 4 mm, longueur utile 12,5 cm,  
à utiliser avec les optiques HOPKINS®, diamètre 2,7 mm, longueur 18 cm



28132 CR     **Chemise d'arthroscope**, avec verrouillage standard d'optique, diamètre 4 mm, longueur utile 12,5 cm, avec deux robinets, **rotatifs**, à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 30°, 70° et les mandrins 28132 BC/BT, code couleur : rouge-jaune

Diamètre 2,5 mm, longueur utile 4 cm,  
à utiliser avec les optiques HOPKINS®, diamètre 1,9 mm, longueur 6,5 cm



28306 BN     **Chemise d'arthroscope High-Flow**, avec verrouillage standard d'optique, diamètre 2,5 mm, longueur utile 4 cm, avec un robinet, **fixe**, à utiliser avec l'optique HOPKINS® de 30° 28305 BA et les mandrins 28306 BS/BT, code couleur : rouge

## Verrouillage d'optique Snap-in

Diamètre 6,5 mm, longueur utile 13,5 cm,  
à utiliser avec les optiques HOPKINS®, diamètre 4 mm, longueur 18 cm



28229 DS      **Chemise d'arthroscope High-Flow**, avec verrouillage d'optique Snap-in, diamètre 6,5 mm, longueur utile 13,5 cm, avec deux robinets, **rotatifs**, à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 0°, 30°, 70° et les mandrins 28229 BC/BT

28229 S      **Chemise d'arthroscope High-Flow**, avec verrouillage d'optique Snap-in, diamètre 6,5 mm, longueur utile 13,5 cm, avec un robinet, **rotatif**, à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 0°, 30°, 70° et les mandrins 28229 BC/BT

Diamètre 6 mm, longueur utile 13,5 cm,  
à utiliser avec les optiques HOPKINS®, diamètre 4 mm, longueur 18 cm



28136 DS **Chemise d'arthroscope High-Flow**, avec verrouillage d'optique Snap-in, diamètre 6 mm, longueur utile 13,5 cm, extrémité distale fine, avec orifices d'irrigation, avec deux robinets, **rotatifs**, à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 30°, 70° et les mandrins 28136 BC/BT, code couleur : rouge

28136 S **Chemise d'arthroscope High-Flow**, avec verrouillage d'optique Snap-in, diamètre 6 mm, longueur utile 13,5 cm, extrémité distale fine, avec orifices d'irrigation, avec un robinet, **rotatif**, à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 30°, 70° et les mandrins 28136 BC/BT, code couleur : rouge

28136 EC **Chemise d'arthroscope ENDOCAMELEON®**, avec verrouillage d'optique Snap-in, diamètre 6 mm, longueur utile 13,5 cm, extrémité distale conique, avec orifices d'irrigation, deux robinets, **rotative**, à utiliser avec l'optique HOPKINS® ENDOCAMELEON® 28731 AE et le mandrin à poignée canulée 28134 O ou les mandrins 28126 BC/BT



28130 CR **Chemise d'arthroscope High-Flow**, avec verrouillage d'optique Snap-in, diamètre 6 mm, longueur utile 13,5 cm, avec deux robinets, **rotatifs**, à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 0°, 30°, 70° et les mandrins 28130 BC/BT, 28140 O, code couleur : rouge



28130 R **Chemise d'arthroscope High-Flow**, avec verrouillage d'optique Snap-in, diamètre 6 mm, longueur utile 13,5 cm, avec un robinet, **rotatif**, à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 0°, 30°, 70° et les mandrins 28130 BC/BT, 28140 O, code couleur : rouge

Diamètre 6 mm, longueur utile 13,5 cm,  
à utiliser avec les optiques HOPKINS®, diamètre 4 mm, longueur 18 cm



- 28136 CR     **Chemise d'arthroscope High-Flow**, avec verrouillage d'optique Snap-in, diamètre 6 mm, longueur utile 13,5 cm, avec deux robinets, **rotatifs**, à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 0°, 30°, 70° et les mandrins 28126 BC/BT/BS, 28134 O, code couleur : rouge

Diamètre 5,5 mm, longueur utile 13,5 cm,  
à utiliser avec les optiques HOPKINS®, diamètre 4 mm, longueur 18 cm




- 28131 CR     **Chemise d'arthroscope High-Flow**, avec verrouillage d'optique Snap-in, diamètre 5,5 mm, longueur utile 13,5 cm, avec deux robinets, **rotatifs**, à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 0°, 30°, 70° et les mandrins 28130 BC/BT, 28140 O, code couleur : bleu

- 28131 R     **Chemise d'arthroscope High-Flow**, avec verrouillage d'optique Snap-in, diamètre 5,5 mm, longueur utile 13,5 cm, avec un robinet, **rotatif**, à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 0°, 30°, 70° et les mandrins 28130 BC/BT, 28140 O, code couleur : bleu




- 28135 CR     **Chemise d'arthroscope High-Flow**, avec verrouillage d'optique Snap-in, diamètre 5,5 mm, longueur utile 13,5 cm, avec deux robinets, **rotatifs**, à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 0°, 30°, 70° et les mandrins 28126 BC/BT/BS, 28134 O, code couleur : bleu

Diamètre 4 mm, longueur utile 7,5 cm,  
à utiliser avec les optiques HOPKINS®, diamètre 2,7 mm, longueur 11 cm



28133 DS      **Chemise d'arthroscope**, avec verrouillage d'optique Snap-in, diamètre 4 mm, longueur utile 7,5 cm, avec deux robinets, **rotatifs**, à utiliser avec les optiques HOPKINS® de 30° et le mandrin 28133 BC

Diamètre 3,5 mm, longueur utile 6,5 cm,  
à utiliser avec les optiques HOPKINS®, diamètre 2,4 mm, longueur 10 cm



28303 DS      **Chemise d'arthroscope High-Flow**, avec verrouillage d'optique Snap-in, diamètre 3,5 mm, longueur utile 6,5 cm, avec deux robinets, **rotatifs**, à utiliser avec l'optique HOPKINS® de 30° 28300 BA et les mandrins 28302 BU/BV

Diamètre 3,2 mm, longueur utile 8,5 cm,  
à utiliser avec les optiques HOPKINS®, diamètre 2,4 mm, longueur 10 cm



28303 BS      **Chemise d'arthroscope High-Flow**, avec verrouillage d'optique Snap-in, diamètre 3,2 mm, longueur utile 8,5 cm, avec un robinet, **fixe**, à utiliser avec l'optique HOPKINS® de 30° 28300 BA et les mandrins 28302 BU/BV

## Tableau récapitulatif Optiques HOPKINS® et chemises d'arthroscope

Chemises d'arthroscope							À utiliser avec les optiques HOPKINS®	À utiliser avec les mandrins
N° de réf.	Verrouillage optique	Diamètre (mm)	Longueur utile (cm)	Robinet	Rotation	Code couleur		
28229 DR	Verrouillage standard	6,5	12	2	x	vert-rouge-jaune	28731 AWA/BWA/CWA	28126 BC/BS/BT, 28134 O
28126 B	Verrouillage standard	5,5	12	2		vert-rouge-jaune	28731 AWA/BWA/CWA	28126 BC/BS/BT, 28134 O
28126 CR	Verrouillage standard	5,5	12	2	x	vert-rouge-jaune	28731 AWA/BWA/CWA	28126 BC/BS/BT, 28134 O
28126 R	Verrouillage standard	5,5	12	1	x	vert-rouge-jaune	28731 AWA/BWA/CWA	28126 BC/BS/BT, 28134 O
28132 CR	Verrouillage standard	4	12,5	2	x	rouge-jaune	28719 BA/CA	28132 BC/BT
28306 BN	Verrouillage standard	2,5	4	1		rouge	28305 BA	28306 BS/BT
28229 DS	Verrouillage d'optique Snap-in	6,5	13,5	2	x		28731 AWA/BWA/CWA	28229 BC/BT
28229 S	Verrouillage d'optique Snap-in	6,5	13,5	1	x		28731 AWA/BWA/CWA	28229 BC/BT
28136 DS	Verrouillage d'optique Snap-in	6	13,5	2	x	rouge	28731 BWA/CWA	28136 BC/BT
28136 S	Verrouillage d'optique Snap-in	6	13,5	1	x	rouge	28731 BWA/CWA	28136 BC/BT
28136 EC	Verrouillage d'optique Snap-in	6	13,5	2	x	doré	28731 AE	28126 BC/BT, 28134 O
28130 CR	Verrouillage d'optique Snap-in	6	13,5	2	x	rouge	28731 AWA/BWA/CWA	28130 BC/BT, 28140 O
28130 R	Verrouillage d'optique Snap-in	6	13,5	1	x	rouge	28731 AWA/BWA/CWA	28130 BC/BT, 28140 O
28136 CR	Verrouillage d'optique Snap-in	6	13,5	2	x	rouge	28731 AWA/BWA/CWA	28126 BC/BS/BT, 28134 O
28131 CR	Verrouillage d'optique Snap-in	5,5	13,5	2	x	bleu	28731 AWA/BWA/CWA	28130 BC/BT, 28140 O
28131 R	Verrouillage d'optique Snap-in	5,5	13,5	1	x	bleu	28731 AWA/BWA/CWA	28130 BC/BT, 28140 O
28135 CR	Verrouillage d'optique Snap-in	5,5	13,5	2	x	bleu	28731 AWA/BWA/CWA	28126 BC/BS/BT, 28134 O
28133 DS	Verrouillage d'optique Snap-in	4	7,5	2	x		28208 BA	28133 BC
28303 DS	Verrouillage d'optique Snap-in	3,5	6,5	2	x		28300 BA	28302 BU/BV
28303 BS	Verrouillage d'optique Snap-in	3,2	8,5	1			28300 BA	28302 BU/BV
28129 CR	Verrouillage Lock-in	6	12	2	x	vert-rouge-jaune	28731 AWA/BWA/CWA	28126 BC/BS/BT, 28134 O