

# ABENA San 10, Premium

## INCONTINENCE

### ABENA San

10



37 x 73 cm

### Nouveau système de gouttes, plus intuitif :



### UTILISATEURS

UNISEXE

SEMI-AUTONOME

ALITÉ

INCONTINENCE TRÈS SÉVÈRE

NUIT

### Description

ABENA San est la gamme premium et écolabellisée de protections anatomiques, développée pour les personnes souffrant d'incontinence modérée à très sévère. ABENA San devrait constituer le 1er choix en cas d'incontinence modérée à très sévère. L'association « protection ABENA San + sous-vêtement de maintien ABRI-Fix » est la solution la plus rentable car, en plus de solutionner l'incontinence en toute sécurité, elle consomme moins de matières, dispose d'un plus faible impact sur l'environnement et améliore le confort et la mobilité de la personne.



### Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

### Forme anatomique

La forme a été conçue pour permettre un ajustement morphologique sur-mesure.

### Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.



### 100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.



### Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité totale à 360°, même en position allongée.

### Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.



### Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.



# ABENA San 10, Premium

## DONNÉES PRODUIT

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions<br>(Longueur – largeur)             | 730 mm – 370 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poids (+/-10%) :                               | 109,7 g                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Absorption Rothwell<br>ISO 11948-1             | 2800 ml                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Composition de la<br>protection:               | Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium. |
| DLUO:                                          | 5 ans                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marquage de la<br>protection:                  | N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.                                                                                                                                                                                   |
| Composition de<br>l'emballage:                 | Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)                                                                                                                                                                                              |
| Composition du<br>carton de transport:         | Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.                                                                                                                                               |
| Rapports de test<br>disponibles sur<br>demande | Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi                                                                                   |



Dispositif médical  
Classe 1  
MDR (EU) 2017/745



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 11948-1  
ISO 13485



La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.



Le produit ne contient pas  
de latex



### 30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.



### Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.



### Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

### Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO<sup>2</sup> de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

### Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydratante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

### Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.



# ABENA San 10, Premium

## DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

| Unités / sachet  | Code GTIN sachet | Poids brut sachet (g) | Dimensions sachet Long x larg x haut (cm) | Unités / carton   | Palettisation          |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 25               | 5713571000663    | 2 762                 | 34,5 x 20 x 29                            | 100               | 5 couches de 4 cartons |
| Sachets / carton | Code GTIN carton | Poids brut carton (g) | Dimensions carton Long x larg x haut (cm) | Cartons / palette | Hauteur palette (cm)   |
| 4                | 5713571000670    | 11 901                | 60 x 40 x 45,2                            | 20                | 241                    |



## GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la protection ABENA San 10 doit être associée à un sous-vêtement de maintien adapté, type ABRI-fix. ABENA San 10 est à utiliser de nuit en cas d'incontinence très sévère. Adaptée à tous les utilisateurs, sauf contre-indications: Ne pas utiliser en cas de selles liquides régulières, position vicieuse.

**POSITION COUCHÉE**



- 1 Former une gouttière en pliant le change sur sa longueur. Ne pas toucher l'intérieur de la protection.
- 2 Slip de maintien au dessus des genoux. Positionner la protection, « gouttière » en main, entre les jambes.
- 3 A - Veiller à centrer la protection. Ajuster la protection sur l'arrière. B - Puis positionner le slip de maintien.
- 4 A - Utilisateur sur le dos, ajuster la protection sur l'avant. B - Remonter le slip de maintien en position short.

**POSITION DEBOUT**



- 1 Toujours veiller à faire la gouttière, slip de maintien aux genoux. Assurez-vous que le résident est bien en appui.
- 2 Glisser la protection, « gouttière » en main, entre les jambes. Mettre en place la partie arrière puis la partie avant.
- 3 A - Remonter le slip de maintien en position short. B - Réajuster la protection afin que ses bords suivent l'aine.

## PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Identification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements



### Fix Bodystocking

#### Fix One



Fix Net



Fix Pants Super

#### Fix Slip Cotton



Fix Pants Cotton

[www.abena-frantex.fr](http://www.abena-frantex.fr)

