

ABENA San Special, Premium

INCONTINENCE

ABENA San

Special



37 x 73 cm

Nouveau système de gouttes, plus intuitif :



UTILISATEURS

UNISEXE

SEMI-AUTONOME

ALITÉ

INCONTINENCE FÉCALE

Description

ABENA San Special est la protection anatomique premium et écolabellisée, spécialement développée contre l'incontinence fécale. Les protections ABENA San Special sont à associer à un sous-vêtement de maintien adapté, type ABRI-Fix pour garantir la fonction anti-fuites.



Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique

La forme a été conçue pour permettre un ajustement morphologique sur-mesure.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.



100% respirant
L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité totale à 360°, même en position allongée. Le système de barrières anti-fuites spéciales, avec poches intégrées, permet de contenir les selles à l'intérieur de la protection.



Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.



ABENA San Special, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	730 mm – 370 mm
Poids (+/-10%) :	90,1 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	2000 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi



Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745



ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485



La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.



Le produit ne contient pas
de latex



30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.



Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.



Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO² de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydratante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.



ABENA San Special, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
30	5713571000700	2 723	34,5 x 20 x 29	120	5 couches de 4 cartons
Sachets / carton	Code GTIN carton	Poids brut carton (g)	Dimensions carton Long x larg x haut (cm)	Cartons / palette	Hauteur palette (cm)
4	5713571000717	11 743	60 x 40 x 45,2	20	241



GUIDE D'UTILISATION

Spécial incontinence fécale. Pour une sécurité anti-fuites optimale, la protection ABENA San Special doit être associée à un sous-vêtement de maintien adapté, type ABRI-fix. ABENA San Special est à utiliser en cas d'incontinence fécale. Adaptée à tous les utilisateurs.

POSITION COUCHÉE

- Former une gouttière en pliant le change sur sa longueur. Ne pas toucher l'intérieur de la protection.
- Slip de maintien au dessus des genoux. Positionner la protection, « gouttière » en main, entre les jambes.
- A - Veiller à centrer la protection. Ajuster la protection sur l'arrière. B - Puis positionner le slip de maintien.
- A - Utilisateur sur le dos, ajuster la protection sur l'avant. B - Remonter le slip de maintien en position short.

POSITION DEBOUT

- Toujours veiller à faire la gouttière, slip de maintien aux genoux. Assurez-vous que le résident est bien en appui.
- Glisser la protection, « gouttière » en main, entre les jambes. Mettre en place la partie arrière puis la partie avant.
- A - Remonter le slip de maintien en position short. B - Réajuster la protection afin que ses bords suivent l'aine.

PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Identification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements



Fix Bodystocking

Fix One



Fix Net



Fix Pants Super

Fix Slip Cotton



Fix Pants Cotton

www.abena-frantex.fr

