



ZEISS miLOOP


Fiche technique



Seeing beyond

miLOOP®	
Poids	13 g
Nombre d'utilisations	Usage unique
Matériau	Acier inoxydable 304, TPE, Nitinol, CALIBRE 5101

Dimensions	
Poignée	Longueur : 114,50 mm Diamètre : 12 mm
Canule	Longueur : 9 mm Diamètre : 1 mm
Boucle	Diamètre maximal :   Diamètre minimal : 1 mm



Ref.	Description	Fonction
1.	Boucle	Réalise la fragmentation mécanique
2.	Poignée	Poignée de préhension
3.	Glissière	Rétracte la boucle de fragmentation
4.	Canule	Guide la boucle pour son insertion de l'oeil du patient
5.	Soufflet	Soufflet de retour de force pour guider le chirurgien dans le positionnement de la canule



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Allemagne