



red**dot** winner 2021

## ERGOact/ERGOeco

Travail ergonomique  
pour un contrôle maximal



# ERGOact

## Le futur est entre vos mains

Dans la salle d'opération, vos mains sont l'outil le plus important et le plus efficace.

Avec l'ERGOact, le premier instrument destiné à la coagulation bipolaire à activation manuelle, vous opérez pour la première fois avec cette catégorie d'instrument **sans** pédale.

Pour plus de sécurité, de contrôle et de confort

- **Activation manuelle – sans pédale** : Concentration totale sur le travail chirurgical
- **Quatre géométries d'insert** : adaptés à toutes les exigences chirurgicales
- **Rentable** : Réutilisable – avec un retraitement simple

Rotation de la chemise à 360°

Activation manuelle – sans pédale

Une posture droite et plus sûre pour le chirurgien ou la chirurgienne.

Travail ergonomique

Confortable pour toutes les tailles de main.



## ERGOact


s'utilise pour toutes les interventions laparoscopiques en gynécologie, en urologie, ainsi qu'en chirurgie générale et viscérale.

est également proposé pour la chirurgie bariatrique avec une longueur de travail de 460 mm.



*« L'activation manuelle de l'ERGOact offre un potentiel considérable. Il nous permet de réaliser des interventions laparoscopiques sans utiliser de pédale et, ainsi, de rester pleinement concentré sur l'acte chirurgical. »*

**Prof. Bernhard Krämer**







## ARC et ERGOact pour la laparoscopie

Le système idéal qui répond à vos exigences  
en chirurgie laparoscopique



Maryland



Kelly



Fenêtré







Maryland  
fenêtré









**Système COMFORT**  
Plug & Operate

## Set d'instrument complet ERGOact

	Désignation	360 mm RÉF	460 mm
	ERGOact, Maryland	770-660	770-661
	ERGOact, Kelly	770-662	770-663
	ERGOact, fenêtré	770-664	770-665
	ERGOact, Maryland fenêtré	770-666	770-667

### Composants individuels ERGOact

	Désignation	360 mm RÉF	460 mm
	ERGOact, poignée	770-600	
	ERGOact/ERGOeco, tige tubulaire, Ø 5 mm	770-610	770-620
	ERGOact/ERGOeco, insert Maryland	770-611	770-621
	ERGOact/ERGOeco, insert Kelly	770-612	770-622
	ERGOact/ERGOeco, insert fenêtré	770-613	770-623
	ERGOact/ERGOeco, insert Maryland fenêtré	770-614	770-624

# ERGOeco

## durable et réutilisable

Utilisation polyvalente et précise pour toutes les opérations laparoscopiques

- **Compatibilité universelle** : pour tous les appareils chirurgicaux HF courants
- **Quatre géométries d'insert** : adaptés à toutes les exigences chirurgicales
- **Rentable** : Réutilisable – avec un retraitement simple



Maryland




Kelly



Fenêtré



Maryland  
fenêtré













Câble fixe

Rotation de la chemise à 360°














### Travail ergonomique

Confortable pour toutes les tailles de main.

## Set d'instrument complet ERGOeco

Désignation		360 mm	460 mm
		RÉF	
	 ERGOeco, Maryland, à Erbe	770-670	770-671
	 ERGOeco, Kelly, à Erbe	770-672	770-673
	 ERGOeco, fenêtré, à Erbe	770-674	770-675
	 ERGOeco, Maryland fenêtré, à Erbe	770-676	770-677
	 ERGOeco, Maryland, à 2 broches, 28 mm	770-690	770-691
	 ERGOeco, Kelly, à 2 broches, 28 mm	770-692	770-693
	 ERGOeco, fenêtré, à 2 broches, 28 mm	770-694	770-695
	 ERGOeco, Maryland fenêtré, à 2 broches, 28 mm	770-696	770-697

## Composants individuels ERGOeco

Désignation		360 mm	460 mm
		RÉF	
	 ERGOeco, poignée à Erbe, câble 4,5 m	770-605	
	 ERGOeco, poignée à 2 broches, 28 mm, câble 4,5 m	770-607	
	ERGOact/ERGOeco, tige tubulaire, Ø 5 mm	770-610	770-620
	 ERGOact/ERGOeco, insert Maryland	770-611	770-621
	 ERGOact/ERGOeco, insert Kelly	770-612	770-622
	 ERGOact/ERGOeco, insert fenêtré	770-613	770-623
	 ERGOact/ERGOeco, insert Maryland fenêtré	770-614	770-624



reddot winner 2021

## ERGOact/ERGOeco – prêt pour l'avenir

Contactez votre conseiller en dispositifs  
médicaux BOWA agréé.

[support@bowa-medical.com](mailto:support@bowa-medical.com)



ERGOeco pour tous les  
appareils HF courants

BOWA ARC et ERGOact  
pour la laparoscopie

**BOWA**  
A C A D E M Y

## Experts aren't born. **THEY'RE MADE.**

Découvrez dès à présent l'offre pour la BOWA ACADEMY



Cours en ligne  
avec certificat



Listes de contrôle  
pour la chirurgie HF



[bowa-academy.com/fr](http://bowa-academy.com/fr)



Sessions de formation



Webinaires en direct  
et sur demande