






MORCELLEMENT TISSULAIRE
en gynécologie
Produits d'importance clinique



MetraBag

La FDA (U.S. Food and Drug Administration) recommande d'utiliser un tissue-containment-system (système de confinement tissulaire) pour le morcellement lors de l'hystérectomie et la myomectomie.



Déroulement intra-opératoire du MetraBag

- MetraBag permet de retirer les tissus résiduels dans l'abdomen sans avoir recours à une aspiration fastidieuse.
- L'utilisation des raccords de travail variables permettent un morcellement selon les méthodes que vous connaissez.
- Le matériau transparent du MetraBag garantit un environnement de travail habituel en assurant la visibilité des structures environnantes.
- L'introduction du MetraBag à l'aide d'un trocart de 10 mm est possible.

Mise en place des raccords de travail



Le MetraBag est disponible sur le marché depuis des années et a déjà été utilisé des milliers de fois.

Morcelateur ERGO 300 : précis, ergonomique et flexible

Un système efficace pour le morcellement lors de l'hystérectomie
et de la myomectomie.

BOWA MEDICAL propose l'ERGO 300 avec un diamètre de travail de
12 mm et 15 mm.

Pédale de commande Vario avec câble de 3 m

Commande précise de la vitesse de coupe

Unité de transmission et d'étanchéité

Couple avec fonctionnement
silencieux et régulier

Sécurité

Désactivation des lames
pour une introduction en
toute sécurité dans la zone
d'opération

Poignée pour un
bon contrôle lors du
morcellement

- Système de morcellement efficace pouvant être utilisé de manière flexible pour votre technique de morcellement
- Le système de morcellement ERGO 300 est réutilisable, ce qui le fait d'un dispositif économique.
- Préparation complète du système dans une zone stérile : simple et rapide.



Individuel

Possibilité de sélectionner différentes
plages de vitesse de coupe

Micromoteur puissant

Avec câble de 3 m, autoclavable



L'utilisation du morcelateur BOWA est optimale
avec le MetraBag-Tissue-Containment-System
(système de confinement tissulaire MetraBag).

MetraLOOP

Système de lasso monopolaire pour l'ablation supra-cervicale de l'utérus



Optimisé pour l'ARC 400 BOWA,
mode MetraLOOP®

Isolation PTFE

Isolation en céramique

Ø 5 mm

Différentes versions

Ø 100 et Ø 175 mm

- Cet instrument réutilisable contribue à une durabilité écologique et économique.
- Les anses à usage unique MetraLOOP assurent une performance de coupe constante.
- Deux tailles d'anses différentes permettent d'adapter le système MetraLOOP aux utérus de petite et grande taille.
- Les instruments MetraLOOP peuvent être utilisés avec des générateurs HF standard.



Informations de commande


RÉF

MetraBag		905-710	
Se compose de : sac de morcellement, accessoire d'introduction, 3 cordons de fermeture stériles, 10 pièces			
Morcellateur ERGO 300, set		905-000	
Morcellateur ERGO 300, set composé de :			
Appareil de commande ERGO 300 (morcellateur TCM 3000 BL)		905-001	
Micromoteur électrique ERGO 300 avec câble de 3 m, autoclavable		905-002	
Pédale de commande Vario avec câble de 3 m		905-003	
Unité de transmission avec joints, complet		905-004	
Poignée		905-005	
Obturbateur, Ø 15 mm		905-015	
Tube de protection, Ø 15 mm		905-215	
Embout de pulvérisation		905-030	
Set de consommables, composé de		Ø 12 mm	Ø 15 mm
Tube de coupe	Pack de 5 pièces	905-622	905-625
Joint à membrane			
Joint de morcellateur avec incision			
Accessoires du morcellateur		Ø 12 mm	Ø 15 mm
Obturbateur		905-012	905-015
Tube de protection		905-212	905-215
Pince tenaculum		905-412	
Pince de préhension		905-415	
Joint de morcellateur avec incision / 10 pièces		905-009	
Joint de morcellateur Ø 12–20 mm / 10 pièces		905-512	
Spray lubrifiant		905-032	
MetraLOOP			
MetraLOOP®, chemise intérieure, chemise extérieure		520-110	
MetraLOOP®, COMFORT, chemise intérieure, chemise extérieure, câble 4,5 m		520-115	
Anses de rechange MetraLOOP®		Ø 100 mm	Ø 175 mm
MetraLOOP®, anses de rechange, à usage unique, stériles / 10 pièces		520-117	520-118
Câbles MetraLOOP®			
BOWA, Erbe International, Martin International, Valleylab, Conmed (4,5 m)		370-050	
Erbe série T et autres avec diamètre de connecteur de 4 mm (4,5 m)		280-035	
Erbe VIO/ICC/ACC (4,5 m)		101-060	

BOWA MEDICAL fournit la solution pour le morcellement tissulaire lors de vos interventions gynécologiques

Contactez votre conseiller en
appareils médicaux BOWA agréé.

support@bowa-medical.com



BOWA
A C A D E M Y

LE SAVOIR garantit LA SÉCURITÉ

Découvrez dès à présent l'offre pour la BOWA ACADEMY



Cours en ligne
avec certificat



Listes de contrôle
pour la chirurgie HF



bowa-medical.com/academy



Sessions de formation



Webinaires en direct
et sur demande