

Ballon de ventilation manuelle Usage Unique VentStar™ Bag

FICHE TECHNIQUE

Ce matériel doit être utilisé par du personnel médical ou para médical

Dénomination commune :

Circuit externe Usage Unique Adulte
UMDNS-code: 14-238

Dénomination commerciale :

Vent Star™ Bag

Références :

0,5 Litre : MP 02 710

1 Litre : MP 02 711

2 Litres : MP 02 712

3 Litres : MP 02 713

Descriptif du produit :

Ballon à usage unique pour ventilation manuelle.

Classe DM : IIa

Numéro organisme notifié : CE0123

Date de 1ère mise sur le marché dans UE : 2016

Conditionnement/ Emballage :

Carton de 25 ballons

Emballage individuel

Notice d'utilisation dans chaque boîte

Produit non stérile, livré médicalement propre

Composition du dispositif :

TPR,CR

Absence de Latex

Absence de DEHP

Absence de produit d'origine animale ou biologique



Durée de stockage : 4 ans à compter de la date de fabrication.

Condition de stockage :

Température en service : 10 à 40°C

Température de stockage : -10 à 60°C

Humidité relative : de 20 à 70%
d'HR

Pression atmosphérique : 500 à 1200 hPa

Modalités d'utilisation :

Ballon à usage unique pour ventilation manuelle adulte & enfants au sein d'un respirateur d'anesthésie.

Précautions particulières :

Durée maxi d'utilisation : sept jours.

Réutilisation, nettoyage, désinfection, stérilisation strictement interdits sous peine de mise en danger du patient.

Dans tous les cas, merci de bien vouloir vous référer à la notice d'utilisation de l'appareil et du dispositif livré.

Fabricant du DM : Drägerwerk AG & Co. KGaA
23542 Lübeck (Allemagne)