



Accessoires pour tabliers de radioprotection
VARAY LABORIX

Produits : Lingettes désinfectantes sans alcool



Points forts :

- Pour la désinfection des équipements de radioprotection
- Lingettes en viscose 100% biodégradables
- Solution d'imprégnation : formulée sans parfum, sans alcool
- Large spectre virucide
- Efficacité antimicrobienne dès 3 minutes
- Dimensions des lingettes : 200 x 180 mm
- Sachet de 100 lingettes ou 50 lingettes



- Propriétés microbiologiques :
Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561 : 3min, EN 13727 sur ERV, A. baumannii _LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48, SARM: 1min, EN 13697 sur ERV, A. baumannii _LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, SARM : 2min,
Levures : EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562 : 5min, Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562 : 20min,
Virus : Rotavirus, PRV, HSV, Vaccinia virus, BVDV : 1min, Polyomavirus SV40 : 5min, Norovirus Murin et Adénovirus (EN 14476) : 30min

Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical classe IIb.

Désignation	Conditionnement	Réf. Varay Laborix	Réf. UGAP
LINGETTES WIP'ANIOS EXCEL 200x180 mm	Sachet de 50 lingettes	DHA8071	
LINGETTES WIP'ANIOS EXCEL 200x180 mm	Sachet de 100 lingettes	DHA8091	