

PRODUCT DATA SHEET

LAMES P.DERMATOME WAGNER STERILES (GB228R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame d.rechange p.dermatome
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	jetable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

CABLE NORMES EUROPEENNES (TE730)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Cordon d'alimentation
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Longueur de câble/de tuyau	5.0 m
Couleur	Noir
Discipline	Chirurgie plastique, Chirurgie dentaire, Chirurgie pédiatrique, Urologie, Chirurgie de la main, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie générale, Gynécologie, Chirurgie vasculaire, Chirurgie ORL, Chirurgie cardiaque, Neurochirurgie, Orthopédie, Chirurgie vertébrale
Version pays	L'Europe
Produit dangereux	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

CABLE D.ALIMENTATION EUROPE LONG.1,5M (TE780)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Cordon d'alimentation
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Longueur de câble/de tuyau	1.5 m
Couleur	Noir
Discipline	Urologie, Chirurgie plastique, Chirurgie pédiatrique, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie de la main, Chirurgie dentaire, Chirurgie vasculaire, Gynécologie, Chirurgie générale, Neurochirurgie, Chirurgie cardiaque, Chirurgie ORL, Orthopédie, Chirurgie vertébrale
Version pays	L'Europe
Produit dangereux	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

ECCOS & AESCULAP INOS SET DE MONTAGE(GB459R)



Nom du Produit	Numéro D'article
Recherche de produit	Kit de montage
Dénomination commerciale	ECCOS, Aesculap InOS®
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Produit dangereux	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

EQUIPMENT TROLLEY (GN330)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Equipment Trolley
Aesculap Product Groups	Endoscopic Technology
Product family	Equipment
Dimenions	520 x 900 x 570 mm
To be used with (code)	GN300, GN090, GN060, GN640, GN370
Indication	Hysteroscopy, Laparoscopy, Thoracoscopy
Discipline	Arthroscopy, Ear-Nose-Throat Surgery
Type of Sterilization	not sterilized ex works
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

WIRE BASKET F.ARGON EQUIPMENT TROLLEY (PV951R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Wire Basket
Aesculap Product Groups	Endoscopic Technology
Product family	Equipment
To be used with (code)	PV950
Indication	Laparoscopy, Thoracoscopy
Type of Sterilization	not sterilized ex works
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

SET DE VIS (JG303R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Paniers d'accessoires
Dénomination commerciale	ECCOS, Aesculap InOS®
Groupes de produits Aesculap	Technologie stérile
Unité de vente	emballage de 10 unités
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

DERMATOME DE RETICULE CUTANEE CPL.(BA720R)




Nom du Produit	Numéro D'article
Recherche de produit	Trame pour greffe de peau
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	accessoires
Longueur extérieure (mm)	150 mm
Largeur extérieure (mm)	195 mm
Hauteur extérieure (mm)	105 mm
Poids	4600.00 g
composants	BA726R, BA725R
code article eccos fixation	GB688R
Discipline	Orthopédie
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Non
Présence de latex	Non

Nom du Produit	Numéro D'article
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET


PLAQUE DE SUPPORT P.BA720R FACTEUR 1,5 (BA721)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Support de greffe de peau
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	accessoires, outils
Figure / Taille	1:1.5
À utiliser avec	BA720R
Discipline	Orthopédie
Unité de vente	emballage de 10 unités
Usage Unique/Réutilisable	jetable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


PLAQUE DE SUPPORT P.BA720R FACTEUR 3 (BA722)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Support de greffe de peau
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils, accessoires
Figure / Taille	1:3
À utiliser avec	BA720R
Discipline	Orthopédie
Unité de vente	emballage de 10 unités
Usage Unique/Réutilisable	jetable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

PLAQUE DE SUPPORT P.BA720R FACTEUR 6 (BA723)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Support de greffe de peau
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils, accessoires
À utiliser avec	BA720R
Discipline	Orthopédie
Unité de vente	emballage de 10 unités
Usage Unique/Réutilisable	jetable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

CYLINDRE COUPANTE P.BA720R(BA725R)



Nom du Produit	Numéro D'article
Recherche de produit	Cylindre de coupe
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	accessoires
À utiliser avec	BA720R
code article eccos fixation	GB688R
Discipline	Orthopédie
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

SKIN-GRAFT RATCHET HANDLE F/BA720R (BA726R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Hand Ratchet
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Accessories
To be used with (code)	BA720R
Article code ECCOS fixation	GB688R
Discipline	Orthopaedics / Traumatology, Dermatology
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	No
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

CLE DE SERRAGE (GA031R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Clé de mandrin
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement, Instr. de chirurgie générale
À utiliser avec	GB426R, GB416R, GB386R, GB223, GB638R, GB177R, GB424R
code article eccos fixation	GB690R
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

CLE DE SERRAGE P.MAND.3 MACH.PET.4,0MM (GA062R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Clé de mandrin
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
À utiliser avec	GB166R, GB415R, GB181R, GB108R, GB222, GB383R
code article eccos fixation	GB690R
Produit dangereux	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

Adaptor for pneumatic systems (GA206R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Adaptor for Pneumatic Systems
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Accessories
Article code ECCOS fixation	GB474R
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	No
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 CHARGING UNIT (GA320)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Charger
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Control unit/Charger
Outer length (mm)	410 mm
Outer width (mm)	120 mm
Outer height (mm)	160 mm
Power supply	100-240 V AC, 50/60Hz
Weight	2300.00 g
To be used with (code)	GA676, GA666, GA346
Discipline	Cardiac / Thoracic Surgery, Orthopaedics / Traumatology
Dangerous good	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 DRILL AND REAMER (GA330)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Drill And Reamer
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Motors
Outer length (mm)	194 mm
Outer width (mm)	121 mm
Outer height (mm)	46 mm
Type of motor	battery
Power output	250 W
Rotational direction	clockwise/counter clockwise
Cannulation	4.0 mm
Weight	735.00 g

Attribute Name	Attribute Value
consisting parts	GA678, TA011944, GB600840, GA672211, GA672207
Article code ECCOS fixation	GB495R
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 OSCILLATING SAW (GA331)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Oscillating Saw
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Motors
Outer length (mm)	198 mm
Outer width (mm)	171 mm
Outer height (mm)	46 mm
Oscillation frequency (cpm)	0 1/min - 13500 1/min
Oscillation angle (° ' ")	4°
Type of motor	battery
Power output	250 W
Tool hub	rapid action sagittal

Attribute Name	Attribute Value
Weight	1085.00 g
consisting parts	GA678
Article code ECCOS fixation	GB495R
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 RECIPROCATING SAW (GA334)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reciprocating Saw
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Motors
Outer length (mm)	212 mm
Outer width (mm)	180 mm
Outer height (mm)	46 mm
Oscillation frequency (cpm)	0 1/min - 15000 1/min
Type of motor	battery
Power output	250 W
Tool hub	rapid action reciprocating
Stroke	3.2 mm

Attribute Name	Attribute Value
Weight	995.00 g
consisting parts	GB440215, GA678, GA674890
Article code ECCOS fixation	GB495R
Discipline	Orthopaedics / Traumatology, Cardiac / Thoracic Surgery
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 OSCILLATING SAW STRAIGHT (GA336)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Oscillating Saw Straight
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Motors
Outer length (mm)	277 mm
Outer width (mm)	46 mm
Outer height (mm)	84 mm
Oscillation frequency (cpm)	0 1/min - 13500 1/min
Oscillation angle (° ' ")	4°
Type of motor	battery
Power output	250 W
Tool hub	rapid action sagittal
Weight	935.00 g
consisting parts	GA678
Article code ECCOS fixation	GB495R
Discipline	Orthopaedics / Traumatology, Cardiac / Thoracic Surgery
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes

Attribute Name	Attribute Value
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 OSCILLATING STERNUM SAW (GA337)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Oscillating Sternum Saw
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Motors
Outer length (mm)	277 mm
Outer width (mm)	46 mm
Outer height (mm)	84 mm
Oscillation frequency (cpm)	0 1/min - 13500 1/min
Oscillation angle (° ' ")	4°
Type of motor	battery
Power output	250 W
Tool hub	rapid action sagittal
Weight	935.00 g
consisting parts	GA678
Article code ECCOS fixation	GB495R
Discipline	Cardiac / Thoracic Surgery
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes

Attribute Name	Attribute Value
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 DERMATOME (GA340)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Dermatome
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Motors
Outer length (mm)	264 mm
Outer width (mm)	113 mm
Outer height (mm)	78 mm
Oscillation frequency (cpm)	0 1/min - 6500 1/min
Type of motor	battery
Power output	250 W
Stroke	3.1 mm
Weight	1135.00 g
consisting parts	GA678
Article code ECCOS fixation	GB498R
Discipline	Dermatology, Orthopaedics / Traumatology
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile

Attribute Name	Attribute Value
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 DERMATOME 0.1MM (GA341)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Dermatome
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Motors
Outer length (mm)	264 mm
Outer width (mm)	113 mm
Outer height (mm)	78 mm
Oscillation frequency (cpm)	0 1/min - 6500 1/min
Type of motor	battery
Power output	250 W
Stroke	3.1 mm
Weight	1135.00 g
consisting parts	GA678
Article code ECCOS fixation	GB498R
Discipline	Orthopaedics / Traumatology, Dermatology
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile

Attribute Name	Attribute Value
Disposable / Reusable	reusable
Type	minimal cutting height 0.1 mm

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 SMALL DRILL (GA344)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Small Drill
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Motors
Outer length (mm)	124 mm
Outer width (mm)	47 mm
Outer height (mm)	163 mm
Type of motor	battery
Power output	85 W
Rotational direction	clockwise/counter clockwise
Cannulation	3.2 mm
Weight	487.00 g

Attribute Name	Attribute Value
consisting parts	GA344211, GA344244, GB600880, GA678
Article code ECCOS fixation	GB482R
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 LI-ION BATTERY SHORT (GA346)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Li-Ion Battery
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Outer length (mm)	120 mm
Outer width (mm)	43 mm
Outer height (mm)	50 mm
Weight	265.00 g
Voltage (V)	9.9 V
To be used with (code)	GA340, GA341, GA344, GT666
Dangerous good	Yes
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No

Attribute Name	Attribute Value
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

Petite batterie NiMH pour Acculan 3Ti (GA666)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Batterie NiMH (petite)
Dénomination commerciale	ACCULAN
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Longueur extérieure (mm)	120 mm
Largeur extérieure (mm)	43 mm
Hauteur extérieure (mm)	50 mm
Poids	304.00 g
Tension (V)	9.6 V
Capacité	1,05 Ah
À utiliser avec	GA670, GA671
Discipline	Orthopédie
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Oui
Présence de latex	Non

Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

Acculan® 3Ti couvercle (GA675)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Couvercle (externe)
Dénomination commerciale	ACCULAN
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Longueur extérieure (mm)	63 mm
Largeur extérieure (mm)	55 mm
Hauteur extérieure (mm)	35 mm
Poids	90.00 g
code article eccos fixation	GB487R
Discipline	Chirurgie cardiaque, Orthopédie
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Oui
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

Batterie rechargeable NiMH pour Acculan® 3Ti (GA676)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Batterie NiMH
Dénomination commerciale	ACCULAN
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Longueur extérieure (mm)	140 mm
Largeur extérieure (mm)	43 mm
Hauteur extérieure (mm)	50 mm
Poids	425.00 g
Tension (V)	9.6 V
Capacité	1,95 Ah
À utiliser avec	GA668, GA672, GA673, GA674
Discipline	Orthopédie
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Oui
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

Acculan® 3Ti entonnoir stérile de mise en place de batterie (GA678)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	entonnoir stérile
Dénomination commerciale	ACCULAN
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
code article eccos fixation	GB488R
Discipline	Chirurgie cardiaque, Orthopédie
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

Acculan® 3Ti Dispositif de retrait de la pile en conditions stériles (GA679)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Dispositif d.retrait batterie
Dénomination commerciale	ACCULAN
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
code article eccos fixation	GB489R
Discipline	Chirurgie cardiaque, Orthopédie
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

Acculan 3Ti Electro lid (GA875)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Lid (Outer)
Brand name	ACCULAN 3TI
Aesculap Product Groups	Power Systems
Article code ECCOS fixation	GB485R
Discipline	Orthopaedics / Traumatology, Cardiac / Thoracic Surgery
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

Acculan 3Ti Electro adapter (GA876)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Adapter
Brand name	ACCULAN
Aesculap Product Groups	Power Systems
Outer length (mm)	120 mm
Outer width (mm)	49 mm
Outer height (mm)	42 mm
Weight	165.00 g
To be used with (code)	GA870, GA871, GA873, GA874
Discipline	Orthopaedics / Traumatology, Cardiac / Thoracic Surgery
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

Acculan 3Ti Electro console (GA877)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Control Unit
Brand name	ACCULAN 3TI
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Control unit/Charger
Outer length (mm)	255 mm
Outer width (mm)	217 mm
Outer height (mm)	90 mm
Type of motor	electric
Power supply	100-240 V AC, 50/60Hz
Weight	2930.00 g
To be used with (code)	GA878, GA873, GA871, GA874, GA870
Discipline	Cardiac / Thoracic Surgery, Orthopaedics / Traumatology
Dangerous good	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


Acculan 3Ti Electro connection cable (GA878)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Motor Cable
Brand name	ACCULAN 3TI
Aesculap Product Groups	Power Systems
Length of cable / hose	3.0 m
Weight	410.00 g
To be used with (code)	GA874, GA873, GA871, GA870
Article code ECCOS fixation	GB486R
Discipline	Orthopaedics / Traumatology, Cardiac / Thoracic Surgery
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	No
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

CLE DE SERRAGE, POUR GA704 ET GA714 (GB020R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Clé hexagonale
Groupe de produits Aesculap	Instr. de chirurgie générale, systèmes d'entraînement
À utiliser avec	GB115R, GB210, GB121R, GB125R, GB230R, GB377R, GB102R, GB101
code article eccos fixation	GB690R
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET



Zimmer Adapter (GB176R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Zimmer Chuck
Aesculap Product Groups	Power Systems
Cannulation	3.8 mm
Tool hub	Zimmer/Hudson
Article code ECCOS fixation	GB467R
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
UDI Direct Marking	No
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET


MANDRIN HARRIS AV.EMBASE AO-PROTEK (GB184R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Adaptateur Harris
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	accessoires
Famille de produit	Harris
Canulation	3.5 mm
Moteur	Aorte grande
code article eccos fixation	GB690R
Discipline	Orthopédie
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

ECCOS SET P.ACCULAN MOTEURS/ACCESSOIRES(GB243R)



Nom du Produit	Numéro D'article
Recherche de produit	Set
Dénomination commerciale	ECCOS
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
hauteur de panier requis	106 mm
composants	GB243800, GB487R, GB495R, GB481R, GB496R, GB488R, GB497R, GB690R
les parties constituées (quant	GB496R, GB495R, GB488R 2x, GB487R 2x, GB481R, GB497R, GB690R 2x, GB243800
Unités de connexion	pour 2 Acculan ® 3Ti machines
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Oui
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET


ECCOS SET P.ACCULAN DERMATOME(GB256R)



Nom du Produit	Numéro D'article
Recherche de produit	Set
Dénomination commerciale	ECCOS
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
hauteur de panier requis	106 mm
composants	JJ464R, GB498R, GB488R, GB487R
Unités de connexion	for 1 Acculan® dermatome
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Oui
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

ECCOS SET F/ACCULAN 4 SMALL DRILL GA344 (GB257R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Set
Brand name	ECCOS
Aesculap Product Groups	Power Systems
Required basket height	106 mm
consisting parts	GB482R, GB487R, GB488R, GB715R, GB716R, JG340, JG342, JG344
To be used with (code)	GA344
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN II MANDRIN HEXAGONAL (TARGON)(GB413R)



Nom du Produit	Numéro D'article
Recherche de produit	Aesculap mandrin hexagonal
Dénomination commerciale	ACCULAN II
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	morceau de main
Famille de produit	Aesculap hexagonal
À utiliser avec	GA620D, GA437
code article eccos fixation	GB464R
Discipline	Orthopédie
Mode de stérilisation	not sterilized ex works
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Oui
Présence de latex	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile

PRODUCT DATA SHEET

MANDRIN HEXAG.(TARGON) AV.EMB.TRIANG. (GB414R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Aesculap adaptateur hexagonal
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	accessoires
Famille de produit	sechskant Aesculap
Canulation	3.6 mm
Moteur	Triangulaire
code article eccos fixation	GB690R
Discipline	Orthopédie
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Oui
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

Garde pour sternotomie (GB436R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Guide de protection
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
À utiliser avec	GA674, GC761R
code article eccos fixation	GB686R
Discipline	Chirurgie cardiaque
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Oui
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

ECCOS FIXATION P.LAMES DE SCIE GRANDES(GB481R)



Nom du Produit	Numéro D'article
Recherche de produit	Fixation
Dénomination commerciale	ECCOS
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
hauteur de panier requis	56 mm
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

ECCOS FIXATION F/GA344/GA844 (GB482R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Fixation
Brand name	ECCOS
Aesculap Product Groups	Power Systems
Required basket height	106 mm
To be used with (code)	GA344, GA844
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	No
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

ECCOS FIXATION P.GA875(GB485R)



Nom du Produit	Numéro D'article
Recherche de produit	Fixation
Dénomination commerciale	ECCOS
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
hauteur de panier requis	56 mm
À utiliser avec	GA875
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

ECCOS FIXATION P.GA878(GB486R)



Nom du Produit	Numéro D'article
Recherche de produit	Fixation
Dénomination commerciale	ECCOS
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
hauteur de panier requis	56 mm
À utiliser avec	GA878
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

ECCOS FIXATION P.GA675(GB487R)



Nom du Produit	Numéro D'article
Recherche de produit	Fixation
Dénomination commerciale	ECCOS
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
hauteur de panier requis	56 mm
À utiliser avec	GA675
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

ECCOS FIXATION P.GA678(GB488R)



Nom du Produit	Numéro D'article
Recherche de produit	Fixation
Dénomination commerciale	ECCOS
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
hauteur de panier requis	76 mm
À utiliser avec	GA678
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

ECCOS FIXATION P.AUXIL.RETRAIT ACCUMUL.(GB489R)



Nom du Produit	Numéro D'article
Recherche de produit	Fixation
Dénomination commerciale	ECCOS
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
hauteur de panier requis	106 mm
À utiliser avec	GA614, GA644, GA674
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

ECCOS FIXATION P.ACCULAN MACHINES(GB495R)



Nom du Produit	Numéro D'article
Recherche de produit	Fixation
Dénomination commerciale	ECCOS
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
hauteur de panier requis	106 mm
À utiliser avec	GA671, GA674, GA672, GA673
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

ECCOS FIXATION P.3 ACCULAN EMBOUTS(GB496R)



Nom du Produit	Numéro D'article
Recherche de produit	Fixation
Dénomination commerciale	ECCOS
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
hauteur de panier requis	106 mm
À utiliser avec	GB660R, GB656R, GB655R, GB654R, GB645R, GB644R, GB643R, GB638R, GB635R, GB630R
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

ECCOS FIXATION P.1 ACCULAN EMBOUT(GB497R)



Nom du Produit	Numéro D'article
Recherche de produit	Fixation
Dénomination commerciale	ECCOS
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
hauteur de panier requis	106 mm
À utiliser avec	GB660R, GB656R, GB655R, GB654R, GB645R, GB644R, GB643R, GB638R, GB635R, GB630R
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

Eccos Fixation (GB498R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Fixation
Brand name	ECCOS
Aesculap Product Groups	Power Systems
Required basket height	106 mm
To be used with (code)	GA668, GA670
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	No
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 DRILL ATTACHM.JACOBS KEYLESS (GB620R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Drill Attachment
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	125 mm
Outer width (mm)	35 mm
Speed	0 1/min - 1000 1/min
Torque	5.0 N m
Cannulation	4.0 mm
Weight	397.00 g
consisting parts	GA031R
Article code ECCOS fixation	GB496R
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Type of Sterilization	not sterilized ex works
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile
Type	with universal Jacobs chuck

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 DRILL ATTACHMENT LARGE JACOBS (GB621R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Drill Attachment
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	110 mm
Outer width (mm)	35 mm
Speed	0 1/min - 1000 1/min
Torque	5.0 N m
Cannulation	4.0 mm
Weight	300.00 g
consisting parts	GA031R
Article code ECCOS fixation	GB496R
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Type of Sterilization	not sterilized ex works
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

Attribute Name	Attribute Value
Type	with large Jacobs chuck

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 DRILL ATTACHMENT AO-SMALL (GB623R)




Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Drill Attachment
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	90 mm
Outer width (mm)	35 mm
Speed	0 1/min - 1250 1/min
Torque	4.0 N m
Cannulation	2.8 mm
Weight	210.00 g
Article code ECCOS fixation	GB496R
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Type of Sterilization	not sterilized ex works
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

Attribute Name	Attribute Value
Type	with small AO chuck

PRODUCT DATA SHEET

ADAPT.AO-GRANDE SUR DHS/DCS MECHE TRIPLE (GB628R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Synthes DHS / DCS adaptateur
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Canulation	4.2 mm
code article eccos fixation	GB690R
Marquage direct UDI	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 DRILL ATTACHM.SMALL JACOBS (GB639R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Drill Attachment
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	105 mm
Outer width (mm)	35 mm
Speed	0 1/min - 1250 1/min
Torque	4.0 N cm
Cannulation	4.0 mm
Weight	243.00 g
consisting parts	GA062R
Article code ECCOS fixation	GB496R
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Type of Sterilization	not sterilized ex works
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 UNIVERSAL K-WIRE ATTACHMENT (GB641R)




Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	K-Wire Attachment
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	93 mm
Outer width (mm)	36 mm
Outer height (mm)	137 mm
Speed	0 1/min - 1250 1/min
Cannulation	4.0 mm
Weight	285.00 g
Discipline	Orthopaedics / Traumatology

Attribute Name	Attribute Value
Type of Sterilization	not sterilized ex works
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

Accessoire de forage pour Acculan® 3Ti(GB645R)



Nom du Produit	Numéro D'article
Recherche de produit	Méchage
Dénomination commerciale	ACCULAN 3TI
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	morceau de main
Longueur extérieure (mm)	110 mm
Largeur extérieure (mm)	35 mm
Vitesse	0 1/min - 900 1/min
Poids	225.00 g
code article eccos fixation	GB496R
Discipline	Orthopédie
Mode de stérilisation	not sterilized ex works
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Oui
Présence de latex	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile

PRODUCT DATA SHEET


ACCULAN 4 INTRAMED.DRILLING ATT.AO-LARGE (GB657R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Drill Attachment
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	108 mm
Outer width (mm)	35 mm
Speed	0 1/min - 370 1/min
Tool hub	AO large
Cannulation	4.0 mm
Weight	300.00 g
Article code ECCOS fixation	GB496R
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Type of Sterilization	not sterilized ex works
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

Accessoire, scie sagittale pour Acculan® 3Ti(GB660R)



Nom du Produit	Numéro D'article
Recherche de produit	Accessoire de scie oscillante
Dénomination commerciale	ACCULAN 3TI
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	morceau de main
Longueur extérieure (mm)	89 mm
Largeur extérieure (mm)	36 mm
Hauteur extérieure (mm)	44 mm
Angle d'oscillation	4°47'
fréquence d'oscillation (cpm)	0 1/min - 17000 1/min
Famille de produit	action rapide sagittale
Poids	270.00 g
code article eccos fixation	GB496R
Discipline	Orthopédie
Mode de stérilisation	not sterilized ex works
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Oui

Nom du Produit	Numéro D'article
Présence de latex	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 DRILL ATTACHMENT TRINKLE (GB663R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Drill Attachment
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	93 mm
Outer width (mm)	35 mm
Tool hub	trinkle
Torque	5.0 N m
Cannulation	4.0 mm
Weight	217.00 g
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Type of Sterilization	not sterilized ex works
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 DRILL ATTACHMENT HEXAG.CHUCK (GB664R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Drill Attachment
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	86 mm
Outer width (mm)	35 mm
Speed	0 1/min - 1000 1/min
Tool hub	Aesculap Hex
Torque	5.0 N m
Cannulation	4.0 mm
Weight	225.00 g
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Type of Sterilization	not sterilized ex works
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable

Attribute Name	Attribute Value
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 DRILL ATTACHMENT HUDSON/ZIMMER (GB665R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Drill Attachment
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	100 mm
Outer width (mm)	35 mm
Speed	0 1/min - 1000 1/min
Tool hub	Hudson, Zimmer
Torque	5.0 N m
Cannulation	4.0 mm
Weight	230.00 g
Article code ECCOS fixation	GB496R
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Type of Sterilization	not sterilized ex works
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable

Attribute Name	Attribute Value
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 REAMER ATTACHMENT JACOBS CHUCK (GB667R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reamer Attachment
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	133 mm
Outer width (mm)	35 mm
Speed	0 1/min - 250 1/min
Torque	19.0 N m
Cannulation	4.0 mm
Weight	280.00 g
consisting parts	GA031R
Article code ECCOS fixation	GB496R
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Type of Sterilization	not sterilized ex works
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

Attribute Name	Attribute Value
Type	with Jacobs chuck

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 REAMER ATTACHMENT AO-LARGE (GB668R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reamer Attachment
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	108 mm
Outer width (mm)	35 mm
Speed	0 1/min - 250 1/min
Tool hub	AO large
Torque	19.0 N m
Cannulation	4.0 mm
Weight	300.00 g
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Type of Sterilization	not sterilized ex works
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

Attribute Name	Attribute Value
Type	with large AO chuck

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 REAMER ATTACHM.HUDSON/ZIMMER (GB669R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reamer Attachment
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	118 mm
Outer width (mm)	35 mm
Speed	0 1/min - 250 1/min
Tool hub	Zimmer, Hudson
Torque	19.0 N m
Cannulation	4.0 mm
Weight	300.00 g
Article code ECCOS fixation	GB496R
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Type of Sterilization	not sterilized ex works
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable

Attribute Name	Attribute Value
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 REAMER ATTACHMENT HARRIS (GB670R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reamer Attachment
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	106 mm
Outer width (mm)	35 mm
Speed	0 1/min - 250 1/min
Tool hub	Harris
Torque	19.0 N m
Cannulation	4.0 mm
Weight	290.00 g
Article code ECCOS fixation	GB496R
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Type of Sterilization	not sterilized ex works
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

ECCOS FIXATION P.BA720R(GB688R)



Nom du Produit	Numéro D'article
Recherche de produit	Fixation
Dénomination commerciale	ECCOS
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
hauteur de panier requis	106 mm
À utiliser avec	BA720R
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

ECCOS FIXATION F/1 ATTACHM.GB870R ETC.
(GB715R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Fixation
Brand name	ECCOS
Aesculap Product Groups	Power Systems
Required basket height	106 mm
To be used with (code)	GB887R, GB886R, GB884R, GB882R, GB881R, GB878R, GB888R, GB891R, GB892R, GB894R, GB896R, GB897R, GB872R, GB870R, GB871R
UDI Direct Marking	No
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

ECCOS FIXATION F/3 ATTACHM.GB870R ETC.
(GB716R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Fixation
Brand name	ECCOS
Aesculap Product Groups	Power Systems
Required basket height	106 mm
To be used with (code)	GB894R, GB892R, GB891R, GB888R, GB887R, GB886R, GB884R, GB882R, GB881R, GB878R, GB896R, GB897R, GB872R, GB870R, GB871R
UDI Direct Marking	No
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

REAMER ATTACHMENT AO-LARGE F/GA344/GA844 (GB871R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reamer Attachment
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	88 mm
Outer width (mm)	29 mm
Speed	0 1/min - 320 1/min
Tool hub	AO large
Torque	5.0 N m
Cannulation	3.2 mm
Weight	170.00 g
To be used with (code)	GA344, GA844
Article code ECCOS fixation	GB716R
Type of Sterilization	not sterilized ex works
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

REAMER ATTACHM.HUDSON/ZIMMER/GA344/GA844
(GB872R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reamer Attachment
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	86 mm
Outer width (mm)	25 mm
Speed	0 1/min - 320 1/min
Tool hub	Zimmer/Hudson
Torque	5.0 N m
Cannulation	3.2 mm
Weight	150.00 g
To be used with (code)	GA344, GA844
Article code ECCOS fixation	GB716R
Type of Sterilization	not sterilized ex works
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

DRILL ATT.F/SYNTHES 511.300/GA344/GA844
(GB878R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Drill Attachment
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	111 mm
Outer width (mm)	27 mm
Speed	0 1/min - 1250 1/min
Tool hub	synthes DHS/DCS
Torque	1.5 N m
Cannulation	3.2 mm
Weight	181.00 g
To be used with (code)	GA344, GA844
Article code ECCOS fixation	GB716R
Type of Sterilization	not sterilized ex works
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

DRILL ATTACHM.LARGE JACOBS F/GA344/GA844 (GB881R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Drill Attachment
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	89 mm
Outer width (mm)	29 mm
Speed	0 1/min - 1250 1/min
Torque	1.5 N m
Cannulation	3.2 mm
Weight	163.00 g
To be used with (code)	GA344, GA844
Article code ECCOS fixation	GB716R
Type of Sterilization	not sterilized ex works
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

DRILL ATTACHM.SMALL JACOBS F/GA344/GA844 (GB882R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Drill Attachment
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	76 mm
Outer width (mm)	22 mm
Speed	0 1/min - 1250 1/min
Torque	1.5 N m
Cannulation	3.2 mm
Weight	100.00 g
To be used with (code)	GA344, GA844
Article code ECCOS fixation	GB716R
Type of Sterilization	not sterilized ex works
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

DRILL ATTACHMENT AO-SMALL F/GA344/GA844 (GB884R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Drill Attachment
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	60 mm
Outer width (mm)	22 mm
Speed	0 1/min - 1250 1/min
Tool hub	AO small
Torque	1.5 N m
Cannulation	2.8 mm
Weight	66.00 g
To be used with (code)	GA344, GA844
Article code ECCOS fixation	GB716R
Type of Sterilization	not sterilized ex works
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

DRILL ATTACHM.HEXAG.CHUCK F/GA344/GA844 (GB886R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Drill Attachment
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	57 mm
Outer width (mm)	24 mm
Speed	0 1/min - 1250 1/min
Tool hub	Aesculap sechskant
Torque	1.5 N m
Cannulation	3.2 mm
Weight	67.00 g
To be used with (code)	GA844, GA344
Article code ECCOS fixation	GB716R
Type of Sterilization	not sterilized ex works
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

DRILL ATTACHM.DENTAL SHANK F/GA344/GA844 (GB887R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Drill Attachment
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	56 mm
Outer width (mm)	22 mm
Speed	0 1/min - 1250 1/min
Tool hub	dental
Torque	1.5 N m
Cannulation	1.8 mm
Weight	50.00 g
To be used with (code)	GA844, GA344
Article code ECCOS fixation	GB716R
Type of Sterilization	not sterilized ex works
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

SAGITTAL SAW ATTACHMENT F/GA344/GA844 (GB891R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Attachment
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	74 mm
Outer width (mm)	24 mm
Outer height (mm)	29 mm
Oscillation angle (° ' ")	4,5°
Oscillation frequency (cpm)	0 1/min - 15750 1/min
Tool hub	L sagittal
Weight	179.00 g
To be used with (code)	GA344, GA844
Article code ECCOS fixation	GB716R
Type of Sterilization	not sterilized ex works
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable

Attribute Name	Attribute Value
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

RECIPROCATING SAW ATTACHM.F/GA344/GA844 (GB892R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reciprocating Saw Attachment
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	135 mm
Outer width (mm)	24 mm
Oscillation frequency (cpm)	0 1/min - 15750 1/min
Tool hub	reciprocating saw large
Weight	166.00 g
To be used with (code)	GA844, GA344
Article code ECCOS fixation	GB716R
Type of Sterilization	not sterilized ex works
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

K-WIRE ATTACHMENT F/GA344/GA844 (GB894R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	K-Wire Attachment
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	92 mm
Outer width (mm)	27 mm
Outer height (mm)	124 mm
Speed	0 1/min - 1250 1/min
Cannulation	3.2 mm
Weight	179.00 g
To be used with (code)	GA344, GA844
Article code ECCOS fixation	GB716R
Type of Sterilization	not sterilized ex works

Attribute Name	Attribute Value
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

SCREW ATTACHMENT AO-SMALL F/GA344/GA844 (GB896R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Screw Attachment
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	95 mm
Outer width (mm)	28 mm
Outer height (mm)	129 mm
Speed	0 1/min - 165 1/min
Tool hub	AO small
Cannulation	1.7 mm
Weight	165.00 g
To be used with (code)	GA844, GA344

Attribute Name	Attribute Value
Type of Sterilization	not sterilized ex works
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

SCREW ATTACHM.HEXAG.CHUCK F/GA344/GA844 (GB897R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Screw Attachment
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Handpiece/Attachment
Outer length (mm)	95 mm
Outer width (mm)	28 mm
Outer height (mm)	129 mm
Speed	0 1/min - 165 1/min
Tool hub	Aesculap sechskant
Cannulation	1.7 mm
Weight	165.00 g
To be used with (code)	GA844, GA344

Attribute Name	Attribute Value
Article code ECCOS fixation	GB716R
Type of Sterilization	not sterilized ex works
UDI Direct Marking	Yes
Product contains Latex	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

MECHE, DIAM. 1,0 MM (GC002R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement, Instr. de chirurgie générale
Famille de produit	outils
Longueur	70.00 mm
Longueur de travail (mm)	45.0 mm
Diamètre (mm)	1.50 mm
Famille de produit	jambe ronde
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE, DIAM. 1,5 MM (GC004R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Fraise (tordue)
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement, Instr. de chirurgie générale
Longueur	100.00 mm
Longueur de travail (mm)	75.0 mm
Diamètre (mm)	2.00 mm
Pour être utilisé avec (texte)	hand drills
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE, DIAM. 2,5 MM (GC006R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	Instr. de chirurgie générale, systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	100.00 mm
Longueur de travail (mm)	75.0 mm
Diamètre (mm)	2.50 mm
Famille de produit	jambe ronde
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE, DIAM. 2,8 MM (GC007R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	Instr. de chirurgie générale, systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	100.00 mm
Longueur de travail (mm)	75.0 mm
Diamètre (mm)	2.80 mm
Famille de produit	jambe ronde
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE, DIAM. 3,0 MM (GC008R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement, Instr. de chirurgie générale
Famille de produit	outils
Longueur	100.00 mm
Longueur de travail (mm)	75.0 mm
Diamètre (mm)	3.00 mm
Famille de produit	jambe ronde
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE, DIAM. 3,2 MM (GC009R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement, Instr. de chirurgie générale
Famille de produit	outils
Longueur	100.00 mm
Longueur de travail (mm)	75.0 mm
Diamètre (mm)	3.20 mm
Famille de produit	jambe ronde
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE, DIAM. 3,5 MM (GC010R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement, Instr. de chirurgie générale
Famille de produit	outils
Longueur	100.00 mm
Longueur de travail (mm)	75.0 mm
Diamètre (mm)	3.50 mm
Famille de produit	jambe ronde
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE, DIAM. 4,0 MM (GC012R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement, Instr. de chirurgie générale
Famille de produit	outils
Longueur	110.00 mm
Longueur de travail (mm)	85.0 mm
Diamètre (mm)	4.00 mm
Famille de produit	jambe ronde
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE, DIAM. 4,5 MM (GC013R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	Instr. de chirurgie générale, systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	150.00 mm
Longueur de travail (mm)	125.0 mm
Diamètre (mm)	4.50 mm
Famille de produit	jambe ronde
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE, DIAM. 5,0 MM (GC014R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	Instr. de chirurgie générale, systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	160.00 mm
Longueur de travail (mm)	135.0 mm
Diamètre (mm)	5.00 mm
Famille de produit	jambe ronde
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MECHE, DIAM. 6,0 MM (GC016R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	Instr. de chirurgie générale, systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	160.00 mm
Longueur de travail (mm)	135.0 mm
Diamètre (mm)	6.00 mm
Famille de produit	jambe ronde
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE RAPID ACT.AV.BUTEE 25/10/0,5MM (GC203R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	25.0 mm
Largeur de la lame	10.0 mm
Epaisseur de la lame	0.50 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.50 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GB660R, GA673, GA668
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE RAPID ACTION 25/5/0,5/0,5MM (GC207R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	25.0 mm
Largeur de la lame	5.0 mm
Epaisseur de la lame	0.50 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.50 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GB660R, GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE RAPID ACTION 25/15/0,5/0,5MM (GC208R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	25.0 mm
Largeur de la lame	15.0 mm
Epaisseur de la lame	0.50 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.50 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GB660R, GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE RAPID ACTION 35/10/0,5/0,8MM (GC209R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	35.0 mm
Largeur de la lame	10.0 mm
Epaisseur de la lame	0.50 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.80 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GB660R, GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE RAPID ACTION 35/20/0,5/0,8MM (GC211R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	35.0 mm
Largeur de la lame	20.0 mm
Epaisseur de la lame	0.50 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.80 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GB660R, GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE RAPID ACTION 50/10/0,5/0,8MM (GC215R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	50.0 mm
Largeur de la lame	10.0 mm
Epaisseur de la lame	0.50 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.80 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GB660R, GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE RAPID ACTION 50/15/0,5/0,8MM (GC216R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	50.0 mm
Largeur de la lame	15.0 mm
Epaisseur de la lame	0.50 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.80 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673, GB660R
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE RAPID ACTION 50/20/0,7/0,9MM (GC217R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	50.0 mm
Largeur de la lame	20.0 mm
Epaisseur de la lame	0.70 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.90 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673, GB660R
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE RAPID ACTION 50/25/0,7/0,9MM (GC218R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	50.0 mm
Largeur de la lame	25.0 mm
Epaisseur de la lame	0.70 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.90 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GB660R, GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

LAME SCIE RAPID ACTION 50/30/0,7/0,9MM (GC219R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	50.0 mm
Largeur de la lame	30.0 mm
Epaisseur de la lame	0.70 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.90 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673, GB660R
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE D1,1MM L60/35MM EMBASE AO (GC310R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	60.00 mm
Longueur de travail (mm)	35.0 mm
Diamètre (mm)	1.10 mm
Famille de produit	AO petit
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE D1,5MM L85/60MM EMBASE AO (GC312R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	85.00 mm
Longueur de travail (mm)	60.0 mm
Diamètre (mm)	1.50 mm
Famille de produit	AO petit
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE D2,0MM L100/75MM EMBASE AO (GC314R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	100.00 mm
Longueur de travail (mm)	75.0 mm
Diamètre (mm)	2.00 mm
Famille de produit	AO petit
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE D2,5MM L110/85MM EMBASE AO (GC315R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	110.00 mm
Longueur de travail (mm)	85.0 mm
Diamètre (mm)	2.50 mm
Famille de produit	AO petit
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE D2,7MM L100/75MM EMBASE AO (GC316R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	100.00 mm
Longueur de travail (mm)	75.0 mm
Diamètre (mm)	2.70 mm
Famille de produit	AO petit
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE D3,2MM L145/120MM EMBASE AO (GC319R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	145.00 mm
Longueur de travail (mm)	120.0 mm
Diamètre (mm)	3.20 mm
Famille de produit	AO petit
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE D3,5MM L110/85MM EMBASE AO (GC320R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	110.00 mm
Longueur de travail (mm)	85.0 mm
Diamètre (mm)	3.50 mm
Famille de produit	AO petit
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE D4,5MM L145/120MM EMBASE AO (GC323R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	145.00 mm
Longueur de travail (mm)	120.0 mm
Diamètre (mm)	4.50 mm
Famille de produit	AO petit
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

TOURNEVIS HEXAG.3,5MM EMBASE AO (GC354R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Tournevis
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	4.50 mm, 6.50 mm
Famille de produit	AO petit
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

TOURNEVIS HEXAG.2,5MM EMBASE AO (GC355R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Tournevis
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	4.00 mm, 3.50 mm, 2.70 mm
Famille de produit	AO petit
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE D3,2MM L195/170MM EMBASE AO (GC372R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	195.00 mm
Longueur de travail (mm)	170.0 mm
Diamètre (mm)	3.20 mm
Famille de produit	AO petit
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE D3,5MM L195/170MM EMBASE AO (GC375R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	195.00 mm
Longueur de travail (mm)	170.0 mm
Diamètre (mm)	3.50 mm
Famille de produit	AO petit
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE D4,5MM L200/175MM EMBASE AO (GC377R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	200.00 mm
Longueur de travail (mm)	175.0 mm
Diamètre (mm)	4.50 mm
Famille de produit	AO petit
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE D2,0MM L125/100MM EMBASE AO (GC378R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	125.00 mm
Longueur de travail (mm)	100.0 mm
Diamètre (mm)	2.00 mm
Famille de produit	AO petit
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE D2,5MM L125/100MM EMBASE AO (GC380R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	125.00 mm
Longueur de travail (mm)	100.0 mm
Diamètre (mm)	2.50 mm
Famille de produit	AO petit
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE, TIGE TRIANGULAIRE, DIAM. 2,5 MM
(GC391R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	Instr. de chirurgie générale, systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	175.00 mm
Longueur de travail (mm)	135.0 mm
Diamètre (mm)	2.50 mm
Famille de produit	jambe ronde
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MECHE, TIGE TRIANGULAIRE, DIAM. 3,5 MM
(GC395R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement, Instr. de chirurgie générale
Famille de produit	outils
Longueur	210.00 mm
Longueur de travail (mm)	170.0 mm
Diamètre (mm)	3.50 mm
Famille de produit	jambe ronde
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MECHE, TIGE TRIANGULAIRE, DIAM. 4,5 MM
(GC397R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	De forage
Groupes de produits Aesculap	Instr. de chirurgie générale, systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	210.00 mm
Longueur de travail (mm)	170.0 mm
Diamètre (mm)	4.50 mm
Famille de produit	jambe ronde
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME DE SCIE RAC.ETOILE 50/10/0,5/0,8MM (GC648R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	50.0 mm
Largeur de la lame	10.0 mm
Epaisseur de la lame	0.50 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.80 mm
Famille de produit	accouplement d'étoile
Convient à la pièce à main	GB125R, GB431, GB432, GA440, GA640, GA633, GA623, GB129
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME DE SCIE RAC.ETOILE 50/15/0,5/0,8MM (GC649R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	50.0 mm
Largeur de la lame	15.0 mm
Epaisseur de la lame	0.50 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.80 mm
Famille de produit	accouplement d'étoile
Convient à la pièce à main	GB125R, GA440, GA640, GB432, GA633, GA623, GB129, GB431
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME DE SCIE RAC.ETOILE 50/20/0,7/0,9MM (GC650R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	50.0 mm
Largeur de la lame	20.0 mm
Epaisseur de la lame	0.70 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.90 mm
Famille de produit	accouplement d'étoile
Convient à la pièce à main	GB125R, GA640, GA633, GA623, GB129, GB431, GB432, GA440
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME DE SCIE RAC.ETOILE 50/25/0,7/0,9MM (GC651R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	50.0 mm
Largeur de la lame	25.0 mm
Epaisseur de la lame	0.70 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.90 mm
Famille de produit	accouplement d'étoile
Convient à la pièce à main	GB125R, GA640, GA633, GA623, GB129, GB431, GB432, GA440
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE STERN.RAPID ACT.50/40/0,7/0,9 (GC675R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	50.0 mm
Largeur de la lame	40.0 mm
Epaisseur de la lame	0.70 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.90 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

LAME SCIE STERN.RAPID ACT.35/75/0,7/0,9
(GC681R)




Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	35.0 mm
Largeur de la lame	75.0 mm
Epaisseur de la lame	0.70 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.90 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


STERNUM SAW BL.RAPID ACT.45°/35/75/0.9MM
(GC682R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	35.0 mm
Blade width	75.0 mm
Blade thickness	0.70 mm
Blade cutting thickness	0.90 mm
Tool hub	rapid action sagittal
Discipline	Cardiac / Thoracic Surgery
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET

STERNUM SAW BL.RAPID ACT.45°/50/17/0.9MM
(GC683R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	50.0 mm
Blade width	17.0 mm
Blade thickness	0.70 mm
Blade cutting thickness	0.90 mm
Tool hub	rapid action sagittal
Discipline	Cardiac / Thoracic Surgery
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	Yes
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET

LAME SCIE STERN.ALTERNAT.34/7,5/0,7MM (GC761R)

Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie à mouvement alter
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	34.0 mm
Epaisseur de la lame	0.70 mm
Epaisseur de coupe de la lame	1.10 mm
Famille de produit	échange rapide d'action
Convient à la pièce à main	GA636, GA641, GB436R, GB435, GA674
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Oui
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

LAME ALTERNAT.43/7,5/0,7/0,9MM STERILE (GC766R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie à mouvement alter
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	43.0 mm
Epaisseur de la lame	0.70 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.90 mm
Famille de produit	échange rapide d'action
Convient à la pièce à main	GB440, GA674, GA635
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Oui
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

LAME ALTERNAT.60/9,0/0,7/0,9MM STERILE (GC767R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie à mouvement alter
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	60.0 mm
Epaisseur de la lame	0.70 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.90 mm
Famille de produit	échange rapide d'action
Convient à la pièce à main	GB440, GA674, GA635
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Oui
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

LAME ALTERNAT.75/10/0,7/0,9MM STERILE (GC768R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie à mouvement alter
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	75.0 mm
Epaisseur de la lame	0.70 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.90 mm
Famille de produit	échange rapide d'action
Convient à la pièce à main	GB440, GA674, GA635
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Oui
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

LAME ALTERNAT.75/10/1,0/1,2MM STERILE (GC769R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie à mouvement alter
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	75.0 mm
Largeur de la lame	10.0 mm
Epaisseur de la lame	1.00 mm
Epaisseur de coupe de la lame	1.20 mm
Famille de produit	échange rapide d'action
Convient à la pièce à main	GA635, GA674, GB440
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Oui
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

LAME ALTERNAT.75/12/0,7/0,9MM STERILE (GC770R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie à mouvement alter
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	75.0 mm
Largeur de la lame	12.0 mm
Epaisseur de la lame	0.70 mm
Epaisseur de coupe de la lame	0.90 mm
Famille de produit	échange rapide d'action
Convient à la pièce à main	GA635, GA674, GB440
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Oui
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

LAME ALTERNAT.75/12/1,0/1,2MM STERILE (GC771R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie à mouvement alter
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	75.0 mm
Largeur de la lame	12.0 mm
Epaisseur de la lame	1.00 mm
Epaisseur de coupe de la lame	1.20 mm
Famille de produit	échange rapide d'action
Convient à la pièce à main	GA674, GA635, GB440
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Oui
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non


PRODUCT DATA SHEET

LAME SCIE JET.RAPID ACTION 75/9/1,27MM (GE231SU)

Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	90.0 mm
Largeur de la lame	9.0 mm
Epaisseur de la lame	1.27 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	jetable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


DISP.SAW BLADE RAPID ACTION 90/8/1.47MM (GE232SU)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	90.0 mm
Blade width	13.5 mm
Blade thickness	1.47 mm
Tool hub	rapid action sagittal
Suitable to handpiece	GA673
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	disposable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


DISP.SAW BLADE RAPID ACTION 90/8/1.27MM (GE233SU)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	90.0 mm
Blade width	13.5 mm
Blade thickness	1.27 mm
Tool hub	rapid action sagittal
Suitable to handpiece	GA673
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	disposable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE JET.RAPID ACTION 90/13/0,89MM (GE234SU)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	90.0 mm
Largeur de la lame	13.0 mm
Epaisseur de la lame	0.89 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	jetable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE JET.RAPID ACTION 90/13/1,0MM (GE235SU)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	90.0 mm
Largeur de la lame	13.0 mm
Epaisseur de la lame	1.00 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	jetable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

LAME SCIE JET.RAPID ACTION 90/13/1,27MM (GE236SU)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	90.0 mm
Largeur de la lame	13.0 mm
Epaisseur de la lame	1.27 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	jetable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE JET.RAPID ACTION 90/19/0,89MM (GE238SU)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	90.0 mm
Largeur de la lame	19.0 mm
Epaisseur de la lame	0.89 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	jetable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

DISP.SAW BLADE RAPID ACTION 90/19/1.0MM (GE239SU)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	90.0 mm
Blade width	19.0 mm
Blade thickness	1.00 mm
Tool hub	rapid action sagittal
Suitable to handpiece	GA673
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	disposable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE JET.RAPID ACTION 90/19/1,19MM (GE240SU)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	90.0 mm
Largeur de la lame	19.0 mm
Epaisseur de la lame	1.19 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	jetable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE JET.RAPID ACTION 90/19/1,27MM (GE241SU)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	90.0 mm
Largeur de la lame	19.0 mm
Epaisseur de la lame	1.27 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	jetable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE JET.RAPID ACTION 90/19/1,37MM (GE242SU)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	90.0 mm
Largeur de la lame	19.0 mm
Epaisseur de la lame	1.37 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	jetable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE JET.RAPID ACTION 90/23/0,89MM (GE243SU)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	90.0 mm
Largeur de la lame	19.0 mm
Epaisseur de la lame	1.47 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	jetable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE JET.RAPID ACTION 90/23/1,0MM (GE244SU)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	90.0 mm
Largeur de la lame	23.0 mm
Epaisseur de la lame	1.00 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	jetable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE JET.RAPID ACTION 90/23/1,19MM (GE245SU)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	90.0 mm
Largeur de la lame	23.0 mm
Epaisseur de la lame	1.19 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	jetable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE JET.RAPID ACTION 90/23/1,27MM (GE246SU)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	90.0 mm
Largeur de la lame	23.0 mm
Epaisseur de la lame	1.27 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	jetable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE JET.RAPID ACTION 90/23/1,37MM (GE247SU)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	90.0 mm
Largeur de la lame	23.0 mm
Epaisseur de la lame	1.37 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	jetable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE JET.RAPID ACTION 90/23/1,47MM (GE248SU)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	90.0 mm
Largeur de la lame	23.0 mm
Epaisseur de la lame	1.47 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	jetable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


DISP.SAW BLADE RAPID ACTION 100/19/1.27 (GE249SU)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	100.0 mm
Blade width	19.0 mm
Blade thickness	1.27 mm
Tool hub	rapid action sagittal
Suitable to handpiece	GA673
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	disposable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE RAPID ACTION 65/20/0,9MM (GE252R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	65.0 mm
Largeur de la lame	20.0 mm
Epaisseur de la lame	0.90 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE RAPID ACTION 65/26/0,9MM (GE253R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	65.0 mm
Largeur de la lame	26.0 mm
Epaisseur de la lame	0.90 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


LAME SCIE RAPID ACTION 65/32/0,9MM (GE254R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Lame de scie sagittale
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur de travail (mm)	65.0 mm
Largeur de la lame	32.0 mm
Epaisseur de la lame	0.90 mm
Famille de produit	action rapide sagittale
Convient à la pièce à main	GA673
Étape chirurgicale	Dissection os
Marquage direct UDI	Non
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	Stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

SAW BLADE RAPID ACTION 65/41/0.9MM (GE255R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	65.0 mm
Blade width	41.0 mm
Blade thickness	0.90 mm
Tool hub	rapid action sagittal
Suitable to handpiece	GA673
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No


PRODUCT DATA SHEET

SAW BLADE SYNTHES 90/13/1.27MM (GE323SU)

Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	90.0 mm
Blade width	13.0 mm
Blade thickness	1.27 mm
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Surgical Step	Dissection-Bone
Sales unit	package of 1 piece
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	disposable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE SYNTHES 90/25/1.0MM (GE325SU)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	90.0 mm
Blade width	25.0 mm
Blade thickness	1.27 mm
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Surgical Step	Dissection-Bone
Sales unit	package of 1 piece
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	disposable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE SYNTHES 90/25/1.27MM (GE326SU)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	90.0 mm
Blade width	25.0 mm
Blade thickness	1.27 mm
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Surgical Step	Dissection-Bone
Sales unit	package of 1 piece
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	disposable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE LINVATEC 90/13/1.27MM (GE327SU)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	90.0 mm
Blade width	13.0 mm
Blade thickness	1.27 mm
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Surgical Step	Dissection-Bone
Sales unit	package of 1 piece
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	disposable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET

SAW BLADE LINVATEC 90/25/1.27MM (GE329SU)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	90.0 mm
Blade width	25.0 mm
Blade thickness	1.27 mm
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Surgical Step	Dissection-Bone
Sales unit	package of 1 piece
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	disposable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET

SAW BLADE STRYKER SYSTEM 6 90/13/1.27MM (GE330SU)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	90.0 mm
Blade width	13.0 mm
Blade thickness	1.27 mm
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Surgical Step	Dissection-Bone
Sales unit	package of 1 piece
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	disposable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET

SAW BLADE STRYKER SYSTEM 6 90/19/1.27MM (GE331SU)

Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	90.0 mm
Blade width	19.0 mm
Blade thickness	1.27 mm
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Surgical Step	Dissection-Bone
Sales unit	package of 1 piece
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	disposable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET

SAW BLADE STRYKER SYSTEM 6 90/25/1.27MM (GE332SU)

Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	90.0 mm
Blade width	25.0 mm
Blade thickness	1.27 mm
Discipline	Orthopaedics / Traumatology
Surgical Step	Dissection-Bone
Sales unit	package of 1 piece
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	disposable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET

MFR SET DE TRAUMA (TETES DE FORET D9-19) (GE661)

Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Tête d'alésoir
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile

PRODUCT DATA SHEET

MFR TRAY F/TRAUMA SET GE661 (GE662R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Storage
Aesculap Product Groups	Power Systems
UDI Direct Marking	Yes
Disposable / Reusable	reusable
Product contains Latex	No
Sterility	non-sterile

PRODUCT DATA SHEET

MFR FIL DE GUIDE D2,5MM L800MM (GE663S)

Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Pointe de guidage
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	800.00 mm
Diamètre (mm)	2.50 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TIGE DE FORET NITINOL 470MM AO-GR. (GE666R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Tige de fraise mfr
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Longueur	470.00 mm
Famille de produit	AO grand
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D9,0MM P.TIGE GE666R
(GE668R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	9.00 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D9,5MM P.TIGE GE666R
(GE669R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	9.50 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D10,0MM P.TIGE GE666R
(GE670R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	10.00 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D10,5MM P.TIGE GE666R
(GE671R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	10.50 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D11,0MM P.TIGE GE666R
(GE672R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	11.00 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D11,5MM P.TIGE GE666R
(GE673R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	11.50 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D12,0MM P.TIGE GE666R
(GE674R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	12.00 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D12,5MM P.TIGE GE666R
(GE675R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	12.50 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D13,0MM P.TIGE GE666R
(GE676R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	13.00 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D14,0MM P.TIGE GE666R
(GE678R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	14.00 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D14,5MM P.TIGE GE666R
(GE679R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	14.50 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D15,0MM P.TIGE GE666R
(GE680R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	15.00 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D16,0MM P.TIGE GE666R
(GE682R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	16.00 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D17,0MM P.TIGE GE666R
(GE684R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	17.00 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D17,5MM P.TIGE GE666R
(GE685R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	17.50 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D18,0MM P.TIGE GE666R
(GE686R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	18.00 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET

MFR TETE DE FORET D19,0MM P.TIGE GE666R
(GE688R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	19.00 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non


PRODUCT DATA SHEET

MFR TETE DE FORET D20,0MM P.TIGE GE666R
(GE690R)

Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	20.00 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D21,0MM P.TIGE GE666R
(GE691R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	21.00 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D22,0MM P.TIGE GE666R
(GE692R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	22.00 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D23,0MM P.TIGE GE666R
(GE693R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	23.00 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


MFR TETE DE FORET D24,0MM P.TIGE GE666R
(GE694R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Autres fraises
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	outils
Diamètre (mm)	24.00 mm
Étape chirurgicale	Dissection os
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Stérilité	non stérile
Présence de latex	Non

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE L SAGITTAL 15/5/0.5 (GP501R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Brand name	ACCULAN 4, ELAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	15.0 mm
Blade width	5.0 mm
Blade thickness	0.50 mm
Blade cutting thickness	0.50 mm
Tool hub	L sagittal
Suitable to handpiece	GA731, GA831, GB891R
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE L SAGITTAL 15/10/0.5 (GP502R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	15.0 mm
Blade width	10.0 mm
Blade thickness	0.50 mm
Blade cutting thickness	0.50 mm
Tool hub	L sagittal
Suitable to handpiece	GB891R, GA831, GA731
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE L SAGITTAL 20/5/0.5 (GP504R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Brand name	ACCULAN 4, ELAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	20.0 mm
Blade width	5.0 mm
Blade thickness	0.50 mm
Blade cutting thickness	0.50 mm
Tool hub	L sagittal
Suitable to handpiece	GB891R, GA731, GA831
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE L SAGITTAL 20/10/0.5 (GP505R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Brand name	ACCULAN 4, ELAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	20.0 mm
Blade width	10.0 mm
Blade thickness	0.50 mm
Blade cutting thickness	0.50 mm
Tool hub	L sagittal
Suitable to handpiece	GB891R, GA731, GA831
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE L SAG.W/DEPTH STOP 10/10/0.5 (GP511R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Type	with stop
Working length (mm)	10.0 mm
Blade width	10.0 mm
Blade thickness	0.50 mm
Blade cutting thickness	0.50 mm
Tool hub	L sagittal
Suitable to handpiece	GA731, GA831, GB891R
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE L SAGITTAL 25/5/0.7 (GP514R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	25.0 mm
Blade width	5.0 mm
Blade thickness	0.50 mm
Blade cutting thickness	0.70 mm
Tool hub	L sagittal
Suitable to handpiece	GB891R, GA731, GA831
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE L SAGITTAL 25/10/0.7 (GP515R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	25.0 mm
Blade width	10.0 mm
Blade thickness	0.50 mm
Blade cutting thickness	0.70 mm
Tool hub	L sagittal
Suitable to handpiece	GA831, GA731, GB891R
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE L SAGITTAL 25/15/0.7 (GP516R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	25.0 mm
Blade width	15.0 mm
Blade thickness	0.50 mm
Blade cutting thickness	0.70 mm
Tool hub	L sagittal
Suitable to handpiece	GA831, GA731, GB891R
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE L SAGITTAL 35/10/0.5 (GP518R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	35.0 mm
Blade width	10.0 mm
Blade thickness	0.50 mm
Blade cutting thickness	0.50 mm
Tool hub	L sagittal
Suitable to handpiece	GA831, GA731, GB891R
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE L SAGITTAL 35/5/0.5 (GP521R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Brand name	ACCULAN 4, ELAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	35.0 mm
Blade width	5.0 mm
Blade thickness	0.50 mm
Blade cutting thickness	0.50 mm
Tool hub	L sagittal
Suitable to handpiece	GA831, GA731, GB891R
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE L SAGITTAL 35/10/0.7 (GP522R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Brand name	ACCULAN 4, ELAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	35.0 mm
Blade width	10.0 mm
Blade thickness	0.50 mm
Blade cutting thickness	0.70 mm
Tool hub	L sagittal
Suitable to handpiece	GA831, GB891R, GA731
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE L SAGITTAL 35/15/0.7 (GP523R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Brand name	ACCULAN 4, ELAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	35.0 mm
Blade width	15.0 mm
Blade thickness	0.50 mm
Blade cutting thickness	0.70 mm
Tool hub	L sagittal
Suitable to handpiece	GA831, GA731, GB891R
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE L SAGITTAL 35/20/0.7 (GP524R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	35.0 mm
Blade width	20.0 mm
Blade thickness	0.50 mm
Blade cutting thickness	0.70 mm
Tool hub	L sagittal
Suitable to handpiece	GB891R, GA731, GA831
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE L SAGITTAL 50/10/0.8 (GP535R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	50.0 mm
Blade width	10.0 mm
Blade thickness	0.50 mm
Blade cutting thickness	0.80 mm
Tool hub	L sagittal
Suitable to handpiece	GB891R, GA731, GA831
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE L SAGITTAL 50/15/0.8 (GP536R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Brand name	ACCULAN 4, ELAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	50.0 mm
Blade width	15.0 mm
Blade thickness	0.50 mm
Blade cutting thickness	0.80 mm
Tool hub	L sagittal
Suitable to handpiece	GB891R, GA731, GA831
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE L SAGITTAL 50/20/0.9 (GP537R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Brand name	ACCULAN 4, ELAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	50.0 mm
Blade width	20.0 mm
Blade thickness	0.50 mm
Blade cutting thickness	0.90 mm
Tool hub	L sagittal
Suitable to handpiece	GA831, GA731, GB891R
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE L SAGITTAL 50/25/0.9 (GP538R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Brand name	ACCULAN 4, ELAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	50.0 mm
Blade width	25.0 mm
Blade thickness	0.50 mm
Blade cutting thickness	0.90 mm
Tool hub	L sagittal
Suitable to handpiece	GA831, GA731, GB891R
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SAW BLADE L SAGITTAL 50/30/0.9 (GP539R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Sagittal Saw Blade
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Working length (mm)	50.0 mm
Blade width	30.0 mm
Blade thickness	0.50 mm
Blade cutting thickness	0.90 mm
Tool hub	L sagittal
Suitable to handpiece	GB891R, GA731, GA831
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET

RECIPROCATING SAW BLADE 15/0.6 (GP550R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reciprocating Saw Blade
Brand name	ACCULAN 4, ELAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Length	73.00 mm
Working length (mm)	15.0 mm
Blade thickness	0.40 mm
Blade cutting thickness	0.60 mm
Tool hub	reciprocating saw large
Suitable to handpiece	GB892R, GA732, GA832
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


RECIPROCATING SAW BLADE 25/0.6 (GP551R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reciprocating Saw Blade
Brand name	ACCULAN 4, ELAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Length	84.00 mm
Working length (mm)	25.0 mm
Blade thickness	0.40 mm
Blade cutting thickness	0.60 mm
Tool hub	reciprocating saw large
Suitable to handpiece	GA832, GA732, GB892R
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET

RECIPROCATING SAW BLADE 27/0.35 (GP552R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reciprocating Saw Blade
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Length	85.00 mm
Working length (mm)	27.0 mm
Blade thickness	0.25 mm
Blade cutting thickness	0.35 mm
Tool hub	reciprocating saw large
Suitable to handpiece	GB892R, GA732, GA832
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


RECIPROCATING SAW BLADE 27/0.6 (GP553R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reciprocating Saw Blade
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Length	85.00 mm
Working length (mm)	27.0 mm
Blade thickness	0.40 mm
Blade cutting thickness	0.60 mm
Tool hub	reciprocating saw large
Suitable to handpiece	GB892R, GA732, GA832
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


RECIPROCATING SAW BLADE 33/0.6 (GP554R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reciprocating Saw Blade
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Length	91.00 mm
Working length (mm)	33.0 mm
Blade thickness	0.40 mm
Blade cutting thickness	0.60 mm
Tool hub	reciprocating saw large
Suitable to handpiece	GA732, GA832, GB892R
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


BONE RASP F/RECIPROCATING SAW NARROW (GP557R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Bone File
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Length	70.00 mm
Working length (mm)	10.0 mm
Blade width	5.0 mm
Figure / Size	narrow
Suitable to handpiece	GA832, GA732, GB892R
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


BONE RASP F/RECIPROCATING SAW BROAD (GP558R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Bone File
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Length	70.00 mm
Working length (mm)	12.5 mm
Blade width	7.0 mm
Figure / Size	broad
Suitable to handpiece	GB892R, GA832, GA732
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET

SHANK F/RECIP.SAW BLADE GC615R/GC633R (GP559R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reciprocating Saw Blade
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Length	70.00 mm
Tool hub	reciprocating saw large
To be used with (code)	GC633R, GC615R
Suitable to handpiece	GA732, GB892R, GA832
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET

RECIPROCATING SAW BLADE LONG 25/0.6 (GP561R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reciprocating Saw Blade
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Length	104.00 mm
Working length (mm)	25.0 mm
Blade thickness	0.40 mm
Blade cutting thickness	0.60 mm
Tool hub	reciprocating saw large
Suitable to handpiece	GA832, GA732, GB892R
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET

RECIPROCATING SAW BLADE LONG 27/0.35 (GP562R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reciprocating Saw Blade
Brand name	ACCULAN 4, ELAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Length	105.00 mm
Working length (mm)	27.0 mm
Blade thickness	0.25 mm
Blade cutting thickness	0.35 mm
Tool hub	reciprocating saw large
Suitable to handpiece	GB892R, GA732, GA832
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET

RECIPROCATING SAW BLADE LONG 27/0.6 (GP563R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reciprocating Saw Blade
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Length	105.00 mm
Working length (mm)	27.0 mm
Blade thickness	0.40 mm
Blade cutting thickness	0.60 mm
Tool hub	reciprocating saw large
Suitable to handpiece	GA832, GA732, GB892R
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET

RECIPROCATING SAW BLADE LONG 33/0.6 (GP564R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reciprocating Saw Blade
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Length	111.00 mm
Working length (mm)	33.0 mm
Blade thickness	0.40 mm
Blade cutting thickness	0.60 mm
Tool hub	reciprocating saw large
Suitable to handpiece	GB892R, GA732, GA832
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET

RECIPROC.BANANA SAW BLADE LONG 37/0.6 (GP565R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reciprocating Saw Blade
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Length	115.00 mm
Working length (mm)	37.0 mm
Blade thickness	0.40 mm
Blade cutting thickness	0.60 mm
Tool hub	reciprocating saw large
Suitable to handpiece	GA832, GA732, GB892R
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No
Form	banana-shaped

PRODUCT DATA SHEET

BONE RASP F/RECIPROCATING SAW NARR.LONG (GP567R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Bone File
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Geometry	angled
Length	90.00 mm
Working length (mm)	10.0 mm
Blade width	5.0 mm
Figure / Size	narrow, long
Suitable to handpiece	GA832, GA732, GB892R
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET


SHANK LONG F/RECIP.SAW BL.GC615R/GC633R
(GP569R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reciprocating Saw Blade
Brand name	ACCULAN 4, ELAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Length	90.00 mm
Tool hub	reciprocating saw large
To be used with (code)	GC615R, GC633R
Suitable to handpiece	GA732, GA832, GB892R
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	non-sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET

RECIPROCATING SAW BLADE CONVEX 17/0.6 (GP575R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reciprocating Saw Blade
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Length	79.00 mm
Working length (mm)	17.0 mm
Blade thickness	0.40 mm
Blade cutting thickness	0.60 mm
Incision depth	4.0 mm
Tool hub	reciprocating saw large
Suitable to handpiece	GA832, GA732, GB892R
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET

RECIPROCATING SAW BLADE CONVEX 24/0.6 (GP576R)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Reciprocating Saw Blade
Brand name	ELAN 4, ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Tools
Length	86.00 mm
Working length (mm)	24.0 mm
Blade thickness	0.40 mm
Blade cutting thickness	0.60 mm
Incision depth	6.0 mm
Tool hub	reciprocating saw large
Suitable to handpiece	GB892R, GA732, GA832
Surgical Step	Dissection-Bone
UDI Direct Marking	No
Disposable / Reusable	reusable
Sterility	sterile
Product contains Latex	No

PRODUCT DATA SHEET

ACCULAN 4 TPLO-SAW (GT666)



Attribute Name	Attribute Value
Product Search Type	Oscillating Saw
Brand name	ACCULAN 4
Aesculap Product Groups	Power Systems
Product family	Motors
Outer length (mm)	267 mm
Outer width (mm)	46 mm
Outer height (mm)	69 mm
Oscillation frequency (cpm)	0 1/min - 15000 1/min
Oscillation angle (° ' ")	6°56'
Type of motor	battery
Power output	250 W
Weight	925.00 g
consisting parts	GA678, GB020R, TA004103
Article code ECCOS fixation	GB498R
Discipline	Veterinary
Dangerous good	No
UDI Direct Marking	No
Product contains Latex	No

Attribute Name	Attribute Value
Sterility	non-sterile
Disposable / Reusable	reusable

PRODUCT DATA SHEET

PANIER PERFORE 1/1, 540X253X106 MM (JF224R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	panier
Groupes de produits Aesculap	Technologie stérile
Type	perforée
Longueur extérieure (mm)	540 mm
Largeur extérieure (mm)	253 mm
Hauteur extérieure (mm)	106 mm
Longueur intérieure (mm)	538 mm
Largeur intérieure (mm)	251 mm
Hauteur intérieure (mm)	92 mm
Figure / Taille	Standard 1/1
Pieds	avec pieds
tapis silicone assorti	JF941
couvercle assorti	JF227R
Étape chirurgicale	Emballage
Marquage direct UDI	Oui
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Présence de latex	Non

Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Stérilité	non stérile

PRODUCT DATA SHEET

PANIER PERFORE 3/4, 406X253X106MM (JF254R)





Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	panier
Groupes de produits Aesculap	Technologie stérile
Type	perforée
Longueur extérieure (mm)	406 mm
Largeur extérieure (mm)	253 mm
Hauteur extérieure (mm)	106 mm
Longueur intérieure (mm)	404 mm
Largeur intérieure (mm)	251 mm
Hauteur intérieure (mm)	92 mm
Figure / Taille	Standard 3/4
Pieds	avec pieds
tapis silicone assorti	JF940
couvercle assorti	JF257R
Étape chirurgicale	Emballage
Marquage direct UDI	Oui
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Présence de latex	Non

Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Stérilité	non stérile

PRODUCT DATA SHEET

MANDRIN DIN AV.EMBASE AO-PROTEK (XF457R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Adaptateur DIN
Groupes de produits Aesculap	systèmes d'entraînement
Famille de produit	accessoires
Famille de produit	DIN
Canulation	3.8 mm
Moteur	Aorte grande
code article eccos fixation	GB690R
Discipline	Orthopédie
Produit dangereux	Non
Marquage direct UDI	Non
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

PRODUCT DATA SHEET

1/2 PANIER PERFORE, 243X253X106 MM (JF114R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	panier
Groupes de produits Aesculap	Technologie stérile
Type	perforée
Longueur extérieure (mm)	243 mm
Largeur extérieure (mm)	253 mm
Hauteur extérieure (mm)	106 mm
Longueur intérieure (mm)	241 mm
Largeur intérieure (mm)	251 mm
Hauteur intérieure (mm)	92 mm
Figure / Taille	Standard 1/2
Pieds	avec pieds
tapis silicone assorti	JF938
couvercle assorti	JF117R
Étape chirurgicale	Emballage
Marquage direct UDI	Oui
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable

Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile

PRODUCT DATA SHEET

COUVERCLE 3/4 PERFORE , POUR PANIERS JF251 A JF254 (JF257R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Couvercle Panier
Groupes de produits Aesculap	Technologie stérile
Longueur extérieure (mm)	410 mm
Largeur extérieure (mm)	257 mm
Hauteur extérieure (mm)	18 mm
Figure / Taille	Standard 3/4
Étape chirurgicale	Emballage
Marquage direct UDI	Oui
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile

PRODUCT DATA SHEET

COUVERCLE PERFORE , POUR PANIERS JF221 A JF224 (JF227R)



Nom de l'attribut	Valeur de l'attribut
Recherche de produit	Couvercle Panier
Groupes de produits Aesculap	Technologie stérile
Longueur extérieure (mm)	544 mm
Largeur extérieure (mm)	257 mm
Hauteur extérieure (mm)	18 mm
Figure / Taille	Standard 1/1
Étape chirurgicale	Emballage
Marquage direct UDI	Oui
Usage Unique/Réutilisable	réutilisable
Présence de latex	Non
Stérilité	non stérile