





Sets de perfusion haut et bas débit à usage unique 3M™ Ranger™

	Ref. 24200 Code commande : 24200A	Ref. 24250 Code commande : 24250A	Ref. 24355 Code commande : 24355A	Ref. 24450 Code commande : 24450A
	Set à usage unique pour bas à débit standard	Set à usage unique pour bas à débit standard avec prolongateur	Set à usage unique pour haut débit	Set à usage unique pédiatrique/néonatal avec prise d'aspiration des fluides
				
Débits	"Garde veine" à 150ml/min	"Garde veine" à 150ml/min	100 à 500ml/min	"Garde veine" à 100ml/min
Volume d'amorçage	39ml	44ml	150ml	20ml
Composants	Site d'injection, piège à bulles	Perfusion standard sans perforateur, site d'injection, piège à bulles Set prolongateur connecté par Luer Lock sur la ligne patient	2 perforateurs de perfusion en Y, chambre compte-gouttes Filtre à 150 microns Site d'injection, piège à bulles auto-ventilé Filtre : remplaçable 150 microns	Echangeur thermique, piège à bulles avec orifice d'aspiration d'air, ligne d'injection
Dimensions de tubulure vers le patient	76 cm	152 cm	152 cm	60 cm
Perfusion sous pression	Jusqu'à 300mm Hg	Jusqu'à 300mm Hg	Jusqu'à 300mm Hg	Jusqu'à 300mm Hg
Matériaux	PVC - Polypropylène Sans latex - Les phtalates ne sont pas intentionnellement ajoutés lors la fabrication			
Conditionnement	10 sets par boîte			
Produit	Dispositif Médical stérile de classe IIa			
	Stérile et à usage unique			
Mode de stérilisation	Oxyde d'éthylène Conduit du soluté stérile et apyrogène			
Durée du vie	3 ans			
Lieu de fabrication	Mexique			
Marquage CE	oui			
Organisme notifié	2797			

Avertissement

L'utilisation du produit décrit dans ce document suppose que l'utilisateur ait lu et compris la notice d'utilisation relative à ce produit. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe Solventum, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits fournis par le groupe Solventum sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

