

Sonde de Vitrectomie

Sonde de Vitrectomie, HYPERVIT 20 000 cpm biseautée 25+G pour Constellation

Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type ou une famille de DM

1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise Date d'édition : 9 June 2022

1.1 **Nom :** Laboratoires ALCON

1.2 **Adresse complète :**

20, rue des Deux Gares
92842 RUEIL MALMAISON cedex

Tel: 01.47.10.47.10 **Fax :** 01.47.10.47.00
E-mail :

Pour toute commande :

chirurgie.commande@alcon.com

Pour toute autre demande : serviceclient.chirurgie@alcon.com

Site internet : www.alcon.fr

1.3 **Coordonnées du correspondant
matéiovigilance :**

Tel : 01.47.10.47.58

Fax : 01.47.10.27.70

e-mail : vigilances.france@alcon.com

2. Informations sur dispositif ou équipement

2.1 **Dénomination commune :** Sonde de Vitrectomie

2.2 **Dénomination commerciale :** Sonde de Vitrectomie, Hypervit 20 000 cpm biseautée 25+ pour Constellation

2.3 **Code nomenclature :** 34125

Code Cladimed : S50AE03

2.4 **Code LPPR* (ex TIPS si applicable) :**

* « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1

2.5 **Classe du DM :** IIb

Directive de l'UE applicable : 93/42/CEE

Selon Annexe n°II

Numéro de l'organisme notifié : 0123 (TÜV)

Date de première mise sur le marché dans l'UE :

Fabricant du DM : Laboratoires Alcon

2.6 **Descriptif du dispositif :**

Sonde de vitrectomie biseautée à double lame et à double activation pneumatique dotée d'un système de reconnaissance RFID pour la chirurgie de la rétine et du vitré. Compatible uniquement avec Constellation Vision System. Vitesse de coupe jusqu'à 20 000 cpm en 25+G.

Trousse : Non

Si Oui, composition de la trousse :

2.7 Références Catalogue : 8065830026

RÉFÉRENCE : 8065830026: SONDE HYP VIT 20K CPM 25+G 6-B

Conditionnement / emballages

UCD (Unité de Commande) : 1 Boîte

CDT (Conditionnement) : 6 Unités

QML (Quantité minimale de livraison) : 1 Boîte

Descriptif de la référence :

Sonde de Vitrectomie biseautée avec dispositif d'identification par radio fréquence (RFID) ENGAUGE® destiné à être utilisée avec le système de vitrectomie Constellation®

Caractéristiques de la référence : 25+G

Etiquetage :

2.8 Composition du dispositif et Accessoires :

ÉLÉMENTS et MATERIAUX :

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Absence de latex et de caoutchouc naturel sec
Absence de phtalates
Absence de produit d'origine animale ou biologique

2.9 Domaine - Indications :

Domaine d'utilisation (selon liste Europharmat) : Domaine : Chirurgie vitréo-rétinienne / segment postérieur
Indications (selon liste Europharmat) :

Le pack sonde de vitrectomie UltraVit* fournit les accessoires stériles à usage unique pour une opération de vitrectomie. Le pack sonde de vitrectomie UltraVit est conçu pour être utilisé en association avec le pack procédure Constellation.

3. Procédé de stérilisation

DM stérile : Oui

Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d'Ethylène

4. Conditions de conservation et de stockage

Conditions normales de conservation et de stockage

5. Sécurité d'utilisation

5.1 **Sécurité technique** : Usage unique

5.2 **Sécurité biologique (s'il y a lieu)** :

6. Conseils d'utilisation

6.1 **Mode d'emploi** : Cf. Mode d'emploi.

6.2 **Indications** :

6.3 **Précautions d'emploi** : Usage unique, ne pas restériliser. Vérifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité avant usage.

6.4 **Contre- Indications** : Cf. Mode d'emploi.



Sonde Vitrectomie HYPERVIT 20 000 cpm 25+G Constellation

