

Unité de gestion de la température 3M™ Bair Hugger™

Modèle 875 – Code commande : 87508A



Caractéristiques physiques

Dimensions de l'unité de réchauffement	Hauteur 330 mm, largeur 196 mm, profondeur 102 mm
Dimensions du régulateur	Largeur 64 mm, longueur 147 mm
Tuyau	Flexible, amovible et lavable. Longueur 196 cm
Poids	3,2 kg
Montage	Support de fixation murale, attache de potence de perfusion, adaptateur de fixation murale d'aspiration et support de fixation pour barre avec sangle de sécurité.
Niveau sonore	57,9 dB au débit maximum du ventilateur
Filtration	Filtre à air à remplacer tous les 6 mois

Caractéristiques thermiques

Régulation thermique	Contrôle électronique à l'aide d'un capteur à circuit intégré
Température de fonctionnement	Réglable par le patient. De température ambiante à 43°C (+/- 3°C)
Tests des températures	Effectuer tous les étalonnages de l'unité de réchauffement à l'aide du kit de contrôle de température réf. 90055

Caractéristiques électriques

Moteur	Débit d'air de 3,3 à 6,1 l/s
Consommation	Pointe : 600 W – Moyenne : 340 W
Alimentation	220-240 V AC, 50/60 Hz, 2,8 A

Systèmes de sécurité

Thermostat	Electronique indépendant et électromécanique sur élément chauffant
Protection de surintensité	Circuit à fusible à double entrée
Dispositif de sécurité	Protection contre la surchauffe : le voyant coloré s'allume, une alarme retentit et l'élément chauffant se met hors tension, la ventilation continue à fonctionner.
Système d'alarme	En cas de panne, le témoin ambre clignote, une alarme retentit
Certifications	CAN / CSA C22.22 IEC 60601-1 / EN 60601-1-2 / UL 60601-1 N° 601.1 - EN 55011 - ATSM F2196-02
Classe électrique	Classe I, Type BF selon la norme IEC 60601-1

Informations Produits	Dispositif médical de classe IIb – marquage CE2797
Pays de fabrication	USA
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre

Pièces détachées

Code commande	Description
90080A	Fixation murale pour l'unité de réchauffement 3M™ Bair Hugger™ modèle 875
90076A	Fixation de potence pour l'unité de réchauffement 3M™ Bair Hugger™ modèle 875
90079A	Support pour rail de lit

L'utilisation du produit décrit dans ce document suppose que l'utilisateur ait lu et compris la notice d'utilisation relative à ce produit. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe Solventum, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits fournis par le groupe Solventum sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

