

# ROTANTA 460 RC / 460 RF

La centrifugeuse ROTANTA 460 RC est également disponible en version réfrigérée à roulettes. Grâce à celles-ci, elle peut être facilement poussée sous la paillasse et permet ainsi un gain d'espace sur le plan de travail. La centrifugeuse sur pied ROTANTA 460 RF réfrigérée représente une alternative supplémentaire pour l'utilisateur.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ROTANTA 460 RC <sup>&gt;)</sup>	ROTANTA 460 RF <sup>&gt;)</sup>
	Centrifugeuse sur roulettes, réfrigérée, sans rotor	Centrifugeuse sur pieds, réfrigérée, sans rotor
Tension <sup>1)</sup>	200–240 V 1 ~	
Fréquence	50 Hz	
Charge de connexion	1.800 VA	
Émission, Immunité	EN/IEC 61326-1, classe B	
Capacité max.	4x750 ml	
RPM max. (vitesse)	15.000 min <sup>-1</sup>	
ACR max.	24.400	
Durée	1 s–99 h : 59 min : 59 s, ∞ fonctionnement en continu, cycle de courte durée	
Dimensions (h x l x p)	683x554x697 mm	961x554x697 mm
Poids	env. 140 kg	env. 164 kg
<b>Refroidissement</b>		
Réglage de la température, en continu	de -20 à +40 °C	
Réf.	5670	5675