

Camchiller®



CP2632 & CP3253
=Ref 760936

Les plaques
Camchillers
sont destinées à
optimiser la durée de
conservation à froid
de vos aliments. Il
suffit simplement de
les congeler à plat
jusqu'au lendemain et
de les placer dans le
haut de votre unité de
transport.

Description

Camchiller®format
GN 1/1 & GN 1/2

DIMENSIONS

GN1/2: CP2632: L32,5 x P26,5 x H3,1 cm

GN 1/1: CP3253: L53 x P32,5 x H3 cm

POIDS

GN1/2: CP2632: 1,75kg

GN1/1: CP3253: 3,9kg

COULEUR Bleu glacier (443)

Carton : 1

POIDS UNITÉ

Camwarmer®



HP3253

Les plaques
Camwarmers
sont destinées à
prolonger la durée de
conservation à chaud
de vos aliments.
Mettez-les dans un
bain-marie chaud
pendant 35 minutes,
puis dans le bas de
votre unité de
transport.

Description

Camwarmer®format GN 1/1 adapté
à toutes les unités de transport
isothermes Cambro.

DIMENSIONS

L53 x P32,5 x H3 cm

POIDS

3,25 Kg

COULEUR Rouge Feu (444)

Carton : 1