




SUPPORTS ABSORBANTS

Absorbants pour le transport externe d'échantillons biologiques - UN3373



Support Absorbant

Conforme pour le transport externe des prélèvements biologiques. Se positionne entre l'emballage primaire et l'emballage secondaire.

- Composition : Super-absorbant non-tissé **en polymère réticulés d'acrylate de sodium**.
- Forte absorption : environ 1,75 ml/cm².
- Se gélifie au contact du liquide.
- Testé sur le sang et tous types de liquides biologiques.

Références	Dimensions (largeur x hauteur)	Capacité	Conditionnement
PAD	65 x 70 mm	80 ml	2 000
PADGM01	135 x 240 mm	500 ml	166
PAD210X300	210 x 300 mm	1 000 ml	25



NOTRE RÉFÉRENCE CARTOUCHIÈRE ABSORBANTE

Références	Dimensions (largeur x hauteur)	Capacité	Conditionnement
PAD/CARTOUCHIERE	244 x 117 mm Rabat : 48 mm	Pour 5 Tubes	200

La cartoucière absorbante permet la séparation des récipients primaires fragiles.