

## SERVICES PIPETTES

**ASSISTANCE ET TRAÇABILITÉ :  
EN TOUTE CONFIANCE**

Installation . Conformité . Maintenance



## Calibration et Maintenance de diverses marques de micropipettes

Ce service propose des prestations complètes pour l'étalonnage et l'entretien des micropipettes monocanal ou multi-canaux, des distributeurs répétitifs, des burettes, de la verrerie volumétrique, des titrateurs et des autres appareils en relation avec la manipulation des liquides. Il assure une traçabilité des résultats qui permet de garantir la conformité de votre équipement selon vos exigences. L'exactitude et la précision de vos appareils pour la manipulation de liquides sont essentielles. La maintenance préventive et le nettoyage sont primordiaux pour garantir un fonctionnement optimal de votre micropipette et pour prolonger sa durée de vie. De plus, pour que vos appareils restent conformes, un étalonnage régulier de la micropipette est requis par les recommandations BPL, BPF, FDA et ISO.



### Une solution complète, dans nos ateliers ou sur votre site

Le service de calibration de VWR pour les micropipettes, les pipettes répétitives, les burettes et la verrerie volumétrique propose :

- Procédures d'étalonnage selon les normes ISO 8655 / ISO 4787
- Réglage
- Maintenance préventive
- Maintenance corrective / Réparation
- Dépannage et diagnostic
- Certificat d'étalonnage
- Système de rappel d'échéance

Le cas échéant, nous proposons également ces services sur site.

### Nous respectons les référentiels qualité les plus stricts - Nos techniciens sont qualifiés et leurs compétences reconnues par les accréditations ISO/CEI 17025 de nos établissements.

Chez VWR, nous nous engageons à appliquer les normes les plus strictes pour notre service de pipettes.

- Étalonnage conforme à la norme ISO 8655
- Pièces de rechange d'origine pour les réparations
- Centre de compétences certifié entièrement conforme aux normes ISO/CEI 17025
- Techniciens VWR certifiés et formés par les fabricants

### Traçabilité du début à la fin

Chaque prestation d'étalonnage aboutit à l'édition d'un certificat indiquant les résultats individuels. Si un étalonnage accrédité selon les normes ISO/CEI 17025 est demandé, le certificat portera le logo de l'organisme officiel ayant accrédité notre établissement, vous assurant une traçabilité conforme aux normes nationales. En cas de réglage de votre micropipette, vous recevrez deux certificats d'étalonnage : un avant et un après le réglage.

Pour tous les **laboratoires BPL**, nous réalisons un étalonnage **initial** et un étalonnage **final**. Cela signifie que nous réalisons un étalonnage avant la maintenance préventive et un autre après, ce qui est entièrement en accord avec les exigences des BPL.

Sur chaque micropipette étalonnée est apposée une étiquette indiquant la date d'étalonnage et de réétalonnage. Pour que vos micropipettes restent étalonnées, nous disposons d'un système de rappel afin de vous avertir de chaque échéance d'étalonnage et de maintenance.

