



1

capsule PFA

- inerte chimiquement
- compatible cryogénie et four micro-onde
- PFA  $\Delta_{133}^{+250^{\circ}\text{C}}_{-270^{\circ}\text{C}}$

Surface lisse, idéale pour les analyses de détection de métaux lourds.

volume	Ø x H mm	capsule PFA	/ pièce
--------	-------------	----------------	------------

1 capsule avec couvercle

25 ml	50 x 25	1024-8000	
50 ml	50 x 54	1060-7501	

2 capsule sans couvercle

100 ml	83,3 x 29,5	1170-4528	
--------	-------------	------------------	--



2



4

capsule verre Pyrex®

- forme plat, bords arrondis et bec
- verre borosilicaté  $\Delta_{133}^{+500^{\circ}\text{C}}$

vol.	Ø x H mm	4 capsule fond plat	/ lot
15 ml	25 x 50	1205-3323	/10
45 ml	30 x 60	1259-4257	/10
90 ml	45 x 80	1206-3323	/10
170 ml	55 x 95	1207-3323	/10
300 ml	65 x 115	1252-4267	/10
600 ml	80 x 140	1268-3042	/10

capsule inox AISI 304

- avec ou sans anses
- fond plat
- avec bec verseur
- inox  $\Delta_{133}^{+500^{\circ}\text{C}}$

volume	Ø x H mm	capsule inox	/ lot
6 capsule inox sans anse			
20 ml	40 x 20	1172-9503	/5
60 ml	60 x 30	1174-6533	/1
100 ml	80 x 40	1175-6533	/1
250 ml	100 x 50	1176-6533	/1
500 ml	120 x 60	1177-6533	/1
1 000 ml	160 x 80	1178-6533	/1



6



 9 inox

cristalliseur inox AISI 304

- inox  $\Delta_{133}^{+500^{\circ}\text{C}}$

volume	Ø x H, mm	cristalliseur inox	/pièce
50 ml	60 x 20	8 1176-1923	
100 ml	80 x 20	8 1177-1923	
125 ml	70 x 35	9 1170-1923	
250 ml	85 x 45	10 1171-1923	
500 ml	110 x 55	10 1172-1923	
1 l	140 x 70	10 1173-1923	
2 l	160 x 105	10 1174-1923	
5 l	200 x 160	10 1175-1923	

capsule polypropylène

- bonne résistance chimique
- pour évaporation et titrage
- polypropylène PP  $\Delta_{121}^{+120^{\circ}\text{C}}_{0^{\circ}\text{C}}$

Ø x H : 100 x 42 mm.

5 capsule polypropylène 175 ml

1173-5074 le lot /6



3



5

capsule verre Pyrex®

- forme très évasée pour évaporation rapide
- verre borosilicaté  $\Delta_{133}^{+500^{\circ}\text{C}}$

Ø x H : 103 x 52 mm.

5 capsule Pyrex® 100 ml

1198-0895



7



8 inox



 10 inox