



3

## pipetman Classic

- la référence en matière de robustesse
- des performances légendaires

Conçu pour durer, en acier inox et PVDF haute résistance chimique.

Technologie unique du joint sec pour étanchéité parfaite sans graisse garantissant les performances à long terme.

Poignée robuste en PVDF minimisant le transfert de chaleur manuelle.

Ejecteur 2 positions sur P2 et P10 pour utilisation des pointes Diamond standard ou longues, augmentant la précision et limitant la contamination pour travail avec microtubes.

P5000 et P10ml avec filtre PE prolongeant la vie du piston et limitant les contaminations.

Maintenance aisée, embout et éjecteur entièrement autoclavables.  
Contrôle qualité rigoureux.

monocanal	couleur	volume, $\mu\text{L}$	justesse, $\mu\text{L}$	répétabilité, $\mu\text{L}$	modèle
1063-5313	orange	0,2-2	$\pm 0,024-0,030$	$\leq 0,012-0,014$	P2
1023-6072	rouge	1-10	$\pm 0,025-0,100$	$\leq 0,012-0,040$	P10
1008-2012	vanille	2-20	$\pm 0,10-0,20$	$\leq 0,030-0,060$	P20
1044-2412	rose	20-100	$\pm 0,35-0,80$	$\leq 0,10-0,15$	P100
1032-7282	jaune	50-200	$\pm 0,50-1,60$	$\leq 0,20-0,30$	P200
1038-7322	bleu	200-1000	$\pm 3,0-8,0$	$\leq 0,6-1,5$	P1000
1003-2042	violet	1000-5000	$\pm 12-30$	$\leq 3-8$	P5000
1010-3532	bleu clair	1-10 mL	$\pm 30-60$	$\leq 6-16$	P10mL



1

## pipetman G

- la robustesse du pipetman
- forces de pipetage et d'éjection extrêmement faibles

Robustesse et précision du pipetman Classic.

Nouveau piston pour forces de pipetage extrêmement faibles.

Ejecteur métal ou plastique au choix. Plastique recommandé pour solutions corrosives.

Bague bleue de différenciation du pipetman classique.

Bouton poussoir color codé pour identification rapide du modèle et des pointes compatibles.

### pipetman G monocanal éjecteur plastique

éjecteur	plastique				
pipetman	couleur	volume, $\mu\text{L}$	justesse, $\mu\text{L}$	répétabilité, $\mu\text{L}$	modèle
1235-6122	orange	0,2-2	$\pm 0,024-0,030$	$\leq 0,012-0,014$	P2G
1237-6122	rouge	1-10	$\pm 0,025-0,100$	$\leq 0,012-0,040$	P10G
1239-6122	vanille	2-20	$\pm 0,10-0,20$	$\leq 0,03-0,06$	P20G
1231-6132	rose	10-100	$\pm 0,35-0,80$	$\leq 0,10-0,15$	P100G
1233-6132	jaune	20-200	$\pm 0,50-1,60$	$\leq 0,20-0,30$	P200G
1235-6132	bleu	100-1000	$\pm 3-8$	$\leq 0,6-1,5$	P1000G

### pipetman G monocanal éjecteur métal

éjecteur	métal				
pipetman	couleur	volume, $\mu\text{L}$	justesse, $\mu\text{L}$	répétabilité, $\mu\text{L}$	modèle
1234-6122	orange	0,2-2	$\pm 0,024-0,030$	$\leq 0,012-0,014$	P2G
1236-6122	rouge	1-10	$\pm 0,025-0,100$	$\leq 0,012-0,040$	P10G
1238-6122	vanille	2-20	$\pm 0,10-0,20$	$\leq 0,03-0,06$	P20G
1230-6132	rose	10-100	$\pm 0,35-0,80$	$\leq 0,10-0,15$	P100G
1232-6132	jaune	20-200	$\pm 0,50-1,60$	$\leq 0,20-0,30$	P200G
1234-6132	bleu	100-1000	$\pm 3-8$	$\leq 0,6-1,5$	P1000G

### pipetman G monocanal macrovolume

éjecteur	sans				
pipetman	couleur	volume, $\mu\text{L}$	justesse, $\mu\text{L}$	répétabilité, $\mu\text{L}$	modèle
1236-6132	violet	500-5000	$\pm 12-30$	$\leq 3-8$	P5000G
1237-6132	bleu clair	1000-10000	$\pm 30-60$	$\leq 6-16$	P10mLG

### kit de démarrage pipetman G

Contient 3 pipetman G avec éjecteur métal, jeu de 3 éjecteurs plastiques interchangeables avec les éjecteurs d'origine, 2 racks de 96 pointes compatibles, 3 supports de pipette individuels, 10 codes couleur assortis à cliper et un guide du pipetage.

kit pipetman G micro volume  
pipetman P2G P10G P100G pointes à filtre stériles  
**1256-1087**

kit pipetman G  
pipetman P20G P200G P1000G, pointes standard  
**1256-1087**

NEW



2