




stérile

pointe à filtre ART, applications spéciales

- volume 10 µl à 1 ml
- barrière hydrophobe

MBP
Molecular BioProducts

Le seul filtre qui garantit 100% de protection des micropipettes contre les aérosols et contaminants liquides. Les pointes ART possèdent un filtre dont la structure poreuse piège et retient tout contaminant aérosol ou liquide.
Pointe stérile : certifiée apyrogène, sans RNase et DNase.

stérile

pointe à filtre ART micropipette multicanaux

Connecteur fin respectant l'espacement entre les pointes des micropipettes multicanaux.

volume	pointe ART	compatibilité	stérile	condt.	pointe	/lot
1-200 µl	1 200U SoftFit	E G F B R	oui	10 racks 96	1039-9360	/960
1-300 µl	2 300 MicroPoint	E G Bi F B S R	oui	10 racks 96	1057-7581	/960

stérile

pointe à filtre ART extra-longue

Très effilée, atteint le fond du tube sans en toucher les bords : évite les contaminations.

volume	pointe ART	compatibilité	stérile	condt.	pointe	/lot
1-100 µl	3 XLP	E B S M	oui	8 racks 96	1017-0621	/768
1-200 µl	XLG 91,2 mm	E B S M	oui	8 racks 96	1018-0621	/768

stérile

pointe à filtre ART LTS

- spéciale pipette Rainin LTS

Version Low Retention (LR).

volume	pointe ART	condt.	stérile	pointe	/lot
20 µl	ART 20L	10 racks 96	non	4 1016-2151	/960
	ART 20L LR	10 racks 96	oui	1060-0663	/960
200 µl	ART 200L	10 racks 96	oui	5 1157-5434	/960
	ART 200L LR	10 racks 96	oui	1075-4533	/960
1000 µl	ART 1000L	8 racks 100	oui	6 1004-1201	/800

pointe Solvent Safe®

- volume 0,5 à 5000 µl
- filtre à charbon actif

Filtre charbon actif pour neutralisation des vapeurs corrosives, acides dont TFA (trifluoroacétique), bases, solvants volatils, hydrocarbures, isotopes radioactifs.

Pipetage en toute sécurité des mélanges phénol/chloroforme pour extraction ADN, synthèse peptidique et solvant HPLC.

Pointe stérile : certifiée apyrogène, sans RNase et DNase.

MBP
Molecular BioProducts

volume	pointe Solvent Safe®	compatibilité	stérile	condt.	pointe	/lot
0,5- 20 µl	7 20P MicroPoint	N E G S R	non	vrac 500	1060-5671	/500
1 - 200 µl	8 200 MicroPoint	N E G F	oui	4 racks 96	1024-3101	/384
100 - 1000 µl	9 1000E MicroPoint	N G Bi F S	non	vrac 500	1047-0451	/500
			oui	4 racks 100	1025-2431	/400

pointe Genomic large ouverture

- pour pipetage cellules fragiles, échantillons visqueux
- ADN génomique

MBP
Molecular BioProducts

Manipulation de macromolécules telles que l'ADN génomique ou transfert de cellules fragiles (macrophages, hybridomes, hépatocytes). Réduit les forces de cisaillement qui traumatisent les cellules ou les fragmentent. Idéal pour les produits visqueux.

pointe HLT Genomic large orifice

Pour pipetage cellules fragiles, échantillons visqueux ; ADN génomique.

volume	compatibilité	pointe	condt.	pointe HLT	/lot
1-200 µl	N, E, G, Bi, F, S, R	HLT 200G	vrac 1000	10 1078-0252	/1000
1-200 µl	N, E, G, Bi, F, S, R	HLT 200G	10 racks 96	10 1016-0811	/ 960
1-200 µl	N, E, G, Bi, F, S, R	HLT XLG	vrac 1000	1197-2295*	/1000
1-1000 µl	N, E, G, Bi, F, R, S	HLT 1000G	vrac 1000	11 1198-3224	/1000
1-1000 µl	N, E, G, Bi, F, R, S	HLT 1000G	8 racks 100	11 1038-4791	/ 800

pointe à filtre ART Genomic à large orifice

Pour pipetage cellules fragiles, échantillons visqueux ; ADN génomique.

volume	pointe ART génomique	compatibilité	stérile	condt.	pointe	/lot
5- 200 µl	12 200G	N E G Bi F R	oui	10 racks 96	1008-9010	/960
5- 200 µl	13 XLG 91,2 mm	N E G Bi F R	oui	8 racks 96	1000-5630	/768
100-1000 µl	14 1000G	N E F S	oui	8 racks 100	1008-8880	/800

* XLG : extra longue pour accès difficile.



stérile

compatibilité

N : Nichiryo
E : Eppendorf
G : Gilson
Bi: Biohit
M: Matrix
F: Finnpipette
B: Brand
S: Socorex
R: Rainin



Utiliser des pointes adaptées à la capacité de la micropipette