

tube calibré avec embouts sanitaires

- connexion/déconnexion rapide et sans contamination
- idéal pour les process en pharmacie, biotechnologie et agro alimentaire
- approuvé FDA, USP Class VI



raccords sanitaires polypropylène

Prévoir un collier de serrage 88016/raccord sanitaire.

1 raccord sanitaire fileté mâle

1173-6068 1/8" MNPT

1175-5978 1/4" MNPT

1171-5988 3/8" MNPT

1178-5998 1/2" MNPT

1170-6008

2 raccord sanitaire taraudé femelle

1174-5978 1/8" FNPT

1176-5978 1/4" FNPT

1177-5998 3/8" FNPT

1179-5998 1/2" FNPT

1170-6008

3 raccord sanitaire cannelé

pour tube souple Masterflex

1172-6088 Ø int. 6,4 mm

1182-7533 Ø int. 9,6 mm

1189-1101 Ø int. 12,7 mm

1170-6008

1170-6008

1170-6008

1170-6008

raccord pour tube Masterflex


- au choix : polypropylène PP, polypropylène PP antimicrobien, polyéthylène HDPE, PVDF
- polypropylène antimicrobien conforme FDA, NSF



4 raccord droit



5 raccord en T



6 raccord en Y



7 raccord réducteur

silicone platinum

Excellente biocompatibilité, faible taux de relargage. Faible adhérence aux protéines. Température : -50 à +230 °C.

tube Masterflex L/S avec embouts sanitaires

tube L/S	paroi mince						paroi épaisse			
	13	14	16	25	17	18	15	24	35	36
taille réelle										
Ø int, mm	0,8	1,6	3,1	4,8	6,4	7,9	4,8	6,3	7,9	9,7
Ø ext, mm	4	4,8	6,7	8,4	10	11,5	10	11,5	13,1	14,9
Silicone Platinum	1177-5289	1171-5309	1178-5319	1172-5309	1179-5319	1173-5309	1170-5329	1171-5329	—	—
/1,5 m										
Pharmed	1180-6693	1181-6693	1182-6693	1183-6693	1184-6693	1185-6693	1186-6693	1187-6693	1187-6703	1188-6703
/1,5 m										

tube Masterflex I/P avec embouts sanitaires

tube I/P	paroi mince			paroi épaisse		
	26	73	82	70	88	89
taille réelle						
Ø int, mm	6,4	9,5	12,7	9,5	12,7	15,8
Ø ext, mm	12,8	15,9	19,1	19	22,2	25,3
Silicone Platinum	1178-5379	1179-5379	1170-5389	—	—	—
/1,5 m				—	—	—
Pharmed	1189-6703	1180-6713	1181-6713	1182-6713	1183-6713	1184-6713
/1,5 m						

Pharmed BPT

Pour transfert de cellules et tissus. Non toxique et non hémolytique. La plus longue durée de vie

sur les pompes péristaltiques. Température : -60 à +135 °C. Descriptif p 1206.

MASTERflex L/S

MASTERflex I/P

matière	température d'utilisation	stérilisation
polypropylène PP	-20 à 135°C	autoclavable
polypropylène PP anti-microbien	-20 à 121°C	autoclavable
polyéthylène HDPE	-53 à 65°C	oxyde d'héthylène
PVDF	-60 à 135°C	autoclavable

tube Ø int pour taille Masterflex	L/S	I/P	raccord PP / lot	raccord PP anti-microbien / lot	raccord HDPE / lot	raccord PVDF / lot
4 raccord droit						
1,6 mm	13, 14	—	1180-1070 /25	1259-6426 /10	—	1185-1090 /10
3,2 mm	16	—	1182-1070 /25	1175-5188 /10	1177-5549 /10	1187-1090 /10
4,8 mm	15, 25	—	1173-1986 /25	—	1178-5549 /10	1180-1140 /10
6,4 mm	17, 24	26	1177-1946 /25	1267-9715 /10	1179-5549 /10	1181-1140 /10
9,6 mm	18, 35, 36	70, 73	1178-1946 /25	1251-6436 /10	1174-5559 /10	—
12,7 mm	—	82, 88	1184-1080 /10	1171-5198 /10	1175-5559 /10	—
5 raccord en T						
1,6 mm	13, 14	—	1186-1070 /25	—	—	1182-1150 /10
3,2 mm	16	—	1188-1070 /25	1190-9708 /10	1173-5569 /10	1184-1150 /10
4,8 mm	15, 25	—	1172-1956 /25	—	1174-5569 /10	1186-1150 /10
6,4 mm	17, 24	26	1173-1956 /25	1191-9708 /10	1176-5569 /10	1187-1150 /10
9,6 mm	18, 35, 36	70, 73	1174-1956 /25	1192-9708 /10	1177-5569 /10	1188-6633 /10
12,7 mm	—	82, 88	—	1193-9708 /10	1179-5569 /10	—
6 raccord en Y						
1,6 mm	13, 14	—	1189-1070 /25	—	—	1185-1160 /10
3,2 mm	16	—	1180-1080 /25	1177-5208 /5	—	1187-1160 /10
4,8 mm	15, 25	—	1181-1080 /25	1256-6436 /5	—	1189-1160 /10
6,4 mm	17, 24	26	1182-1080 /25	1261-9515 /5	—	1180-1170 /10
9,6 mm	18, 35, 36	70, 73	1183-1080 /25	1172-5218 /5	—	1181-1170 /10
12,7 mm	—	82, 88	1184-6603 /10	1173-5218 /5	—	1172-6289 /10
7 raccord droit réducteur						
1,6/3,2 mm	13, 14	—	1183-1070 /25	—	—	1183-1140 /10
2,3/3,2 mm	16	—	1185-1070 /25	—	—	1184-1140 /10
3,2/4,8 mm	15, 25	—	1177-2585 /25	—	—	—
3,2/6,4 mm	17, 24	26	—	1177-5198 /10	1189-0210 /10	—
6,4/9,6 mm	18, 35, 36	70, 73	1170-1956 /25	1178-5198 /10	1181-0220 /10	—
9,6/12,7 mm	—	82, 88	1174-6508 /10	—	1183-0220 /10	—