



1



2

étiquettes Close-it® Food :
aucune contamination
par l'adhésif



3



4



5



6

étiquette autocollante Close-it®

- étiquette de validation de prélèvement
- 95 x 95 mm ou grand format 150 x 150 mm



Feuille d'aluminium autocollante pour fermeture hermétique des sachets, cartons... percés lors d'un prélèvement. Adhère aussi bien sur sacs recouverts de poudres que sur surfaces légèrement humides.

Le color code correspond au stade de validation du prélèvement. Adhérence garantie sur les sacs recouverts de poudre fine (plâtre, farines...).

étiquette Close-it® Food

Spécialement conçues pour l'agro-alimentaire pas de contamination de l'échantillon par l'adhésif. Conforme aux réglementations européennes avec exigence "zero contamination".

1 étiquette Close-it® 95 x 95 mm

■ rouge	non validé	1188-3352
■ verte	validé	1189-3352
■ jaune	en cours de contrôle	1187-3372
■ bleue	en cours de prélèvement	1180-7702
■ noire	divers	1188-3372
☐ blanche	à définir*	1189-3372
/le lot		/500

2 étiquette Close-it® Food 95 x 95 mm

■ rouge	non validé	1206-0872
☐ blanche	à définir*	1180-2723
/le lot		/500

étiquette Close-it® 150 x 150 mm

■ rouge	non validé	1186-7043
■ verte	validé	1187-7043
■ jaune	en cours de contrôle	1189-6983
■ bleue	en cours de prélèvement	1188-7043
■ noire	divers	1189-7043
☐ blanche	à définir*	1181-7053
/le lot		/250

3 dérouleur Close-it®

- 1018-0281** pour étiquette 95 x 95 mm
- 1056-5912** pour étiquette 150 x 150 mm

étiquette Seal-it®

- pour sceller les flacons de prélèvement
- numérotée pour identifier sans ambiguïté les prélèvements



Feuille d'aluminium autocollante 30 x 178 mm avec bande de contrôle.

La conception particulière de la colle empêche de décoller l'étiquette sans la déchirer.

L'étiquette se divise en 2 parties portant chacune le même numéro d'identification :

- la première se colle directement sur le flacon pour sceller le prélèvement,
- la seconde se colle sur la fiche de suivi.

5 étiquette Seal-it®

1022-4814 le lot /500

étiquette usage général

- économique
- adhésion permanente

Marquage au stylo à bille, crayon de papier, feutre, ...
Livrée par 1000 étiquettes prédécoupées en rouleau.

4 étiquette usage général

1188-2631	25 x 51 mm	/1000
1189-2631	25 x 57 mm	/1000
1180-2641	25 x 64 mm	/1000
1181-2641	32 x 51 mm	/1000
1182-2641	32 x 57 mm	/1000
1183-2641	32 x 64 mm	/1000
1184-2641	38 x 51 mm	/1000
1185-2641	38 x 57 mm	/1000
1186-2641	38 x 64 mm	/1000
1187-2641	45 x 70 mm	/1000
1188-2641	51 x 76 mm	/1000



7

film de protection adhésif pour étiquette

- résiste à la congélation et à la stérilisation
- résiste aux acides, alcalins et solvants organiques

Le film plastique appliqué à l'aide du dérouleur, protège l'étiquette des projections de liquides.

Adhère sur tous supports.

Rouleau 33 m.

6 film de protection

1343-5256	largeur 25 mm	/3
1342-5256	largeur 38 mm	/2
1037-3241	largeur 50 mm	

étiquette Tyvek

- indéchirable
- ne se décolore pas dans le temps
- adhésion renforcée permanente

Marquage au stylo à bille, crayon de papier, feutre, ...
Livrée par 1000 étiquettes prédécoupées en rouleau.

7 étiquette Tyvek

1180-2651	19 x 38 mm	/1000
1189-2641	22 x 22 mm	/1000
1181-2651	25 x 51 mm	/1000
1182-2651	38 x 76 mm	/1000
1183-2651	51 x 100 mm	/1000