

Flacons à visser 12 x 32 mm large ouverture - col 9 mm

Volume total = 2 mL, Volume utile = 1,5 mL

Description Réf. / 1000 u	Blanc		Ambré	
	Standard	Avec étiquette	Standard	Avec étiquette
Verre	723594	JO8440	723981	JO8505
Verre silanisé	S31191	JO9140	AG7JI0	E45561
Polypropylène	BE9870*	---	BE9880*	---

*gradués




Flacons à visser 12 x 32 mm - volume réduit - 9 mm

Volume total	Volume utile	Volume résiduel	Matière Flacon	Matière insert	Forme de l'insert	Blanc - Réf. / 1000 u		Ambré - Réf. / 1000 u	
						Standard	Avec étiquette	Standard	Avec étiquette
1,60 mL	1,50 mL	< 3 µL	Verre	---	Flacons fond évasé	DR9580	---	---	---
1,40 mL	1,10 mL	< 1 µL	Verre	---	Flacons fond biseauté	KV5710	---	---	---
1,40 mL	1,00 mL	< 4 µL	Verre	---	Fond conique avec pied	T33880*	---	T33890*	---
0,90 mL	0,60 mL	< 1 µL	PP	PP	Fond plat	CG6360	---	---	---
0,40 mL	0,30 mL	< 4 µL	Verre	Verre	Fond conique - bonded	KV6435	862685	T33870*	CQ5830*
0,40 mL	0,25 mL	< 4 µL	PP	PP	Fond conique	R06290	---	BE6070	---
0,40 mL	0,25 mL	< 1 µL	TPX	TPX	Fond conique	112710	---	---	---
0,35 mL	0,20 mL	< 1 µL	TPX	Verre	Fond conique	BT5030	---	CL0310	---
0,35 mL	0,20 mL	< 1 µL	Verre	Verre	Fond conique	---	862682	---	GO5930

*par 100 u

PP : Polypropylène

TPX : Polyméthylpentène



Inserts pour flacons large ouverture

	Volume total	Volume utile	Dimensions	Verre	Verre silanisé	Polypropylène	Polypropylène noir
Fond plat	500 µL	400 µL	6 x 31 mm	306510 / 500 u	APB790 / 500 u	844970 / 500 u	---
Fond conique	300 µL	250 µL	6 x 30 mm	1A4750 / 1000 u	BD3760 / 100 u	AP2350 / 1000 u	AYQVA0 / 1000 u
Fond conique avec pied en polypropylène	300 µL	250 µL	6 x 29 mm	1A4760 / 1000 u	JV5570 / 100 u	APA200* / 100 u	AYQVB0 / 1000 u

* gradués

Technical Tip

Verre silanisé ou désactivé :

le processus de désactivation de surface du verre limite les réactions entre les composés polaires (comme acides aminés, protéines, phénols ...) et le verre.

Commande avec livraisons cadencées & prix préférentiels

En passant votre commande sous forme d'abonnement, vous avez la possibilité de choisir votre cadencement de livraison et de bénéficier de prix préférentiels.

Dans ce cas, nous maintenons vos articles en stock tampon, ce qui vous garantit une livraison à la date souhaitée (et vous permet éventuellement de l'anticiper en cas de besoin).

D'autre part, cette solution évite un "surstockage" dans votre laboratoire.

Contactez nous.