



Double-sac pour transport d'échantillon, ASTIK'S



Sac en polyéthylène basse densité avec un anagramme "biohazard" sérigraphié et deux compartiments (un avec fermeture zip pour l'échantillon et l'autre pour les documents).

Référence du lot	Référence GAUSS	Dimensions (sac échantillons)	Dimensions (sac documents)	Unités par lot
BZBP-160-100	2 497 606	160 x 200 mm	160 x 230 mm	100

Sac de prélèvement avec fermeture zip, ASTIK'S

En polyéthylène.



Référence du lot	Référence GAUSS	Larg. (mm)	Long. (mm)	Unités par lot
BZIP-055-100	2 497 607	55	55	100
BZIP-060-100	2 497 609	60	80	100
BZIP-070-100	2 497 611	70	100	100
BZIP-080-100	2 497 613	80	120	100
BZIP-100-100	2 497 615	100	150	100
BZIP-120-100	2 497 617	120	180	100
BZIP-150-100	2 497 619	150	200	100
BZIP-180-100	2 497 621	180	250	100
BZIP-200-100	2 497 623	200	300	100
BZIP-250-100	2 497 625	250	330	100
BZIP-300-100	2 497 627	300	400	100
En «pack économie» de 1 000 unités				
BZIP-055-1K0	2 497 608	55	55	10 x 100
BZIP-060-1K0	2 497 610	60	80	10 x 100
BZIP-070-1K0	2 497 612	70	100	10 x 100
BZIP-080-1K0	2 497 614	80	120	10 x 100
BZIP-100-1K0	2 497 616	100	150	10 x 100
BZIP-120-1K0	2 497 618	120	180	10 x 100
BZIP-150-1K0	2 497 620	150	200	10 x 100
BZIP-180-1K0	2 497 622	180	250	10 x 100
BZIP-200-1K0	2 497 624	200	300	10 x 100
BZIP-250-1K0	2 497 626	250	330	10 x 100
BZIP-300-1K0	2 497 628	300	400	10 x 100

Sac de prélèvement avec fermeture zip, avec bande blanche pour écriture, ASTIK'S

En polyéthylène.



Référence du lot	Référence GAUSS	Larg. (mm)	Long. (mm)	Unités par lot
BZWP-060-100	2 497 629	60	80	100
BZWP-070-100	2 497 631	70	110	100
BZWP-100-100	2 497 633	100	150	100
BZWP-120-100	2 497 635	120	180	100
BZWP-150-100	2 497 637	150	220	100
BZWP-180-100	2 497 639	180	250	100
BZWP-200-100	2 497 641	200	300	100
En «pack économie» de 1 000 unités				
BZWP-060-1K0	2 497 630	60	80	10 x 100
BZWP-070-1K0	2 497 632	70	110	10 x 100
BZWP-100-1K0	2 497 634	100	150	10 x 100
BZWP-120-1K0	2 497 636	120	180	10 x 100
BZWP-150-1K0	2 497 638	150	220	10 x 100
BZWP-180-1K0	2 497 640	180	250	10 x 100
BZWP-200-1K0	2 497 642	200	300	10 x 100