

Fioles Kjeldahl en verre borosilicaté 3.3

Fiole Kjeldahl
à col lisseFiole Kjeldahl
à col rodé

- conformes à la norme DIN 12360
- col long
- dosage de l'azote selon la méthode de Kjeldahl



capacité	référence	Prix HT
50 ml	TD4275	
100 ml	TD4276	
250 ml	TD4277	
500 ml	TD4278	
800 ml	TD4279	
1000 ml	TD4280	

capacité	rodage	référence	Prix HT
50 ml	19/26	TD4285	
100 ml	19/26	TD4286	
100 ml	24/29	TD4287	
250 ml	24/29	TD4288	
500 ml	24/29	TD4289	
500 ml	29/32	TD4290	
1000 ml	29/32	TD4291	