



1



2



3



4

livré avec séparateurs  
cryotubes compatible  
cryoboîte standard



5

rack à tiroir inclinable Artic Squares®



6

Tiroir inclinable lors de  
l'ouverture pour accès  
immédiat aux boîtes  
même sur étagères hautes.

## rack hauteur 240 mm pour compartiment supérieur congélateur Forma série 900 double porte

rack	L x P x H mm	capacité	nombre de racks par étage/total max.			rack
			368 ℓ	490 ℓ	652 ℓ	
rack accès latéral agencement fixe pour cryoboîtes. Ouvert des 2 côtés. Séparations verticales et horizontales fixes. Poignée en face avant pour extraction du rack. 1						
3 compartiments	140 x 419 x 239	51 mm : 12	4/8	-	-	1139-9311
	137 x 409 x 239	76 mm : 9	4/8	-	-	1130-9321
4 compartiments	140 x 559 x 239	51 mm : 16	-	4/8	5/10	1131-9321
	137 x 561 x 239	76 mm : 12	-	4/8	5/10	1132-9321
rack à plateaux coulissants en face avant, agencement fixe pour cryoboîtes. Fermé sur les côtés. 2						
4 plateaux coulissants	140 x 422 x 239	51 mm : 12	4/8	-	-	1137-9321
	140 x 559 x 239	51 mm : 16	-	4/8	5/10	1136-9321
3 plateaux coulissants	140 x 419 x 240	76 mm : 9	4/8	-	-	1328-6888
	140 x 559 x 241	76 mm : 12	-	4/8	5/10	1135-9321
rack accès latéral agencement fixe pour microplaques ou Deepwell. Ouvert des 2 côtés. Séparations verticales et horizontales fixes. Poignée en face avant pour extraction du rack						
6 compartiments	135 x 373 x 239	microplaque : 44	4/8	-	-	1139-9321
	135 x 559 x 239	microplaque : 66	-	4/8	5/20	1138-9321
	135 x 559 x 239	deepwell : 30	-	4/8	5/20	1137-6311
rack accès latéral agencement variable pour microplaques ou deepwell. Ouvert des 2 côtés. Barre de verrouillage.						
6 compartiments	140 x 467 x 239	microplaque : 84	-	4/8	5/20	1136-9311
	140 x 559 x 239	deepwell : 36	-	4/8	5/20	1138-9311

## rack pour congélateur monoporte à 5 compartiments et compartiment supérieur congélateur double porte

• hauteur 240 mm

rack aluminium	L x P x H mm	capacité en cryoboîtes par rack	nbre de racks par étage/total max.			nbre de racks par étage/total max.			rack alu
			armoire 1 porte Fisher Scientific			comp. sup. armoire 2 portes			
			FS400	FS500	FS700	Forma 900			
			370 ℓ	490 ℓ	652 ℓ	370 ℓ	490 ℓ	652 ℓ	
rack à plateaux coulissants en face avant, agencement fixe pour cryoboîtes. Fermé sur les côtés. 3									
3 plateaux coulissants	140 x 420 x 240	76 mm : 9	4/19	—	—	4/8	—	—	1176-6384
	140 x 560 x 240	76 mm : 12	—	4/19	5/25	—	4/8	5/10	1177-6384
bac de rangement standard ou à compartiments avec séparateurs amovibles									
à compartiments 4	140 x 520 x 130		—	20	25	—	8	10	1065-5585
rack accès latéral agencement semi variable pour microplaques (3 microplaques empilées ou 1 Deepwell). Ouvert des 2 côtés. Séparations verticales et horizontales fixes. Poignée en face avant pour extraction du rack									
4 x 4 compartiments	137 x 370 x 240	microplaque : 48 Deepwell : 16	4/19	—	—	4/8	—	—	1173-2278
rack à plateaux coulissants en face avant, agencement semi variable pour microplaques (3 microplaques empilées ou 1 Deepwell), base des congélateurs 370 & 490 ℓ, positionnement au dessus de la sonde de température. Fermé sur les côtés.									
3 plateaux coulissants	140 x 415 x 240	microplaque : 36 Deepwell : 12	1/1	—	—	—	—	—	1179-2328
	140 x 555 x 240	microplaque : 18 Deepwell : 12	—	1/1	—	—	—	—	1170-2338
rack inox	L x P x H mm	capacité en cryoboîtes par rack	nbre de racks par étage/total max.			nbre de racks par étage/total max.			rack inox
			armoire 1 porte Fisher Scientific			comp. sup. armoire 2 portes			
			FS400	FS500	FS700	Forma 900 ou 8600			
			370 ℓ	490 ℓ	652 ℓ	370 ℓ	490 ℓ	652 ℓ	
rack accès latéral agencement fixe pour cryoboîtes. Ouvert des 2 côtés. Séparations verticales et horizontales fixes. Poignée en face avant pour extraction du rack.									
3 x 3 compartiments	140 x 410 x 240	76 mm : 9	4/19	-	-	4/8	-	-	1170-6509
3 x 4 compartiments	140 x 410 x 240	52 mm : 12	4/19	-	-	4/8	-	-	1171-6509
4 x 3 compartiments	140 x 560 x 240	76 mm : 12	-	4/19	5/25	-	4/8	5/10	1172-6509
4 x 4 compartiments	140 x 560 x 240	52 mm : 16	-	4/19	5/25	-	4/8	5/10	1173-6509
rack à tiroirs coulissants en face avant, agencement fixe pour cryoboîtes ou insertion directe de cryotubes Ø 12,5 mm via séparateurs en plastique color-codés livrés en standard. 5									
4 tiroirs coulissants	140 x 420 x 240	52 mm : 12	4/19	-	-	4/8	-	-	1174-4133
6 rack à tiroirs inclinables Butée de sécurité fin de course. Poignée polycarbonate avec porte-étiquette. Poignée rétractable métallique sur rack pour déplacement du rack complet.									
et coulissants	139 x 571 x 238	52 mm : 16	-	19/304	25/400	-	8/128	10/160	1178-6013
rack accès latéral agencement fixe pour microplaques SBS. Ouvert des 2 côtés. Séparations verticales et taquets horizontaux fixes. Poignée en face avant pour extraction du rack.									
4 compartiments	140 x 430 x 240	microplaque : 44	4/19	-	-	4/8	-	-	1060-0276
6 compartiments	140 x 570 x 240	microplaque : 66 (espacement 21 mm)	4/19	5/25		-	4/8	5/10	1008-6894
	140 x 570 x 240	microplaque : 78 (espacement 17 mm)	4/19	5/25		-	4/8	5/10	1171-4133
rack accès latéral agencement variable pour microplaques SBS. Ouvert des 2 côtés. Séparations verticales sans séparations ni taquets horizontaux. Poignée en face avant pour extraction du rack.									
6 compartiments	140 x 560 x 230	microplaque : 102 max. sans couvercle	4/19	5/25		-	4/8	5/10	1177-5783