

Solutions pour douche oculaire individuelle

Marques : ORKLA CARE AB



Solutions de chlorure de sodium isotonique tamponnées stériles pour le rinçage oculaire en cas d'accident. Disponibles en version de poche à usage unique (235 ml) ou à montage mural (500 ml). Le flacon s'ouvre automatiquement lorsqu'il est détaché du support mural et doit ainsi être utilisé sur-le-champ.

Ouverture rapide et facile

Œillère de protection contre la poussière

Débit important de liquide pour un rinçage efficace : l'œillère placée sur le flacon dirige le liquide vers l'œil pour éviter les pertes inutiles

Permet de neutraliser la valeur du pH

Date d'expiration : quatre ans si le conteneur n'est pas ouvert

* Le porte-flacon est fourni sans solution de douches oculaires

Désignation	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Solution de lavage oculaire, stérile, modèle de poche, 235 ml	1	2603853	30 jours	7221	111-0164
Solution de douche oculaire, stérile, 500 ml, paquet de deux flacons	2	2603854	30 jours	725200	118-0153
Support mural pour flacon de 500 ml*	1	2603852	30 jours	7200	118-0001
Sangle pour support mural pour une fixation accrue du flacon dans des environnements vibrants	1	2603271	10 jours	7205	118-0248
Étui pour modèle de poche, vert, avec passant pour ceinture, 8×4,5×16 mm	1	2601057	10 jours	720300	111-0165