

Lingettes lave-blessure

Marques : ORKLA CARE AB



Les lingettes de nettoyage des plaies remplacent le coton et les flacons d'antiseptique. Ces lingettes stériles, non tissées, qui sont saturées d'un liquide de nettoyage des plaies (NaCl à 0,9%), sont destinées au nettoyage mécanique des plaies légères en l'absence d'eau du robinet.

Les essuie-mains sont conditionnés dans des sachets hermétiques, empêchant les fuites et garantissant la stérilité.

Les sachets Savett sont conditionnés dans une recharge.

Les lingettes Salvequick s'adaptent aux stations de premiers soins.

Désignation	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Recharge pour distributeur de lingettes nettoyantes Salvequick avec 20 lingettes lave-blessure stériles (110×120 mm)	20	2588093	10 jours	323700	118-0250
Recharge pour distributeur de lingettes nettoyantes Savett, avec 40 lingettes lave-blessure stériles (pièces de 110×120 mm)	40	2603845	30 jours	3227	118-0025