



## Flacons d'échantillonnage

Marque : SPV STE PARISIENNE DE VER



Verre

Anneau à vis

Différentes tailles

Capsules de différents formats et matériaux pour un large éventail d'applications

Col large.

Anneaux PH30 et PH40

Informations de livraison: livrés sans capsules (à sélectionner séparément)

### Flacons ronds, à col large fileté, sans capsules

Capacité	Filetage	Ø ext	Hauteur	Ø int col	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
100 ml	40 mm	49,4 mm	87,2 mm	32 mm	86	2570012	5 jours	G02244	215-2637
120 ml	40 mm	48,5 mm	106,1 mm	32 mm	86	2570019	5 jours	GO2246	SPVAGO2246
30 ml	30 mm	33 mm	76 mm	24 mm	143	2570011	5 jours	G02227	215-2636

### Bouchons à vis, en bakélite

Désignation	Filetage	Couleur	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
joint Butyl/PTFE	30 mm	noir	100	2569820	5 jours	P08030	215-2683
joint Butyl/PTFE	40 mm	noir	100	2569822	5 jours	P08040	215-2685
joint caoutchouc	30 mm	noir	100	2569826	5 jours	P02030	215-2678
joint caoutchouc	40 mm	noir	100	2606325	30 jours	P02040	215-2680
joint TRISEAL	40 mm	noir	100	2569829	5 jours	P09040	SPVAP09040
joint TRISEAL	30 mm	noir	100	2569827	5 jours	P090301200	SPVAP09030 1200

### Bouchons à vis, en aluminium

Désignation	Filetage	Couleur	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
joint caoutchouc	30 mm	argent	100	2569819	5 jours	P12230	215-2689
joint caoutchouc	40 mm	argent	100	2606323	30 jours	P12240	215-2690