

Mini-agitateurs Vortex

Marque : VWR COLLECTION



Ces unités compactes offrent un confort optimal pour un minimum de contraintes.

Mode de fonctionnement tactile ou continu (sauf pour le modèle à vitesse fixe uniquement doté du mode tactile)
Utilisables entre 4 et 40 °C (maximum 85% d'humidité relative sans condensation) dans un incubateur, un incubateur à CO₂ ou une chambre froide
Le modèle à pulsations a une action unique qui réduit la génération de chaleur et garantit un mélange et une dissociation efficaces
Les unités à pulsations et numériques sont dotées d'une minuterie de 1 s à 160 h.

L'unité analogique assure un démarrage en douceur pour une agitation douce ou une agitation vigoureuse à grande vitesse.

L'unité à vitesse fixe commence l'agitation lorsque la coupelle est enfoncée et assure une agitation vigoureuse à pleine vitesse.

Le modèle numérique est idéal pour les applications nécessitant des résultats reproductibles et le contrôle par microprocesseur maintient la vitesse définie. La minuterie affiche le temps écoulé ou peut être programmée sur une période définie par l'utilisateur et s'éteindre lorsque la durée est écoulée.
Le modèle à pulsations provoque de puissantes pulsations, pour assurer une dissociation complète des cellules en quelques minutes pour les procédures utilisant des billes de verre.
Informations de livraison: Chaque appareil est livré avec un cordon d'alimentation de 1830 mm avec prises Euro et UK ou un adaptateur suisse, une coupelle, une tête de 7,6 cm et une pièce faciale de 7,6 cm en caoutchouc. L'agitateur Vortex à pulsations est également fourni avec un porte-microtubes de 1,5 à 2 ml avec coupelle intégrée.

Attention: Remarque : la vitesse maximale varie en fonction de l'accessoire utilisé.
* À utiliser uniquement avec l'insert de fixation 444-7048
** À utiliser uniquement avec le portoir 444-0217

Désignation	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Mini-agitateur Vortex à vitesse fixe avec prise EU (et adaptateur CH)	1	2580636	5 jours	444-0994	444-0994
Mini-agitateur Vortex analogique avec prise EU (et adaptateur CH)	1	2580606	5 jours	444-0996	444-0996
Mini-agitateur Vortex numérique avec prise EU (et adaptateur CH)	1	2580637	5 jours	444-0998	444-0998
Mini-agitateur Vortex à pulsations avec prise EU (et adaptateur CH)	1	2580638	5 jours	444-1041	444-1041

Accessoires

Désignation	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Tête 7,6 cm, avec insert caoutchouc	1	2580630	5 jours	444-0208	444-0208
Support de tubes et ampoules de Ø 15-17 mm (détailé ci-dessus)	1	2618520	30 jours	444-0212	444-0212
Support de tubes et ampoules de Ø 10-17 mm (détailé ci-dessus)	1	2618519	30 jours	444-0213	444-0213
Kit de supports pour tubes avec insert de fixation (détailé ci-dessus)	1	2580615	5 jours	444-7047	444-7047
Insert de fixation pour le maintien des accessoires (insert en mousse ou harnais)	1	2580628	5 jours	444-7048	444-7048
Harnais pour un petit ballon Erlenmeyer *	2	2580602	5 jours	444-7050	444-7050
Support en mousse pour tubes de Ø 9 – 13 mm (par ex. tubes de culture de 5 ml)*	2	2580622	5 jours	444-7051	444-7051
Support en mousse pour tubes de Ø 14 – 19 mm (par ex. tubes à centrifuger de 15 ml)*	2	2580623	5 jours	444-7052	444-7052
Support en mousse pour tubes de Ø 20 – 25 mm (par ex. tubes à centrifuger de 50 ml)*	2	2580621	5 jours	444-7053	444-7053
Coupelle seule standard, de rechange, Ø 76 mm	1	2580614	5 jours	444-7058	444-7058
Couvercle pour coupelle, uniquement pour 444-7058, Ø 76 mm	1	2580601	5 jours	444-7059	444-7059
Support en mousse, sans trous*	2	2580618	5 jours	444-0211	444-0211
Support à pulsation pour 12 tubes de 1,5/2,0 ml (inclus avec l'agitateur à pulsations 444-0206)	1	2580612	5 jours	444-0214	444-0214
Adaptateur pour 24 microtubes de 0,5 ml (pour fonctionnement continu)**	1	2618538	30 jours	444-0215	444-0215
Adaptateur pour 18 microtubes de 1,5/2,0 ml (pour fonctionnement continu)**	1	2580610	5 jours	444-0216	444-0216
Support pour tube individuel de 15 et 50 ml, permettant une agitation sans les mains, accueille des tubes faisant jusqu'à 15 cm de long ou un adaptateur (444-0215 ou 444-0216) pour microtubes	1	2580611	5 jours	444-0217	444-0217
Insert en mousse pour 48 tubes à microcentrifuger de 0,25 à 2,0 ml, inclus dans 444-0209*	2	2580620	5 jours	444-0218	444-0218
Porte-microplaques avec insert en mousse pour une plaque de 96 puits ou un bloc à puits profond, inclus dans 444-0210*	2	2580619	5 jours	444-0219	444-0219
Jeu d'inserts à utiliser avec l'insert de fixation (444-7048) comprennat 444-0211, 444-7051, 444-7052, 444-7053	1 SET	2618523	30 jours	444-7049	444-7049
Petite coupelle	1	2580629	5 jours	444-7060	444-7060