

## Micropipette microbiologie CAPP

- A utiliser avec les pointes pailles
- Pour volumes de 100, 900 et 1000 µl
- Livrée avec les 3 boutons des 3 volumes
- Idéale pour le pipetage de produits visqueux tels que crème, yaourts, cosmétiques
- Libre rotation du volume
- Entièrement autoclavable



### Pailles stériles

Référence	Désignation	€ HT les 1000
091076	Pailles stériles, 19 cm	NC -

Référence	Désignation	€ HT
091009	Pipette microbiologie volume de 100 - 900 ou 1000 µl	NC -

## Starter Kit micropipette 200 µl ClearLine®

ClearLine®



- Pack composé de :
  - 1 pipette monocal Rainin XLS+ Universel (voir page 498)
  - 1 recharge CleanPack de 10 x 96 pointes ClearLine®
  - 1 boîte vide pour pointes ClearLine®



Référence	Désignation	Volume (µl)	€ HT
999843	Starter Kit micropipette 200 µl ClearLine®	20 - 200	NC -

## Pipette à déplacement positif Pos-D™

- Conçue pour des liquides de haute densité, viscosité ou pression de vapeur
- Avec capillaires et pistons jetables
- Pipette à déplacement positif empêchant toute contamination par des aérosols, des échantillons ou de la pipette
- Piston mobile dans un capillaire en plastique directement en contact avec le liquide

**RAININ**  
Pipetting 360®



Réf.	Modèle POS-D	Volume (µl)	Capillaires correspondants	Incrément (µl)	€ HT
711321	10 µl	0,5 - 10	C-10	0,02	NC -
711322	25 µl	3 - 25	C-25	0,02	NC -
711323	50 µl	20 - 50	C-50	0,02	NC -
711324	100 µl	10 - 100	C-100	0,2	NC -
711325	250 µl	50 - 250	C-250	0,2	NC -
711326	1000 µl	100 - 1000	C-1000	2	NC -

### Ensemble capillaires-pistons Pos-D™

- Capillaires et pistons présentés sur rack de 60
- Stériles

Réf.	Type	Volume (µl)	Unités/boîte	€ HT/boîte
711327	C-10	10	3 x 60	NC -
711328	C-25	25	3 x 60	NC -
711329	C-50	50	3 x 60	NC -
711330	C-100	100	3 x 60	NC -
711331	C-250	250	3 x 60	NC -
711332	C-1000	1000	3 x 60	NC -

## Pipette Rainin Classic

- Pipette ergonomique universelle
- Robuste
- Crochet de confort
- Amortisseur en silicone, pour une protection supplémentaire du pouce
- Accepte des cônes universels

**UNV**  
**RAININ**  
Pipetting 360®



Réf.	Modèle	Volume	Incrément (µl)	€ HT
711312	PR-2	0,1 - 2 µl	0,002	NC -
711313	PR-10	0,5 - 10 µl	0,02	NC -
711314	PR-20	2 - 20 µl	0,02	NC -
711315	PR-100	10 - 100 µl	0,2	NC -
711316	PR-200	20 - 200 µl	0,2	NC -
711317	PR-1000	100 - 1000	2	NC -
711318	PR-5000	500 - 5000 µl	2	NC -
711319	PR-10ML	1 - 10 ml	20	NC -

### Starter Kit

- Kit comprenant :
- 1 PR-20 ,
  - 1 PR-200 ,
  - 1 PR-1000 ,
  - 3 portoirs muraux,
  - 2 racks de pointes (250 µl et 1000 µl).

Référence	Désignation	€ HT
711320B	Starter Kit PR	NC -

### Carrousel

Référence	Désignation	€ HT
711261	Carrousel pour 7 pipettes monocal	NC -

WEB



Saisissez la référence sur [dutscher.com](http://dutscher.com) pour retrouver le guide des techniques de pipetage de Rainin.