

Microtubes Eppendorf

Fabrication sans agents de démoulage, plastifiants, ni biocides :
évite les extractibles et garantit l'intégrité des échantillons.

- **Polypropylène vierge**
- **Safe-Lock : système de fermeture à verrouillage**
- **Centrifugeables jusqu'à 30 000 g* en rotor angulaire (*25 000 g pour les tubes de 2 ml et 22 000 g pour la qualité Eppendorf Biopur)**

Large choix :

- 0,5 ; 1,5 et 2 ml en version Safe-Lock
- 1,5 ml pour la version classique (sans Safe-Lock)
- Température d'utilisation : de -80 °C à 100 °C
- Autoclavables (121 °C, 20 min.)
- En qualité pour la biologie moléculaire PCR clean: exempts d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR
- En emballage individuel sous blister stérile qualité Eppendorf Biopur : exempts de pyrogènes, de RNase, d'ADN et d'ATP



033517



Saisissez la référence sur www.dutscher.com pour accéder au guide des niveaux de pureté Eppendorf

Référence	Naturel	Unités/boîte	€ HT/boîte	Rouge	Jaune	Vert	Bleu	Assortis	Unités/boîte	€ HT/boîte	Ambré	Unités/boîte	€ HT/boîte
Microtubes 0,2 ml PCR individuels	033515	1000	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microtubes 0,2 ml PCR en barrette de 8	033517	10 x 12	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microtubes 0,2 ml PCR individuels Forensic DNA	933932	500	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microtubes 0,5 ml PCR paroi fine	033520	500	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microtubes 0,5 ml Safe-Lock	033283	500	NC -	033285	033284	033287	033286	033289	500	NC -	033288	500	NC -
Microtubes 0,5 ml Safe-Lock Biopur stérile	033304	50	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microtubes 0,5 ml Safe-Lock PCR clean	033307	500	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microtubes 0,5 ml Safe-Lock Forensic DNA	933933	500	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microtubes 1,5 ml 3810	033511	1000	NC -	033514	033512	033513	033528	-	1000	NC -	-	-	-
Microtubes 1,5 ml 3810 PCR clean	033510	1000	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microtubes 1,5 ml Safe-Lock	033290	1000	NC -	033292	033291	033294	033293	033296	1000	NC -	033295	1000	NC -
Microtubes 1,5 ml Safe-Lock Biopur stérile	033305	100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microtubes 1,5 ml Safe-Lock PCR clean	033508	1000	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microtubes 1,5 ml Safe-Lock Forensic DNA	933934	500	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microtubes 2 ml Safe-Lock	033297	1000	NC -	033299	033298	033301	033300	033303	1000	NC -	033302	1000	NC -
Microtubes 2 ml Safe-Lock Biopur stérile	033306	100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microtubes 2 ml Safe-Lock PCR clean	033509	1000	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microtubes 2 ml Safe-Lock Forensic DNA	933935	500	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Microtubes Eppendorf LoBind


Microtubes à surfaces spécifiques.

- **Fermeture SafeLock**
- **Haute transparence**
- **PCR Clean**



Tubes LoBind protéines Eppendorf

- **Pertes réduites de protéines inférieures à 3 % de BSA à 1 µg/l**
- **Exemption totale de tout traitement de surface (silicones, etc.)**
- **Effets dénaturants de la surface du tube pratiquement exclus**
- **Centrifugeable jusqu'à 18 000 g**



Tubes LoBind ADN Eppendorf

- **Taux élevé de récupération d'ADN/ARN**
- **Taux de perte inférieur à 1 % aux concentrations les plus faibles**
- **Centrifugeable jusqu'à 30 000 g**



Saisissez la référence sur www.dutscher.com pour accéder au guide des niveaux de pureté Eppendorf

Volume	Tubes LoBind protéines				Tubes LoBind ADN			
	Référence	Unités/sachet	Unités/carton	€ HT/carton	Référence	Unités/sachet	Unités/carton	€ HT/carton
0,5 ml	033867	50	100	NC -	033870	50	250	NC -
1,5 ml	033868	50	100	NC -	033871	50	250	NC -
2 ml	033869	50	100	NC -	033872	50	250	NC -