

# Bases pour Sharpsafe® 0,3- 0,45 - 1- 2-3-4-7-9H-9-13 Litres

Conditionner les déchets médicaux perforants



Bases pour collecteur de poche



Bases pour boîtes pour objets perforants

## Caractéristiques bases pour minicollecteur :SHA-41510000

- Base simple sans bande adhésive pour Sharpsafe 0.3 à 0.6L
- Couleur jaune
- Matériau : polypropylène
- Entretien par décontamination à froid avec désinfectant de surface
- Origine du produit : Union Européenne

## Caractéristiques bases adhésives :

### SHA-42530001 – SHA-42050001 – SHA-42520001 – SHA-42070001 - SHA-42520004

- Bases adhésives repositionnables équipées de deux bandes de colle pour fixation sur paillasse, chariot...
- Couleur blanche
- Polypropylène
- Entretien par décontamination à froid avec désinfectant de surface
- Origine du produit : Union Européenne

## Caractéristiques bases ventouses :

### SHA-42050006 – SHA-42520008

- Base repositionnable avec 4 ventouses à assembler
- Polypropylène—ventouse en silicone
- Entretien par décontamination à froid avec désinfectant de surface - Ne pas autoclaver.
- Origine du produit : Union européenne





Reference	designation	cond.	Dimension	poids
SHA-41510000	Base pour Exchange	carton de 50	25x100x80 mm	0.0150 kg
SHA-42530001	Base adhésive 1L	carton de 52	30x102x93 mm	0.40 kg
SHA-42050001	Base adhésive 2-3L	carton de 20	45x200x135 mm	0.10 kg
SHA-42050006	Base à ventouse 2-3L	Carton de 20	45x200x135 mm	0,10 kg
SHA-42520001	Base adhésive 4-7L	carton de 10	50x170x170	0.11 kg
SHA-42520008	Base à ventouse 4-7L	carton de 10	50x170x170	0.11 kg
SHA-42520004	Base adhésive 9LH	carton de 10	50x170x170	0.14 kg
SHA-42070001	Base adhésive 9-13L	carton de 20	50x280x185	0.18 kg




sharpsafe<sup>®</sup>



## Assembly Instructions



## Re-positioning Stand



frontiermedical<sup>®</sup>  
group

Ref: 4100-0100\_01