


Fiche technique

Bague d'identification « SNAP RING »

✓ LES AVANTAGES DU PRODUIT :

Les tubes peuvent être immédiatement identifiés



- Identification des tubes URGENTS
- S'adapte sur les tubes 13 mm et 16 mm de diamètre
- Identification des tubes pour des analyses externes
- Différenciation entre 2 tubes identiques (ex : EDTA K2 / K3)
- Identification de certains tubes pour des tests spécifiques

Grâce aux « SNAP RING », vous accélérez la cadence de traitement de ces tubes et contribuez à l'amélioration de l'efficacité de votre travail.

Compatible sur tous types d'automates (hormis ABBOTT Cell Dyn 3200 et 3500).

Bague d'identification « SNAP RING »

Référence	Couleur	Quantité minimum de vente (pièces)	Quantité par conditionnement (pièces)
458711	Orange	500	4000
458712	Vert	500	4000
458713	Rose	500	4000
458714	Bleu Clair	500	4000
458715	Gris	500	4000