

RECUEIL DE SPERME

RÉCEPTACLE SIMPLE

Réceptacle Clinisperm®

Clinisperm® : réceptacle simple pour recueil de sperme stérile unitaire

Application

- Recueil du sperme dans le cadre d'analyses biochimiques, cytologiques, bactériologiques (spermocytogramme, test de mobilité,...) et de l'insémination artificielle avec ou sans fécondation in-vitro préalable

Avantages

- Livré avec couvercle et support
- Corps en polystyrène cristal, pied et couvercle en polyéthylène de couleur verte
- Partie basse graduée de 1 à 15ml
- Couvercle rentrant avec 2 anses : pas de contact direct avec le sperme
- Le socle permet de poser le réceptacle une fois le recueil terminé
- Sterile par irradiation
- Emballage unitaire sous sac plastique à ouverture facile, avec numéro de lot et date de péremption
- Usage unique



Plage de graduation : Partie basse graduée de 0 à 15ml, de 0,5 en 0,5ml
Emballage : Sachet pelable unitaire

Matière	Hauteur (en mm)	Diamètre maxi (en mm)	Conditi mini de vente	Réf.
Polystyrène cristal	113	56	30	CLINISPERM

DIVERS

BACTOPICK®

Anse-écouvillon Bactopick®

Anse-écouvillon BACTOPICK® stérile emballage unitaire

Application

- Prélèvement multiple : blessures, pus, rectum, urine...etc
- Prélèvement pour le diagnostic des chlamydiae

Avantages

- Usage unique
- Fonctions multiples : anse et spirale de prélèvement (écouvillon)
- Anse calibrée 12,5µl
- Emballage individuel stérile par irradiation



Désignation	Conditi mini de vente	Réf.
Anse-écouvillon BACTOPICK® stérile emballage unitaire	500	CO222557

GEL LUBRIFIANT

Gel lubrifiant sachet de 5g

Gel lubrifiant sachet stérile unitaire de 5g

Application

- Gel lubrifiant stérile destiné à faciliter l'introduction de dispositifs médicaux par les orifices naturels du corps humain

Avantages

- Unidose
- Usage unique



Désignation	Conditi mini de vente	Réf.
Gel lubrifiant sachet stérile unitaire de 5g	144	GELLUB5G