

ÉCOUVILLON «TRADITIONNEL»

ÉCOUVILLON AVEC MILIEU COPAN

Écouvillon avec milieu Stuart gel COPAN

Écouvillon standard avec milieu Stuart gel stérile COPAN

Application

- Transport et conservation des prélèvements microbiologiques pour la culture des bactéries aérobies, bactéries anaérobies et bactéries exigeantes

Avantages

- Conservation du prélèvement jusqu'à 24h avant mise en culture



MSG-ETM

Type	Tige	Matière de la tige	Partie sécable	Matière de l'embout	Type de l'embout	Emballage	Nom	Etat	Volume de milieu (en ml)	Couleur du bouchon	Condt mini de vente	Réf.
Standard	Simple	Aluminium	Non	Viscose/ Rayonne	Classique	Sachet pelable unitaire	Stuart	Gel	5	Orange	50	MSG-ETM
Standard	Simple	Plastique	Non	Viscose/ Rayonne	Classique	Sachet pelable unitaire	Stuart	Gel	5	Bleu	50	MSG-ETP

ÉCOUVILLON AVEC MILIEU COPAN

Écouvillon avec milieu Stuart liquide COPAN

Écouvillon standard avec milieu Stuart liquide stérile COPAN

Application

- Transport et conservation des prélèvements microbiologiques pour la culture des bactéries aérobies

Avantages

- Conservation du prélèvement jusqu'à 24h avant mise en culture
- Le milieu Stuart liquide est contenu dans une éponge en polyuréthane totalement inerte



CO599880

Type	Tige	Matière de la tige	Partie sécable	Matière de l'embout	Type de l'embout	Emballage	Nom	Etat	Volume de milieu (en ml)	Couleur du bouchon	Condt mini de vente	Réf.
Standard	Simple	Aluminium	Non	Viscose/ Rayonne	Classique	Sachet pelable unitaire	Stuart	Liquide	1	Orange	50	MSL-ETM
Standard	Simple	Plastique	Non	Viscose/ Rayonne	Classique	Sachet pelable unitaire	Stuart	Liquide	1	Blanc	50	MSL-ETP
Standard	Double	Plastique	Non	Viscose/ Rayonne	Classique	Sachet pelable unitaire	Stuart	Liquide	1,2	Rouge	50	CO599880

ÉCOUVILLON AVEC MILIEU COPAN

Écouvillon avec milieu Virus liquide COPAN

Écouvillon standard avec milieu Virus liquide stérile COPAN

Application

- Transport et conservation des prélèvements microbiologiques pour la culture des virus

Avantages

- Conservation du prélèvement jusqu'à 24h avant mise en culture



MVL-ETP

Type	Tige	Matière de la tige	Partie sécable	Matière de l'embout	Type de l'embout	Emballage	Nom	Etat	Volume de milieu (en ml)	Couleur du bouchon	Condt mini de vente	Réf.
Standard	Simple	Aluminium	Non	Polyester/ Dacron	Classique	Sachet pelable unitaire	Virus	Liquide	1	Rose	25	MVL-ETM
Standard	Simple	Plastique	Non	Polyester/ Dacron	Classique	Sachet pelable unitaire	Virus	Liquide	1	Rose	25	MVL-ETP

