

## FICHE TECHNIQUE

**Art N°: 72.735100**

Fiche créée le : 12/04/2007

Dernière modification le : 22/10/2018



**Désignation commerciale :** Cupule d'amplification Multiply® -Pro 0.5ml  
paroi fine et lisse, avec bouchon attaché et  
sa barrière anti-contamination ,  
couleur naturelle

**Application :** Techniques en PCR®

**Fabricant :** SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne  
Certification ISO 13485

### Caractéristiques produit :

**Normes et Directives :** Dispositif médical de Diagnostic In Vitro conforme  
à la Directive 98/79CE

**Matière :** Polypropylène naturel

**Conditionnement :** Carton de 2 boîtes de 5 sacs de 100 soit 1000  
tubes



**Art N°: 72.735100**

**Qualité Biosphère® plus :**



|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| ADN humain      | < 5.0fg/μl                                    |
| ADN bactérien   | < 0.2fg/μl                                    |
| DNase           | < 5 x 10 <sup>-7</sup> U/μl                   |
| RNase           | < 5 x 10 <sup>-11</sup> Kunitz -unités        |
| ATP             | < 1 x 10 <sup>-12</sup> mmol/μl               |
| Pyrogènes       | < 0.002 <u>E</u> ndotoxine <u>U</u> nits/ml   |
| Inhibiteurs PCR | < 0.5 décalage de la<br>valeur Ct / référence |

*Toutes ces mesures sont effectuées sur chaque lot de production par un laboratoire indépendant.*

*Certificat de conformité disponible sur demande*

**Numéro de lot**

Sur chaque sachet de 100, boîte et carton

**Date limite d'utilisation**

36 mois maximum sortie de production  
Sur chaque sachet de 100, boîte et carton

**Limites d'utilisation – Recommandations :**

Usage unique

Compatible avec la plupart des thermocycleurs du marché

Autoclavable à 121°C

Adaptée au Racksystem pour une manipulation et un stockage faciles des échantillons

Bouchon plat dépoli pour une surface d'inscription large et pratique