

Microtubes à centrifuger, Snaplock, Axygen®

Marque : CORNING-AXYGEN



En PP/PCO haute qualité, gradués

Les microtubes Maxymum Recovery® avec surfaces ultra-régulières empêchent l'adhérence des protéines et des acides nucléiques après un stockage prolongé

Certifiés exempts de DNase, RNase et d'endotoxines

Microtubes en PP/PCO pour une excellente visibilité des échantillons. Disponibles en version ultra-transparente (MaxyClear) ou en couleurs assorties, avec zone d'écriture dépolie.

Microtubes gradués à fond conique

Conditionnement: Fournis en vrac, en sachets plastiques refermables.

Capacité de 0,6 ml

Capacité	Couleur	Type	RCF max.	Certifié ébullition	Autre caract	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Référence VWR
0,6 ml	coloris assortis	avec Snaplock bouchon	14000 xg			1000	2574364	5 jours	MCT-060-A	525-0254
0,6 ml	bleu	avec Snaplock bouchon	14000 xg			1000	2574281	5 jours	MCT-060-B	525-0266
0,6 ml	clair	avec Snaplock bouchon	14000 xg		Maxy clear	1000	2574343	5 jours	MCT-060-C	525-0225
0,6 ml	clair	avec Snaplock bouchon	14000 xg			500	2574282	5 jours	MCT060 cS	525-0258
0,6 ml	vert	avec Snaplock bouchon	14000 xg			1000	2609627	30 jours	MCT060G	525-0272
0,6 ml	clair	avec Snaplock bouchon	14000 xg		Maxy clear Maxymum Recovery®	500	2574339	5 jours	MCT-060-L-C	525-0229
0,6 ml	orange	avec Snaplock bouchon	14000 xg			1000	2609625	30 jours	MCT060O	525-0273
0,6 ml	rouge	avec Snaplock bouchon	14000 xg			1000	2609626	30 jours	MCT060R	525-0274
0,6 ml	violet	avec Snaplock bouchon	14000 xg			1000	2609685	30 jours	MCT-060-V	525-0275
0,6 ml	ambré	avec Snaplock bouchon	14000 xg			1000	2609624	30 jours	MCT060 x	525-0276

Capacité de 1,5 ml

Capacité	Couleur	Type	RCF max.	Certifié ébullition	Autre caract	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Référence VWR
1,5 ml	coloris assortis	avec Snaplock bouchon	20000 xg	oui		500	2574362	5 jours	MCT150A	525-0256
1,5 ml	bleu	avec Snaplock bouchon	20000 xg			500	2574287	5 jours	MCT-150-B	525-0267
1,5 ml	clair	avec Snaplock bouchon	20000 xg	oui	Maxy clear	500	2574344	5 jours	MCT-150-C	525-0226
1,5 ml	clair	avec Snaplock bouchon	20000 xg			250	2574365	5 jours	MCT-150-C-S	525-0260
1,5 ml	vert	avec Snaplock bouchon	20000 xg	oui	Maxy clear	500	2574293	5 jours	MCT-150-G	525-0268
1,5 ml	clair	avec Snaplock bouchon	20000 xg		Maxymum Recovery®	250	2574340	5 jours	MCT-150-L-C	525-0230
1,5 ml	transparent	sans Snaplock capuchon	20000 xg			500	2574292	5 jours	MCT150NC	525-0262
1,5 ml	rouge	avec Snaplock bouchon	20000 xg			500	2574361	5 jours	MCT150R	525-0270
1,5 ml	violet	avec Snaplock bouchon	20000 xg	oui		500	2574294	5 jours	MCT-150-V	525-0271
1,5 ml	ambré	avec Snaplock bouchon	20000 xg	oui		500	2574286	5 jours	MCT-150-X	525-0278
1,5 ml	jaune	avec Snaplock bouchon	20000 xg	oui		500	2574288	5 jours	MCT-150-Y	525-0289

Capacité de 1,7 ml

Capacité	Couleur	Type	RCF max.	Certifié ébullition	Autre caract	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Référence VWR
1,7 ml	bleu	avec Snaplock bouchon	20000 xg			500	2609634	30 jours	MCT175B	525-0288
1,7 ml	clair	avec Snaplock bouchon	20000 xg		Maxy clear	500	2574345	5 jours	MCT-175-C	525-0227
1,7 ml	clair	avec Snaplock bouchon	20000 xg			250	2595130	10 jours	MCT175 cS	525-0259
1,7 ml	vert	avec Snaplock bouchon	20000 xg			500	2609638	30 jours	MCT175G	525-0287
1,7 ml	clair	avec Snaplock bouchon	20000 xg		Maxy clear Maxymum Recovery®	250	2574341	5 jours	MCT-175-L-C	525-0231
1,7 ml	orange	avec Snaplock bouchon	20000 xg			500	2609636	30 jours	MCT175O	525-0290
1,7 ml	rouge	avec Snaplock bouchon	20000 xg			500	2609637	30 jours	MCT-175-R	525-0294
1,7 ml	coloris assortis	avec Snaplock bouchon	20000 xg	oui		500	2609680	30 jours	MCT175SP	525-0264
1,7 ml	violet	avec Snaplock bouchon	20000 xg			500	2609686	30 jours	MCT-175-V	525-0293
1,7 ml	ambré	avec Snaplock bouchon	20000 xg			500	2609633	30 jours	MCT175 x	525-0292
1,7 ml	jaune	avec Snaplock bouchon	20000 xg			500	2609635	30 jours	MCT175Y	525-0291

Capacité de 2,0 ml

Capacité	Couleur	Type	RCF max.	Certifié ébullition	Autre caract	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Référence VWR
2,0 ml	coloris assortis	avec Snaplock bouchon	20000 xg	oui		500	2609682	30 jours	MCT200A	525-0257
2,0 ml	bleu	avec Snaplock bouchon	20000 xg	oui		500	2609640	30 jours	MCT-200-B	525-0282
2,0 ml	clair	avec Snaplock bouchon	20000 xg		Maxy clear	500	2574346	5 jours	MCT-200-C	525-0228
2,0 ml	clair	avec Snaplock bouchon	20000 xg			250	2574347	5 jours	MCT200 cS	525-0261
2,0 ml	vert	avec Snaplock bouchon	20000 xg	oui		500	2609648	30 jours	MCT-200-G	525-0281
2,0 ml	clair	avec Snaplock bouchon	20000 xg		Maxy clear Maxymum Recovery®	250	2574342	5 jours	MCT-200-L-C	525-0232
2,0 ml	transparent	sans Snaplock capuchon	20000 xg			500	2574348	5 jours	MCT200NC	525-0280
2,0 ml	orange	avec Snaplock bouchon	20000 xg	oui		500	2609646	30 jours	MCT-200-O	525-0279
2,0 ml	rouge	avec Snaplock bouchon	20000 xg	oui		500	2609647	30 jours	MCT-200-R	525-0283
2,0 ml	violet	avec Snaplock bouchon	20000 xg	oui		500	2609649	30 jours	MCT-200-V	525-0286
2,0 ml	ambré	avec Snaplock bouchon	20000 xg	oui		500	2609681	30 jours	MCT200 x	525-0285
2,0 ml	jaune	avec Snaplock bouchon	20000 xg	oui		500	2609645	30 jours	MCT-200-Y	525-0284

Capacité de 5,0 ml

Capacité	Couleur	Type	RCF max.	Certifié ébullition	Autre caract	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Référence VWR
5,0 ml	clair	avec Snaplock bouchon	14000 xg		Maxy clear	250	2574313	5 jours	MCT-500-C	525-0920
5,0 ml	clair	avec Snaplock bouchon	14000 xg		Maxy clear	250	2574273	5 jours	MCT-500-C-S	525-0921
5,0 ml	ambré	avec Snaplock bouchon	14000 xg		Maxy clear	250	2609650	30 jours	MCT-500-X	525-0922