

Micotubes PCR avec capuchon plat, Axygen®

Marque : CORNING-AXYGEN



PP, transparent.



Parois ultrafines pour un transfert thermique optimal

Système de fermeture éliminant toute possibilité d'évaporation de l'échantillon

Certifiés exempts de RNase, DNase et endotoxines

Livré avec capuchon plat

Désignation	Volume	Couleur	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Micotubes PCR avec capuchon plat, 0,2 ml	0,2 ml	coloris assortis	1000	2576130	5 jours	PCR-02-A	732-1033
Micotubes pour PCR avec capuchon plat, 0,2 ml	0,2 ml	bleu	1000	2576140	5 jours	PCR-02-B	731-4000
Micotubes pour PCR avec capuchon plat, 0,2 ml	0,2 ml	vert	1000	2576143	5 jours	PCR-02-G	731-4001
Micotubes pour PCR avec capuchon plat, 0,2 ml	0,2 ml	rouge	1000	2576142	5 jours	PCR-02-R	731-4003
Micotubes pour PCR avec capuchon plat, 0,2 ml	0,2 ml	violet	1000	2610817	30 jours	PCR-02-V	731-4004
Micotubes pour PCR avec capuchon plat, 0,2 ml	0,2 ml	jaune	1000	2576141	5 jours	PCR-02-Y	731-4005
Micotubes PCR avec capuchon plat, 0,2 ml	0,2 ml	naturel	1000	2576129	5 jours	PCR-02-C	732-0674
Micotubes pour PCR avec bouchons plats, 0,2 ml	0,2 ml	naturel	500	2610820	30 jours	PCR-02-C-500	731-0679
Micotubes pour PCR avec capuchon plat, 0,2 ml, MaxyClear ; Maxymum Recovery	0,2 ml	naturel	1000	2576145	5 jours	PCR02 IC	525-0249
Micotubes PCR avec capuchon plat, 0,5 ml	0,5 ml	coloris assortis	1000	2610810	30 jours	PCR-05-A	732-1035
Micotubes pour PCR avec capuchon plat, 0,5 ml	0,5 ml	bleu	1000	2610815	30 jours	PCR05B	731-4026
Micotubes pour PCR avec capuchon plat, 0,5 ml	0,5 ml	violet	1000	2610816	30 jours	PCR05V	731-4031
Micotubes PCR avec capuchon plat, 0,5 ml	0,5 ml	naturel	1000	2576146	5 jours	PCR05 c	732-0675
Micotubes pour PCR avec bouchons plats, 0,5 ml	0,5 ml	naturel	500	2610821	30 jours	PCR-05-C-500	731-0680
Micotubes pour PCR avec capuchon plat, 0,5 ml, MaxyClear ; Maxymum Recovery	0,5 ml	naturel	1000	2576135	5 jours	PCR05 IC	525-0251