



Ces cuves d'électroporation sont conçues en polycarbonate transparent de qualité médicale et sont compatibles avec tous les électroporateurs classiques disponibles sur le marché.

Aluminium poli pour réduire la formation d'arcs

Bouchons avec codes couleur pour faciliter l'identification de la largeur de fente

Bouchons ronds pour un retrait facile, d'une seule main

Informations de commande: Disponibles dans trois largeurs de fente pour répondre aux applications courantes: 1 mm pour la puissance de champ la plus élevée, adaptées aux bactéries ; 2 mm pour la puissance intermédiaire ; 4 mm pour la puissance la plus faible, adaptées aux cellules de mammifères et à certaines cellules de plantes.

Conditionnement: Stérilisées par irradiation aux rayons gamma et emballées individuellement pour une stérilité garantie.

Désignation	Volume	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Cuvettes avec largeur de fente de 1 mm, bouchon gris	20 - 90 µl	50	2574959	5 jours	732-1135	732-1135
Cuvettes avec largeur de fente de 2 mm, bouchon bleu	40 - 400 µl	50	2574960	5 jours	732-1136	732-1136
Cuvettes avec largeur de fente de 4 mm, bouchon jaune	80 - 800 µl	50	2574961	5 jours	732-1137	732-1137