

Plaques PCR, 96 puits

Marque : VWR COLLECTION



En PP. Ces plaques PCR sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs.

Parois de puits lisses, fines et uniformes pour la précision du transfert thermique

Plaques fines, flexibles et faciles à découper

Exemptes de DNase, RNase et d'ADN génomique humain

Étiquetage alphanumérique imprimé et coin coupé pour simplifier l'orientation de la plaque

Capacité de travail: 200 µl

Désignation	Well colour	Volume puits	Coloured lettering	Barcoded	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Plaques PCR profil standard, sans jupe	clair	0,20 ml	Non	Non	100	2575795	5 jours	211-0262	211-0262
Plaques PCR profil standard, sans jupe	clair	0,20 ml	Oui	Non	100	2575787	5 jours	732-2387	732-2387
Plaques PCR à puits surélevés	clair	0,20 ml	Non	Non	100	2575783	5 jours	211-0269	211-0269
Plaques PCR à demi-jupe	clair	0,20 ml	Oui	Oui	100	2575778	5 jours	732-2390	732-2390
Plaques PCR à profil bas, sans jupe	clair	0,15 ml	Oui	Non	100	2575786	5 jours	732-2386	732-2386
Plaques PCR à jupe	clair	0,10 ml	Non	Non	100	2575793	5 jours	211-0297	211-0297
Plaques PCR à profil bas, à demi-jupe	clair	0,15 ml	Oui	Oui	100	2575779	5 jours	732-2388	732-2388
Plaques PCR à profil bas, à demi-jupe surélevée	clair	0,15 ml	Oui	Oui	100	2575777	5 jours	732-2389	732-2389
Plaques PCR profil standard, sans jupe	blanc	0,20 ml	Oui	Non	100	2602787	10 jours	732-3388	732-3388
Plaques PCR à profil bas, sans jupe	blanc	0,15 ml	Oui	Non	100	2602786	10 jours	732-3387	732-3387
Plaques PCR à profil bas, à demi-jupe	blanc	0,15 ml	Oui	Oui	100	2602785	10 jours	732-3389	732-3389
Plaques PCR à profil bas, à demi-jupe surélevée	blanc	0,15 ml	Oui	Oui	100	2602702	10 jours	732-3390	732-3390
Plaques PCR profil standard, sans jupe	assortis	0,20 ml	-	-	100	2575788	5 jours	211-0263	211-0263
Plaques PCR profil standard, sans jupe	bleu	0,20 ml	-	-	100	2575794	5 jours	211-0264	211-0264
Plaques PCR profil standard, sans jupe	vert	0,20 ml	-	-	100	2610732	30 jours	211-0265	211-0265
Plaques PCR profil standard, sans jupe	violet	0,20 ml	-	-	100	2575791	5 jours	211-0266	211-0266
Plaques PCR profil standard, sans jupe	rouge	0,20 ml	-	-	100	2575790	5 jours	211-0267	211-0267
Plaques PCR profil standard, sans jupe	jaune	0,20 ml	-	-	100	2575789	5 jours	211-0268	211-0268
Plaques PCR à jupe	assortis	0,20 ml	-	-	100	2575780	5 jours	211-0298	211-0298
Plaques PCR à jupe	bleu	0,10 ml	-	-	100	2575782	5 jours	211-0300	211-0300
Plaques PCR à jupe	vert	0,20 ml	-	-	100	2610731	30 jours	211-0301	211-0301
Plaques PCR à jupe	violet	0,10 ml	Oui	Non	100	2575785	5 jours	211-0302	211-0302
Plaques PCR à jupe	rouge	0,10 ml	-	-	100	2575784	5 jours	211-0303	211-0303
Plaques PCR à jupe	jaune	0,20 ml	-	-	100	2610730	30 jours	211-0304	211-0304