

Papier de blotting, grade 703

Marque : VWR COLLECTION



Pour le transfert des protéines et des acides nucléiques. Débit uniforme du tampon à travers le gel vers la membrane de transfert dans le sandwich de blotting. Convient également pour enlever les gels des supports en verre.

En fibres de coton 100%

Homogène et lisse

Le processus de fabrication inclus uniquement de l'eau ultrapure

Sans additifs

Désignation	Dimensions	Cdt	Ref UGAP	Délai de livraison	Ref fabricant	Ref VWR
Feuilles	70×100 mm	100	2570787	5 jours	732-0596	732-0596
Feuilles	140×160 mm	100	2570783	5 jours	732-0603	732-0603
Feuilles	150×150 mm	100	2570784	5 jours	732-0607	732-0607
Feuilles	200×200 mm	100	2570785	5 jours	732-0593	732-0593
Feuilles	460×570 mm	100	2570786	5 jours	732-0591	732-0591