

BARRETTE PAR 12 | Avec capes bombées

Barrette de 12 tubes PCR avec capes bombées

labcon

Barrette de 12 tubes PCR 0,2ml avec barrette de 12 capes bombées

Application

- Biologie moléculaire
- Analyses PCR

Avantages

- Fabriquée à partir de polypropylène 100% vierge
- Chaque lot est testé et certifié exempt de RNase, DNase, ATP et ADN humain

Matière : Polypropylène 100% vierge

Niveau de RNase : Exempt

Niveau de DNase : Exempt

Niveau d'ADN Humain : Exempt

Niveau d'ATP : Exempt

Niveau d'endotoxine : Exempt

Autoclavable : Oui



Capacité (en µl)	Méthode	Cape	Présentation	Condt mini de vente	Réf.
200	PCR	Attenante et bombée	Barrette de 12 tubes avec capes	80	MCPCRB0212LB

BARRETTE SPÉCIFIQUE | Pour QIAGEN® Rotorgen®

Barrette de 4 tubes PCR pour QIAGEN® Rotorgen®

labcon

Barrette de 4 tubes PCR avec barrette de 4 capes spécifiques pour QIAGEN® Rotorgen®

Application

- Biologie moléculaire
- Analyses PCR

Avantages

- Matière : polypropylène «Ultra Clear»

Matière : Polypropylène 100% vierge

Niveau de RNase : Exempt

Niveau de DNase : Exempt

Niveau d'ADN Humain : Exempt

Niveau d'ATP : Exempt

Niveau d'endotoxine : Exempt

Autoclavable : Oui



Capacité (en µl)	Méthode	Cape	Présentation	Condt mini de vente	Réf.
100	PCR	Spécifique QIAGEN® Rotorgen®	Barrette de 4 tubes avec capes en barrette	250	PCRBQIALB

elvetec

Service clientèle :

(du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30)
(le vendredi : 8h30 à 16h30)



0970 808 921

Passez vos commandes

Par fax au 04 72 22 43 38

Par email : serviceclient@elvetec.fr

Adresse postale :

ELVETEC
ZAC Satolas Green - PUSIGNAN
69881 MEYZIEU Cedex



CML

Service clientèle :

(du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h00)
(le vendredi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 16h30)



01 64 45 42 42

Passez vos commandes

Par fax au 01 64 78 14 69

Par email : serviceclient@cml.fr

Adresse postale :

CML
BP 30
77792 NEMOURS Cedex