

MAT, FILM ET ADHÉSIF  
ADHÉSIF EN POLYPROPYLENE

Film adhésif en polypropylène Labcon pour microplaque PCR



► Un adhésif disponible en version non stérile et stérile !

Film pour microplaque PCR en polypropylène

**Application**

- Biologie moléculaire
- Analyses PCR
- Stockage
- Transport

**Avantages**

- Permet de réduire l'évaporation

Matière : Polypropylène  
Autoclavable : Non



Technique d'analyse	Scellage	Température d'utilisation mini (en °C)	Température d'utilisation maxi (en °C)	Désignation	Condt mini de vente	Réf.
PCR	Adhésif autocollant	-40	105	Film pour microplaque PCR en polypropylène stérile	100	PCRPROSLB
PCR	Adhésif autocollant	-40	105	Film pour microplaque PCR en polypropylène non stérile	100	PCRPRONSLB

ADHÉSIF POUR RT PCR

Film adhésif pour real-time PCR



► Film Masterclear® real-time PCR pourvu de caractéristiques optiques supérieures

Film Masterclear® real-time PCR autocollant

**Application**

- Biologie moléculaire

**Avantages**

- Scellage étanche à votre plaque PCR
- Optimisé pour la transmission optimale de la lumière
- Emballage ergonomique pour répondre aux besoins de l'utilisateur
- La gamme de systèmes de scellage d'Eppendorf a été testée pour sa résistance à une variété de substances courantes en laboratoire

Autoclavable : Oui  
Niveau de RNase : Exempt  
Niveau de DNase : Exempt  
Niveau d'ADN Humain : Exempt  
Niveau d'endotoxines : Exempt



Technique d'analyse	Scellage	Désignation	Condt mini de vente	Réf.
PCR / qPCR	Adhésif autocollant	Film adhésif Masterclear® real-time PCR, PCR clean	100	PCRCLEARFILM

MAT EN SILICONE

Mat perçable pour microplaque



Mat perçable en silicone pour microplaque 96 puits


**Application**

- Biologie moléculaire
- Analyses PCR

**Avantages**

- Grande résistance chimique
- Pas d'évaporation d'échantillon ou de contamination de puits en puits
- Repérage alphanumérique
- Réutilisable

Matière : Silicone  
Autoclavable : Oui



Technique d'analyse	Scellage	Température d'utilisation mini (en °C)	Température d'utilisation maxi (en °C)	Désignation	Condt mini de vente	Réf.
PCR	Mat perçable	-80	105	Mat perçable pour microplaque en silicone 96 puits	5	MATSIL96RLB