

# FICHE TECHNIQUE

## Boîtes à déchets DASRI – Multi-Safe twin plus 500 – 77.3884005

Fiche créée le: 09/03/2021

Dernière modification le:



**Désignation commerciale :** Conteneur Multi-Safe twin plus 500

**Application :** Elimination des objets coupants, tranchants et perforants

**Fabricant :** SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne  
Certification ISO 13485

### Caractéristiques produit :

- **Description :** Conteneur 0,5 L Multi-Safe twin plus 500, pour l'élimination des objets coupants, tranchants et perforants
- **Normes et directives :** Dispositif conforme à la norme ISO 23907-1:2019  
Certificat IBE-BVI N° P-20.083
- **Conformité :** Certificat IBE-BVI N°200045 pour le transport routier (ADR), rail (RID), mer (IMGD) et air (ICAO)  
TRBA250
- **Matière :** Corps : Polypropylène (PP) + colorant jaune  
Cape : Polypropylène (PP) + colorant rouge
- **Dimensions :**

Hauteur maxi :	162 mm
Diamètre maxi :	89 mm
Diamètre du fond :	57 mm
Volume total :	0,5 litre
Volume de remplissage :	0,4 litre
Etiquette sérigraphiée imprimée rouge	
- **Conditionnement :** Carton de 126 boîtes et couvercles à assembler
- **Qualités biologiques :** Non stérile

# FICHE TECHNIQUE

**Boîtes à déchets DASRI – Multi-Safe twin plus 500 – 77.3884005**

## Limites d'utilisation - Recommandations :

Usage unique  
Ce produit n'est pas un Dispositif Médical.  
Non autoclavable.

Etiquette multilingue avec QR code donnant accès aux instructions d'assemblage de la cape et de la boîte.



Flashez-moi

Ne pas dépasser la limite de remplissage imprimée sur le produit.  
Ne pas forcer pour l'introduction des déchets.

Couvercle avec fermeture provisoire et définitive innovante.  
Couvercle avec différentes encoches permettant la désolidarisation d'aiguilles dont une spécifique pour les aiguilles de stylo à insuline.



Possibilité d'utilisation uni-manuelle avec :  
- un support adhésif pour surface plane, verrouillable, ref 95.695001  
- un support mural en équerre, ref 95.963



95.965001



95.963