

[Accueil](#) > [Application Facete](#) > [Purified Water](#) > [Consumables](#) > [Polisseur LC-Pak®](#)

LCPAK00A1 | Polisseur LC-Pak®



Élimination de matières organiques à l'état de traces pour des applications comme l'UHPLC, la LC-MS ou la LC-MS/MS au point de distribution du système Milli-Q® IQ 7000

LCPAK00A1

1

Le prix n'a pas pu être récupéré

La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

[Aperçu](#) [Documentation complémentaire](#) [Produits & Applications associés](#)

Aperçu

Description
Applications
Informations sur l'emballage

Description

Référence	LCPAK00A1
Description	Polisseur LC-Pak®
Aperçu	Delivered hermetically sealed and with its protective bell. To be rinsed with high grade methanol before use. Certificate of Quality available online.

Applications

Application	Élimination de matières organiques à l'état de traces pour des applications comme l'UHPLC, la LC-MS ou la LC-MS/MS au point de distribution du système Milli-Q® IQ 7000
-------------	---

Informations sur l'emballage

Quantité	1
----------	---

[Nous contacter](#)[Groupe Merck](#) | [Mentions légales](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Respect de la vie privée](#) | [Conditions de vente](#)