




MSNANLY50 | Multiscreen HTS Filter Plate, Styrene



Clearing of bacterial cell lysates

MSNANLY50

50
Le prix n'a pas pu être récupéré
La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

[Aperçu](#) [Documentation complémentaire](#) [Produits & Applications associés](#)

Aperçu

Description
Product Information
Applications
Biological Information
Dimensions
Materials Information
Packaging Information

Description	
Catalogue Number	MSNANLY50
Trade Name	MultiScreen
Description	Multiscreen HTS Filter Plate, Styrene
Alternate Names	Montage Plasmid Miniprep

Product Information	
Automation Compatible	Yes
Color Code	Clear
Number of Wells	96

Applications	
Application	Clearing of bacterial cell lysates
Key Applications	DNA Purification

Biological Information	
Sterility	Non-Sterile

Dimensions	
Volume	50 µL–250 µL

Materials Information	
Device Material	Styrene

Packaging Information	
-----------------------	--

Packaging Information	
Material Size	50

[Nous contacter](#)

[Groupe Merck](#)

[Mentions légales](#)

[Conditions d'utilisation](#)

[Respect de la vie privée](#)

[Conditions de vente](#)

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.