



QGARD00R1 | Cartouche de purification Q-Gard® 1



Pour les systèmes Milli-Q® raccordés à une eau d'alimentation Elix® / osmosée / distillée

QGARD00R1

1

Le prix n'a pas pu être récupéré

La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

[Demande d'informations complémentaires](#)

Aperçu Documentation complémentaire Produits & Applications associés

Aperçu

Description
Applications
Informations sur l'emballage

Description

Référence	QGARD00R1
Description	Cartouche de purification Q-Gard® 1

Applications

Application	Pour les systèmes Milli-Q® raccordés à une eau d'alimentation Elix® / osmosée / distillée
-------------	---

Informations sur l'emballage

Quantité	1
----------	---

[Nous contacter](#)

[Groupe Merck](#) |
 [Mentions légales](#) |
 [Conditions d'utilisation](#) |
 [Respect de la vie privée](#) |
 [Conditions de vente](#)